

Listopad 2021

Důležitá poznámka

POZNÁMKA: PŘED POUŽITÍM PANELU QIAstat-Dx RESPIRATORY SARS-CoV-2 PANEL SI PŘEČTĚTE POKYNY UVEDENÉ V TOMTO LISTU A PEČLIVĚ JE DODRŽUJTE.

QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Aktualizace definičního souboru analýzy (ADF) na verzi 1.4

Vážený zákazník,

společnost QIAGEN se snaží vycházet vstříc potřebám svých zákazníků a poskytovat jim vždy ty nejlepší produkty a služby. Z tohoto důvodu bychom vás rádi informovali o aktualizaci definičního souboru analýzy (ADF) pro panel QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel (kat. č. 691214).

Tento nový ADF díky novému fluidikovému protokolu zvyšuje spolehlivost analýz a redukuje negativní výsledky interní kontroly. Kromě toho tento ADF umožňuje provádění analýz ve vyšších nadmořských výškách až do 3 100 m nad mořem. Zákazníci musí tento nový ADF do svých systémů nainstalovat, ještě než začnou panel QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel používat. Aktualizace ADF nebude trvat déle než 1 minutu.

Abyste mohli používat nový ADF, musíte do svého analyzátoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0 importovat ADF QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 verze 1.4. Panel ADF QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel je kompatibilní s analyzátozem QIAstat-Dx Analyzer 1.0 s verzí softwaru 1.3 a vyšší.

Aktualizace ADF panelu QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel na verzi 1.4

Aktualizaci na ADF panelu QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel verze 1.4 mohou provést zákazníci sami. Pokud se během aktualizace vyskytnou jakékoli problémy, obraťte se na technickou službu společnosti QIAGEN na adrese support.qiagen.com.

Pokud chcete provést aktualizaci ADF panelu QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel na verzi 1.4 a importovat aktualizovanou verzi analýzy do analyzátoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0, proveďte následující kroky:

1. Vyžádejte si soubor ADF od svého obchodního zástupce společnosti QIAGEN nebo přejděte na <https://www.qiagen.com/shop/automated-solutions/pcr-instruments/qiastat-dx/>.
2. Na kartě **Product Resources** (Produktové zdroje) klikněte na **Protocol Files** (Soubory protokolu) a stáhněte si ADF pro panel QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel verze 1.4. Balíček uložte a rozbalte. Zkopírujte soubor *.asy do kořenového adresáře paměťového zařízení USB (přímo na paměťové zařízení USB, ne do žádné složky).
3. Vložte paměťové zařízení USB, které obsahuje příslušný soubor ADF, do portu USB analyzátoru QIAstat-Dx Analyzer 1.0.
4. Stiskněte tlačítko **Options** (Možnosti) a pak tlačítko **Assay Management** (Správa analýz). V oblasti obsahu displeje se zobrazí obrazovka Assay Management (Správa analýz).
5. Stiskněte ikonu **Import** v levé dolní části obrazovky.
6. Vyberte soubor ADF, který chcete importovat z paměťového zařízení USB.
7. Zobrazí se dialogové okno. Nahrání souborů potvrďte.
8. Pak se může zobrazit dialogové okno, které vás požádá o přepsání aktuální verze novou. Potvrďte stisknutím tlačítka **Yes** (Ano).
9. Zvolte **Assay Active** (Analýza aktivní). Tím se analýza aktivuje.
10. Stisknutím tlačítka **Options** (Možnosti) a pak tlačítka **User Management** (Správa uživatelů) přiřadíte aktivní analýzu uživateli.
Vyberte uživatele, který má mít možnost analýzu spustit.
V nabídce **Assign Assays** (Přiřadit analýzy) vyberte možnost **User Options** (Možnosti uživatelů).
Povolte analýzu a stiskněte tlačítko **Save** (Uložit).

Další informace naleznete v návodu k použití konkrétní analýzy (QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel).

V případě jakýchkoli dalších otázek týkajících se výše uvedených bodů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím svého obchodního zástupce společnosti QIAGEN.

S pozdravem

váš tým QIAGEN
www.qiagen.com