

April 2022

Viktig anmärkning

QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel – Uppdatering av analysdefinitionsfil (Assay Definition File, ADF) till version 1.1

OBS! LÄS OCH FÖLJ INSTRUKTIONERNA I DET HÄR BREVET INNAN DU ANVÄNDER QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis PANEL.

Bästa kund,

QIAGEN är dedikerade till att möta våra kunders behov och vi strävar ständigt efter att tillhandahålla så prisvärda produkter och tjänster som möjligt. Därför vill vi informera dig om en uppdatering av en analysdefinitionsfil (Assay Definition File, ADF) för QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel (kat.nr 691611.).

Den nya versionen av denna ADF innehåller uppdateringar av flera felmeddelanden för att förbättra tydligheten och uppdatera konfigurationen för att öka testtillförlitligheten. Kunderna måste installera denna nya ADF innan de använder QIAstat-Dx Meningitis Panel. Denna ADF-uppdatering tar högst 1 minut.

För att använda denna nya ADF måste du importera QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis ADF version 1.1 till din QIAstat-Dx Analyser 1.0. Analysdefinitionsfilen för QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel är kompatibel med QIAstat-Dx Analyser 1.0 som kör programvaruversion 1.4 och senare.

Så här uppdaterar du analysdefinitionsfilen för QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel ADF till version-1.1

Uppdateringen till version 1.1 av analysdefinitionsfilen för QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel kan utföras av kunden. Om du upplever problem under uppdateringen, kontakta QIAGEN teknisk service på support.qiagen.com

Gör följande för att importera den uppdaterade versionen av analysen till QIAstat-Dx Analyser 1.0 och uppdatera analysdefinitionsfilen för QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel till version 1.1:

1. Begär analysdefinitionsfilen från din QIAGEN-säljrepresentant eller gå till <https://www.qiagen.com/shop/automated-solutions/pcr-instruments/qiastat-dx/>

2. Gå till fliken **Product Resources** (Produktresurser), klicka på **Protocol Files** (Protokollfiler) och ladda ner QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel ADF version 1.1. Spara och packa upp paketet. Kopiera *.asy-filen till rotmappen på USB-lagringsenheten (direkt på USB-lagringsenheten, inte i en mapp).
3. Sätt i USB-lagringsenheten med den motsvarande ADF:en i någon av USB-portarna på QIAstat-Dx Analyzer 1.0.
4. Tryck på knappen **Options** (Alternativ) och därefter på knappen **Assay Management** (Analyshantering). Skärmen Assay Management (Analyshantering) visas i skärmens innehållsområde.
5. Tryck på ikonen **Import** (Importera) längst ner till vänster på skärmen.
6. Välj den ADF-fil som ska importeras från USB-lagringsenheten.
7. En dialogruta kommer att visas, i vilken du ska bekräfta uppladdningen av filerna.
8. En dialogruta till kan då visas, i vilken du ombeds att skriva över den aktuella versionen med den nya versionen. Tryck på **Yes** (Ja) för att bekräfta.
9. Välj **Assay Active** (Analys aktiv) för att tillåta analysen att bli aktiv.
10. Tilldela den aktiva analysen till användaren genom att trycka på knappen Options (Alternativ) och därefter på knappen User Management (Användarhantering).
Välj den användare som ska tillåtas att köra analysen.
Välj **Assign Assays** (Tilldela analyser) från **User Options** (Användaralternativ).
Aktivera analysen och tryck på knappen **Save** (Spara).

Mer information finns i bruksanvisningen för respektive analys (QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel).

Tveka inte att kontakta oss via din QIAGEN-säljrepresentant om du har ytterligare frågor rörande ovan nämnda punkter.

Vänliga hälsningar,

Ditt QIAGEN-team
www.qiagen.com