

บันทึกสำคัญ

therascreen[®] EGFR RGQ PCR Kit (24), V2, REF 874111

therascreen[®] EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24), REF 870311

เรียน ลูกค้าผลิตภัณฑ์ *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

ตามที่ได้เรียนแจ้งท่านไปก่อนหน้านี้ว่าบริษัท QIAGEN ได้แก้ไขคำแนะนำในคู่มือการใช้งานสำหรับชุดอุปกรณ์ *therascreen* EGFR PCR Kit เพื่อลดความเสี่ยงใด ๆ ที่เกิดจากสิ่งปลอมปนจากแสงฟลูออเรสเซนซ์ที่นำไปสู่การปฏิบัติการณ์ที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ได้ผลการทดสอบค่าบวกของการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมที่ผิดพลาด และเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญในการผสมตัวทำปฏิกิริยาอย่างละเอียดถี่ถ้วนและสมบูรณ์ คำแนะนำส่วนล่างคือการอ่านค่า C_T (ΔC_T) ถูกตัดออกและเพิ่มขึ้นตอนการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยตนเองสำหรับการอ่านค่า CT (ΔCT) เพื่อหลีกเลี่ยงผลการทดสอบค่าบวกที่ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งปลอมปนจากแสงฟลูออเรสเซนซ์ดังกล่าว

ในบันทึกสำคัญนี้เราต้องการแจ้งให้ท่านทราบว่า การกำหนดผลลัพธ์โดยอัตโนมัติในซอฟต์แวร์ Rotor-Gene ได้รับการอัปเดตและฉบับปรับปรุงใหม่ของคู่มือชุดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้รับการเผยแพร่ตามเอกสารด้านล่าง:

- ฉบับปรับปรุงแก้ไข 7 สำหรับ REF 874111 *therascreen*[®] EGFR RGQ PCR Kit (24), V2
- ฉบับปรับปรุงแก้ไข 5 สำหรับ REF 870311 *therascreen*[®] EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24)

การปรับปรุงแก้ไขคู่มือใหม่เหล่านี้ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงคำแนะนำในการใช้งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โปรดดูในประวัติการแก้ไขเอกสารของคู่มือ *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit ที่เกี่ยวข้องสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ชุดเอกสารการทดสอบการกำหนดผลลัพท์โดยอัตโนมัติ (มีเฉพาะสำหรับ REF 874111) สามารถดาวน์โหลดได้ในหน้าเว็บผลิตภัณฑ์ *therascreen* EGFR RQ PCR Kit ที่ www.qiagen.com ไปที่ **Product Resources (แหล่งข้อมูลผลิตภัณฑ์) > Supplementary Protocols (โปรโตคอลเสริม)** เพื่อดาวน์โหลดชุดเอกสารการทดสอบ

การแปลบันทึกสำคัญนี้

บริษัท QIAGEN จัดพิมพ์บันทึกสำคัญนี้เป็นภาษาอังกฤษ การแปลบันทึกสำคัญนี้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเอกสารพกพา (PDF) ท่านสามารถเข้าถึงเอกสารที่แปลแล้วได้ในปุ่มแท็บ Product Resources (แหล่งข้อมูลผลิตภัณฑ์) ของหน้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องใน www.qiagen.com

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยในข้อมูลใด ๆ โปรดติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิคของ QIAGEN ในพื้นที่ของท่าน สำหรับข้อมูลติดต่อโปรดไปที่หน้าเว็บไซต์ต่อไปนี้:

บริษัทสาขาของ QIAGEN:

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/subsidiaries/>

พันธมิตรทางการค้าและผู้นำเข้าของบริษัท QIAGEN:

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/distributors-and-importers/>

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท QIAGEN

www.qiagen.com