

September 2021

Analüsaatori QIAstat-Dx[®] Analyzer 1.0 kasutusjuhend



Redaktsioon 1 Kasutamiseks tarkvaraversiooniga 1.5.x

IVD

CE

REF

9002824 (QIAstat-Dx Analyzer 1.0, täielik süsteem)

REF

9002814 (QIAstat-Dx Analytical Module)

REF

9002813 (QIAstat-Dx Operational Module)



QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden

Sisukord

1	Sissejuhatus	7
1.1	Teave selle kasutusjuhendi kohta	7
1.2	Üldine teave	8
1.2.1	Tehniline abi	8
1.2.2	Põhimõtted	8
1.3	Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 sihtotstarve	9
1.3.1	Kasutuspiirangud	9
2	Ohutusteave	10
2.1	Õige kasutamine	11
2.2	Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 transpordi ettevaatusabinõud	12
2.3	Elektriohutus	12
2.4	Kemikaaliohutus	12
2.5	Bioohutus	13
2.6	Jäätmekäitlus	14
2.7	Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 tähised	15
2.8	Andmeturve	16
2.9	Küberturve	16
3	Üldine kirjeldus	18
3.1	Süsteemi kirjeldus	18
3.2	Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 kirjeldus	18
3.3	Analüüsikasseti QIAstat-Dx kirjeldus	20
3.4	Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer tarkvara	21
4	Paigaldamistoimingud	22
4.1	Nõuded kasutuskohale	22
4.2	Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 tarnimine ja komponendid	23
4.3	Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 lahtipakkimine ja paigaldamine	25
4.4	Täiendavate analüüsimoodulite installimine	29
4.5	Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 pakendamine ja transportimine	35
5	Analüüsi teostamine ja tulemuste kuvamine	36

5.1	Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 käivitamine	36
5.2	Analüüsikasseti QIAstat-Dx ettevalmistamine	36
5.3	Analüüsi tühistamine	43
5.4	Tulemuste kuvamine	44
5.4.1	Amplitseerimise kõverate kuvamine	45
5.4.2	Sulamiskõverate kuvamine	47
5.4.3	Analüüsi detailide kuvamine	48
5.4.4	Eelnevate analüüside tulemuste sirvimine	50
5.4.5	Tulemuste eksportimine USB draivile	53
5.4.6	Tulemuste printimine.....	53
5.4.7	Toetuspaketi loomine	54
6	Süsteemi funktsioonid ja valikud	55
6.1	Põhiküla	55
6.1.1	Olekuriba Üldine	56
6.1.2	Olekuriba Module (Moodul)	56
6.1.3	Leht Module status (Mooduli olek)	57
6.1.4	Riba Peamenüü	58
6.1.5	Sisuväli	59
6.2	Sisselogimisküla	59
6.2.1	Väljalogimine.....	61
6.3	Ekraanisäästja	62
6.4	Menüü Options (Valikud).....	62
6.5	Printeri toimivus.....	63
6.5.1	Printeri installimine ja kustutamine.....	63
6.5.2	Printimistöde vaatamine.....	63
6.5.3	Printimistöde kustutamine	64
6.6	Väliskontrolli (External Control, EC) sätted	64
6.7	Tulemuste arhiivimine.....	67
6.7.1	Arhiivi loomine.....	68
6.7.2	Arhiivi avamine.....	70
6.7.3	Automaatne arhiiv	71

6.8	Kasutajate haldamine	72
6.8.1	Kasutajate loendi avamine ja haldamine	73
6.8.2	Kasutajate lisamine	77
6.9	Analüüside haldamine	78
6.9.1	Saada olevate analüüside haldamine	78
6.9.2	Epidemioloogia aruande loomine	80
6.9.3	Uute analüüside importimine	80
6.10	Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 konfigureerimine	82
6.10.1	Regioonisätted	82
6.10.2	HIS/LIS-i sätted	85
6.10.3	Seadme QIAsphere Base sätted	85
6.10.4	Üldsätted	87
6.10.5	Printeri sätted	88
6.10.6	Võrgusätted	89
6.10.7	Network Share (Ühisvõrgukoht)	91
6.10.8	Süsteemi logi	92
6.10.9	Versiooniinfo ja tarkvara litsentsileping	93
6.10.10	Süsteemi uuendamine	93
6.10.11	Süsteemi varundamine	94
6.11	Paroolide muutmine	96
6.12	Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 süsteemi olek	97
6.13	Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 väljalülitamine	97
7	Ühenduvus HIS/LIS-süsteemiga	98
7.1	HIS/LIS-süsteemiga andmevahetuse aktiveerimine ja konfigureerimine	98
7.2	Analüüsi nime konfigureerimine	100
7.3	Analüüsi tellimuse loomine hosti ühendusega	100
7.3.1	Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 konfigureerimine hosti ühendusega	100
7.3.2	Analüüsi tegemine analüüsi tellimuse alusel	101
7.4	Analüüsi tulemuse üleslaadimine hosti	104
7.4.1	Analüüsi tulemuse automaatne üleslaadimine hosti	104

	7.4.2	Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 konfigureerimine analüüsi tulemuse käsitsi üleslaadimiseks hosti.....	105
	7.4.3	Analüüsi tulemuse käsitsi üleslaadimine hosti	106
	7.5	Hosti ühenduse tõrkeotsing	106
8		Väliskontroll (External Control, EC).....	107
	8.1	External Control configuration (Väliskontrolli konfigureerimine)	107
	8.2	EC-testi käitamise protseduur.....	107
	8.3	EC-analüüsi tulemuste vaatamine.....	114
	8.3.1	EC amplifitseerimise kõverate kuvamine	115
	8.3.2	EC sulamiskõverate kuvamine	115
	8.3.3	EC analüüsi üksikasjade kuvamine.....	115
9		Hooldus.....	117
	9.1	Hooldustoimingud	117
	9.2	Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 pinna puhastamine	117
	9.3	Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 pinna desinfitseerimine.....	118
	9.4	Õhufiltri vahetamine	119
	9.5	Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 remont	121
10		Tõrkeotsing	122
	10.1	Riist- ja tarkvara tõrked	122
	10.2	Tõrked ja hoiatusteated.....	124
11		Tehnilised andmed.....	128
12		Lisad	129
	12.1	Printeri paigaldamine ja seadistamine	129
	12.1.1	Printer ühendatud USB kaudu.....	129
	12.1.2	Printeri ühendamine Etherneti kaudu	129
	12.1.3	Printeri installimine vaikedraiveriga.....	129
	12.1.4	Printeri installimine draiveri installimisega.....	130
	12.1.5	CUPS-i printeridraiveri installimine	131
	12.1.6	Katsetatud printerite loend	134
	12.1.7	Printeri kustutamine	135
	12.2	Vastavustunnistus.....	135

12.3	Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (WEEE, ingl <i>Waste Electrical and Electronic Equipment</i>).....	136
12.4	Vastutussäte.....	137
12.5	Tarkvara litsentsileping.....	138
12.6	Garantiist lahtiütlemine	142
12.7	Mõisted.....	143
13	Register	144
14	Dokumendi muudatuste ajalugu.....	147

See kasutusjuhend on trükitud kujul saadaval tellimisel.

1 Sissejuhatus

Täname, et valisite analüsaatori QIAstat-Dx® Analyzer 1.0. Oleme kindlad, et see süsteem saab olema teie labori lahutamatu osa.

Kasutusjuhend kirjeldab, kuidas töötab analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 tarkvaraversiooniga 1.5. Enne analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 kasutamist tuleb see kasutusjuhend tähelepanelikult läbi lugeda, pöörates erilist tähelepanu ohutusteabele. Seadme ohutuks kasutamiseks ja ohutus seisundis hoidmiseks tuleb järgida kasutusjuhendis olevaid juhiseid ja ohutusteavet.

Märkus. Kasutusjuhendis kujutatud joonised on üksnes näited ja võivad analüüsiti erineda.

1.1 Teave selle kasutusjuhendi kohta

Kasutusjuhend sisaldab järgmisi lõike teabega analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 kohta.

- Sissejuhatus
- Ohutusteave
- Üldine kirjeldus
- Paigaldamistoimingud
- Analüüsi teostamine ja tulemuste kuvamine
- Süsteemi funktsioonid ja valikud
- Ühenduvus HIS/LIS-süsteemiga
- Väliskontroll (External Control, EC)
- Hooldus
- Tõrkeotsing
- Tehnilised andmed

Lisad sisaldavad järgmist teavet.

- Printeri paigaldamine ja seadistamine, k.a katsetatud printerite loend
- Vastavustunnistus
- Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (WEEE, ingl *Waste Electrical and Electronic Equipment*)
- Vastutussäte
- Tarkvara litsentsileping
- Garantiist lahtiütlemine
- Mõisted

1.2 Üldine teave

1.2.1 Tehniline abi

Tunneme QIAGEN-is uhkust oma tehnilise toe kvaliteedi ja kättesaadavuse üle. Meie tehnilise toe osakondades töötavad kogenud teadlased, kellel on ulatuslikud praktilised ja teoreetilised kogemused molekulaarbioloogias ning QIAGEN-i toodete kasutamise suhtes. Kui teil on küsimusi või esinevad raskused seoses analüsaatoriga QIAstat-Dx Analyzer 1.0 või üldiselt QIAGEN-i toodetega, võtke julgelt meiega ühendust.

QIAGEN-i kliendid on meie toodete täiendava või spetsialiseeritud kasutamisega seotud teabe peamine allikas. See teave on abiks teistele teadlastele ja ka QIAGEN-i teadlastele. Seetõttu soovitame teil meiega ühendust võtta, kui teil on soovitusi toote toimimise või uute rakenduste ja meetodite kohta.

Tehnilise abi saamiseks võtke ühendust QIAGEN-i tehnilise teenindusega aadressil **support.qiagen.com**.

Kui võtate QIAGEN-iga ühendust seoses tõrgetega, hoidke käepärast järgmine teave:

- analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 seerianumber, tüüp, tarkvara versioon ja installitud analüüsi määratluse failid
- tõrkekood (vajaduse korral)
- ajahetk, kui tõrge esimest korda esines
- tõrke esinemise sagedus (s.t vahetevahel või pidevalt esinev tõrge)
- pilt tõrkest, võimaluse korral
- toetuspakett

1.2.2 Põhimõtted

QIAGEN-i poliitika näeb ette toodete täiustamist ning uute tehnoloogiate ja komponentide kättesaadavaks muutmist. QIAGEN jätab endale õiguse muuta tehnilisi kirjeldusi igal ajal. Püüdes luua kasulikke ja asjakohaseid dokumente, hindame teie märkusi selle kasutusjuhendi kohta. Palun võtke ühendust QIAGEN-i tehnilise teenindusega.

1.3 Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 sihtotstarve

Analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 on ette nähtud kasutamiseks *in vitro* diagnostikavahendina ja annab diagnostilisi tulemusi. Kõik analüüsietapid on täielikult automatiseeritud, kasutades molekulaardiagnostika kassette QIAstat-Dx' ja real-time PCR-i määramist.

Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 süsteem on ette nähtud vaid erialaseks kasutamiseks ning ei ole ette nähtud iseenda analüüsimiseks.

1.3.1 Kasutuspiirangud

- Analüsaatorit QIAstat-Dx Analyzer 1.0 saab kasutada ainult koos kassetidega QIAstat-Dx selle kasutusjuhendi ja kassetide QIAstat-Dx kasutusjuhiste kohaselt.
- Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ühendamiseks tuleb kasutada ainult süsteemi komplekti kuuluvaid kaableid.
- Hooldus- ja remonditöid tohivad teostada ainult QIAGEN-i volitatud töötajad.
- Analüsaatorit QIAstat-Dx Analyzer 1.0 tohib kasutada üksnes tasasel horisontaalsel pinnal, mis pole kaldus ega viltu.
- Ärge taaskasutage analüüsikassetti QIAstat-Dx, kui seda on juba kasutatud või kui see on olnud seotud vigase või lõpuleviimata analüüsiga.
- Piisava ventilatsiooni tagamiseks tuleb jätta analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 mõlemale küljele vähemalt 10 cm vaba ruumi.
- Veenduge, et QIAstat-Dx Analyzer 1.0 oleks paigutatud eemale õhukonditsioneeride väljalaskeavadest või soojusvahetitest.
- Ärge liigutage seadet, kui analüüs on pooleli.
- Ärge muutke süsteemi konfiguratsiooni analüüsi tegemise ajal.
- Ärge tõstke ega liigutage analüsaatorit QIAstat-Dx Analyzer 1.0 puutekraanist hoides.
- Ärge lülitage seadet välja ega taaskäivitage seda, kui toimub varundamine, taastamine, süsteemi uuendamine või arhiivi loomine.



2 Ohutusteave

Enne analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 kasutamist tuleb see kasutusjuhend tähelepanelikult läbi lugeda, pöörates erilist tähelepanu ohutusteabele. Seadme ohutuks kasutamiseks ja ohutus seisundis hoidmiseks tuleb järgida kasutusjuhendis olevaid juhiseid ja ohutusteavet.

Võimalikud ohud, mis võivad kahjustada kasutajat või põhjustada kahjustusi seadmele, on kogu kasutusjuhendis selgelt välja toodud sobivates kohtades.

Kui seadmeid kasutatakse nii, nagu tootja ei ole määranud, võidakse vähendada seadme kaitsetaset.

Järgmist tüüpi ohutusteave ilmub *analüsaatori kasutusjuhendis QIAstat-Dx Analyzer 1.0*.


HOIATUS 	Terminit HOIATUS kasutatakse selleks, et teavitada olukordadest, mis võivad põhjustada kasutajale või muudele isikutele kehavigastusi . Sellises kastis on esitatud teavet nende asjaolude kohta.
ETTEVAATUST! 	Terminit ETTEVAATUST kasutatakse selleks, et teavitada olukordadest, mis võivad põhjustada kahjustusi seadmele või muule varustusele. Sellises kastis on esitatud teavet nende asjaolude kohta.
NB!	Lühendit NB! kasutatakse selleks, et tõsta esile teavet, mis on kriitiline ülesande täitmiseks või süsteemi optimaalse töö tagamiseks.
Märkus.	Terminit MÄRKUS kasutatakse kindla olukorra või toimingu selgitamiseks.


Kasutusjuhendis olevad juhised on ette nähtud kasutaja riigis kehtivate ohutusnõuete täiendamiseks ja ei asenda neid.

2.1 Õige kasutamine


Kasutage analüsaatorit QIAstat-Dx Analyzer 1.0 kasutusjuhendi kohaselt. Enne analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 kasutamist soovime kasutusjuhendi tähelepanelikult läbi lugeda.

- Järgige kõiki analüsaatorile QIAstat-Dx Analyzer 1.0 trükitud või seadmele kinnitatud ohutusjuhiseid.
- Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 nõuetele mittevastav kasutamine, paigaldamine ja hooldamine võib põhjustada kehavigastusi või kahjustada analüsaatorit QIAstat-Dx Analyzer 1.0.
- Analüsaatorit QIAstat-Dx Analyzer 1.0 tohivad kasutada ainult volitatud ja vastava väljaõppega tervishoiutöötajad.
- Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 hooldustöid tohivad läbi viia üksnes QIAGEN-i volitatud esindajad.
- Ärge kasutage analüsaatorit QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ohtlikes keskkondades, mille jaoks see ei ole konstrueeritud.
- Järgige seoses identimisteabe hoidmisega oma ettevõtte küberturbe poliitikat.

<p>HOIATUS/ ETTEVAATUST!</p> 	<p>Kehavigastuste ja varakahjustuste oht</p> <p>Ärge avage analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 korpust. Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 korpus on konstrueeritud kasutaja kaitseks ja analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 nõuetekohase töö tagamiseks. Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 kasutamine ilma korpuseta põhjustab elektrilöögiohtu ja analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 talitlushäireid.</p>
---	---

<p>HOIATUS/ ETTEVAATUST!</p> 	<p>Kehavigastuste ja varakahjustuste oht</p> <p>Olge kasseti sisestuspordi sulgumise korral ettevaatlik, et vältida kehavigastusi, nt sõrmede vahelejäämist.</p>
---	---


2.2 Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 transpordi ettevaatusabinõud

HOIATUS/ ETTEVAATUST! 	Kehavigastuste ja varakahjustuste oht Analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 on raske seade. Kehavigastuste või analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 kahjustamise vältimiseks olge seadet töstes ettevaatlik ja kasutage sobivaid töstmismeetodeid.
---	--

2.3 Elektriohutus

Järgige kõiki üldisi elektriseadmete ohutusnõudeid.


Enne seadme hooldamist ühendage toitejuhe pistikupesast lahti.


HOIATUS 	Elektrioht Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 sees olev eluohtlik pinge Ärge avage analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 korpust. Toitejuhe tuleb ühendada kaitsejuhiga (maandatud) pistikupesassa. Ärge puudutage lüliteid ega toitejuhtmeid märgade kätega. Ärge kasutage seadet muudes elektrivõrkudes kui ette nähtud.
---	--

2.4 Kemikaaliohutus

Kasseti materjalide ohutuskaardid on saadaval QIAGEN-is ja neid võib küsida sealt.

Kasutatud analüüsikassetid QIAstat-Dx tuleb kasutusest kõrvaldada, järgides kõiki riiklikke ja kohalikke tervise- ja ohutusnõudeid ning seadusi.

HOIATUS 	Ohtlikud kemikaalid Kui kasseti korpus on saanud kahjustada, võivad sellest lekkida kemikaalid. Mõned analüüsikassetides QIAstat-Dx kasutatavad kemikaalid võivad olla ohtlikud või muutuda ohtlikuks. Kandke alati kaitseprille, kindaid ja laborikitlit.
---	--

ETTEVAATUST! 	Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 kahjustuste oht Vältige kemikaalide või muude vedelike valgumist analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0 või sellest välja. Vedelikukahjustused muudavad garantii kehtetuks.
--	---

2.5 Bioohutus


Analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ja kassetid ise ei sisalda bioloogiliselt ohtlikke aineid. Siiski tuleks proove ja reaktiive, mis sisaldavad bioloogilistest allikatest pärit aineid, käsitleda ja kõrvaldada kui võimalikke bioloogiliselt ohtlikke aineid. Kasutage labori ohutusjuhiseid, mida on kirjeldatud Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskuste (ingl k *Centers for Disease Control and Prevention*, CDC) ja Riikliku Tervishoiuinstituudi (ingl k *National Institutes of Health*, NIH) väljaandes Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (Mikrobioloogia ja biomeditsiini laborite bioohutus) (www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/biosfty.htm).


Analüsaatoriga QIAstat-Dx Analyzer 1.0 analüüsitud proovid võivad sisaldada nakkusohtlikke aineid. Kasutajad peavad olema teadlikud sellistest ainetest tulenevatest ohtudest ning kasutama, ladustama ja käitlema selliseid proove vastavalt kehtivatele ohutusnõuetele. Kasutage reaktiive või proove käsitsemisel isikukaitsevahendeid ja ühekordseks kasutamiseks ette nähtud puudrivabasis kindaid ning pärast käsitsemist peske käed põhjalikult.

Järgige alati erinevates suunistes sätestatud ettevaatusabinõusid, näiteks Kliiniliste ja Laboratoorsete Standardite Instituudi (ingl k *Clinical and Laboratory Standards Institute*[®], CLSI) dokumendis Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections (Laboritöötajate kaitsmine kutsealaselt saadud nakkuste eest) kinnitatud juhised (M29) või muud vastavad dokumendid, mille on avaldanud järgmised ühendused:

- OSHA[®]: Tööohutuse ja Töetervishoiu Teabeagentuur (ingl k *Occupational Safety and Health Administration* (Ameerika Ühendriigid)).
- ACGIH[®]: Ameerika Riiklik Tööstushügieenikute Konverents (ingl k *American Conference of Government Industrial Hygienists* (Ameerika Ühendriigid)).
- COSHH: Tervisele ohtlike ainete kontrolli asutus (ingl k *Control of Substances Hazardous to Health*, (Suurbritannia)).

Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ja töökoha saastumise vältimiseks käsitsege proove ja analüüsikassette QIAstat-Dx ettevaatlikult. Saastumise korral (nt kasseti leke) puhastage ja desinfitseerige saastunud ala ja analüsaator QIAstat-Dx Analyzer (vt lõik 9).

<p>HOIATUS</p> 	<p>Biooht</p> <p>Olge ettevaatlik, kui laadite nakkusohtlikke proove sisaldavaid analüüsikassette QIAstat-Dx analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0 või eemaldate neid sealt. Katkine kassett võib saastada analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ja ümbritseva ala.</p> <p>Kõiki analüüsikassette QIAstat-Dx tuleb käsitleda nii, nagu need sisaldaksid võimalikku nakkusohtliku ainet.</p>
---	---

<p>ETTEVAATUST!</p> 	<p>Saastumisoht</p> <p>Ohjake ja puhastage kohe katkisest või kahjustustega kassetist QIAstat-Dx pärit saaste. Kuigi kassetide sisu pole nakkusohtlik, võib see tavategevuse käigus laiali kanduda, saastada muid analüüse ja põhjustada valepositiivseid tulemusi.</p>
--	--

Teavet analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 puhastamise ja desinfitseerimise kohta vt vastavalt lõikudest 9.2 ja 9.3.











2.6 Jäätmekäitlus

Kasutatud analüüsikassetid QIAstat-Dx ja plastanumad võivad sisaldada ohtlikke kemikaale või nakkusohtlikke aineid. Sellised jäätmed tuleb kokku koguda ja nõuetekohaselt käidelda vastavalt kõikidele riiklikele ning kohalikele tervise- ja ohutusnõuetele ning õigusaktidele.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE, ingl *Waste Electrical and Electronic Equipment*) kõrvaldamise kohta vt lisa 12.3.

2.7 Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 tähised

Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 seadmel ja analüüsikassetidel QIAstat-Dx on järgmised tähised.

Tähis	Asukoht	Kirjeldus
	Tüübisilt seadme tagaküljel	Euroopa CE-märgis
	Tüübisilt seadme tagaküljel	Asutuse TÜV SÜD Product Service läbiviidud testide TÜV-märgis
	Tüübisilt seadme tagaküljel	IECEE liikmesriikide CB-märgis
	Tüübisilt seadme tagaküljel	RoHS-märgis Hiina jaoks (teatud ohtlike ainete kasutamise keeld elektri- ja elektroonikaseadmetes)
	Tüübisilt seadme tagaküljel	ETTEVAATUST! Oht – kehvigastuste ja varakahjustuste oht
	Tüübisilt seadme tagaküljel	Euroopa WEEE-märgis
	Tüübisilt seadme tagaküljel	Seaduslik tootja
	Tüübisilt seadme tagaküljel	<i>In vitro</i> diagnostikaks ettenähtud meditsiiniseade
	Tüübisilt seadme tagaküljel	Katalooginumber
	Tüübisilt seadme tagaküljel	Seerianumber

2.8 Andmeturve

Märkus. Tungivalt soovitatav on regulaarselt süsteemi varundada vastavalt teie organisatsiooni andmete kättesaadavuse ja andmekao eest kaitsmise poliitikale.

Analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 tarnitakse koos USB-mäluseadmega, mida on soovitatav kasutada ainult lühiajaliseks andmete salvestamiseks ja teisaldamiseks (nt tulemuste salvestamine, süsteemi varundamine ja arhiivimine, süsteemi uuendamine või analüüsi määratluse failide importimine). Püsivaks andmesalvestuseks on tungivalt soovitatav kasutada muud salvestuskohta.

Märkus. USB-mäluseadme kasutamisele kehtivad piirangud (nt salvestusmaht või andmete ülekirjutamise oht), mida tuleb enne kasutamist arvesse võtta.

Pikaajalise andmeturbe tagamiseks järgige oma organisatsiooni andmete salvestamise ja identimisteabe säilitamise turbepoliitikat.

2.9 Küberturve

Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 kasutamisel on äärmiselt soovitatav järgida allpool loetletud küberturbe soovitusi.

- Kasutage analüsaatorit QIAstat-Dx Analyzer 1.0 turvalises keskkonnas ja turvalises võrgus.
- Süsteemi uuendamise korral võrrelge alati enne paigaldamist uuenduspaketi kontrollsummat veebilehel (www.qiagen.com) esitatud kontrollsummaga.
- Ärge lahkuge süsteemi uuendamise, süsteemi varundamise ning arhiivi taastamise ja loomise ajal seadme juurest, sest automaatse väljalogimise funktsioon on nende protsesside ajal välja lülitatud. Lisateavet automaatse väljalogimise kohta leiate jaotisest 6.10.4.
- Tehke pidevalt varukoopiaid ja hoidke varukoopiaid turvalises, ideaaljuhul võrguühenduseta salvestusruumis. Lisateavet varukoopiade kohta leiate jaotisest 6.10.11.
- Kontrollige alati, et kasutaksite pahavarata USB-mäluseadet.
- Kasutage analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 mitme kasutajaga režiimi. Lisateavet funktsiooni Kasutajate haldamine kohta leiate jaotisest 6.8.
- Järgige vähimate pääsuõiguste põhimõtet (määrares kasutajale konto vastavalt tema tööprofiilile). Lisateavet kasutajahalduse kohta leiate jaotisest 6.8.
- Järgige oma organisatsiooni paroolide kehtestamise ja nende muutmise sageduse põhimõtteid.
- Logige alati välja, kui jätate analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 järelevalveta. Lisateavet väljalogimise kohta leiate jaotisest 6.2.1.
- Ärge kasutage isikuandmete või kaitstud terviseandmete sisestamiseks vabalt redigeeritavaid välju.

-
- Võtke ühendust ettevõtte QIAGEN tehnilise toega, kui arvate, et teie seadet QIAstat-Dx Analyzer 1.0 võib olla kahjustatud.

Lisaks aitab analüsaatori *QIAstat-Dx Analyzer 1.0 turvalisuse ja privaatsuse juhend* teil seadet vastavalt andmekaitse määrustele ohutult ja turvaliselt paigaldada, konfigureerida, käitada ja hooldada. Analüsaatori *QIAstat-Dx Analyzer 1.0 turvalisuse ja privaatsuse juhend* on saadaval aadressil qiagen.com/QIAstat-Dx_Privacy.

3 Üldine kirjeldus

3.1 Süsteemi kirjeldus

Analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 koos analüüsikassettidega QIAstat-Dx kasutab inimese bioloogilistes proovides patogeensete nukleiinhapete määramiseks reaalaaja PCR-i. Analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ja kassetid on konstrueeritud suletud süsteemina, mis võimaldab automaatset proovide ettevalmistamist ning patogeensete nukleiinhapete määramist ja tuvastamist. Proovid sisestatakse analüüsikassetti QIAstat-Dx, mille sees on kõik vajalikud reaktiivid proovist nukleiinhapete isoleerimiseks ja amplifitseerimiseks. Sisseehitatud tarkvara interpreteerib määratud reaalaaja amplifikatsioonisignaale ja esitab need intuitiivse kasutajaliidese kaudu.


3.2 Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 kirjeldus

Analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 koosneb töömoodulist ja ühest või mitmest (kuni 4) analüüsimoodulist. Töömoodul sisaldab elemente, mis tagavad ühendamise analüüsimooduliga ja võimaldavad kasutajal suhelda analüsaatoriga QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Analüüsimoodul sisaldab proovide analüüsimiseks vajalikku riistvara ja tarkvara.


QIAstat-Dx Analyzer 1.0 sisaldab järgmisi elemente:

- puutekraan kasutaja suhtlemiseks analüsaatoriga QIAstat-Dx Analyzer 1.0
- vöötkoodilugeja proovi, patsiendi, kasutaja ja analüüsikasseti QIAstat-Dx tuvastamiseks
- USB pordid analüüsise ja süsteemi uuendamiseks, dokumentide eksportimiseks ja printeri ühendamiseks (üks ees, kolm taga)
- kasseti sisestusporti analüüsikassettide QIAstat-Dx sisestamiseks analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0
- Etherneti-ühendus seadme võrku ühendamiseks

Joonistel 1 ja 2 on kujutatud analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 erinevate funktsioonide asukohad.



Joonis 1. Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 eestvaade. Töömoodul on vasakul ja analüüsimoodul on paremal.



Joonis 2. Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 tagantvaade. Töömoodul on paremal ja analüüsimoodul on vasakul.

3.3 Analüüsikasseti QIAstat-Dx kirjeldus


Analüüsikassett QIAstat-Dx on ühekordseks kasutamiseks ette nähtud plastseade täisautomaatse molekulaarse analüüsi läbiviimiseks. Kasseti QIAstat-Dx funktsioonide hulka kuuluvad sobivus eri proovitüüpidega (nt vedelikud, tampoonid), analüüsimiseks vajalike eellaaditud reaktiivide hermeetiline säilitamine ja iseseisev töörežiim. Kõik proovi ettevalmistamise ja analüüsimise etapid toimuvad analüüsikasseti QIAstat-Dx sees.

Kõik analüüsi täielikuks läbiviimiseks vajalikud reaktiivid valmistatakse ette ja säilitatakse analüüsikassetis QIAstat-Dx. Kasutaja ei pea kokku puutama ja/ega käsitlema ühtegi reaktiivi. Analüüsi kestel käideldakse reaktiive analüüsimoodulis pneumojuhitud mikrokapillaarides ja need ei puutu otseselt kokku analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 juhtajamitega. Analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0 on paigutatud õhufiltrid nii sissetuleva kui ka väljuva õhu tarbeks, et tagada veel suurem keskkonnakaitse. Peale analüüsi lõppu jääb analüüsikassett QIAstat-Dx hermeetiliselt suletuks, mis suurendab oluliselt selle ohutu kõrvaldamise võimalusi.

Analüüsikasseti QIAstat-Dx sees teostatakse järjestikku automaatselt mitu etappi, kasutades pneumorõhku proovide ja vedelike ülekandmiseks läbi ülekandekambri nende määratud asukohta. Pärast analüüsikasseti QIAstat-Dx asetamist analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0 teostatakse automaatselt järgmised etapid:

- sisemiste kontrollide resuspendeerimine;
- rakkude lüüsimine mehaaniliste ja/või keemiliste vahenditega;
- membraanipõhine nukleiinhapete puhastamine;
- puhastatud nukleiinhapete segamine lüofiliseeritud põhisegu reaktiividega;
- määratletud eluaadi/põhisegu alikvootide ülekandmine erinevatesse reaktsioonikambritesse;
- reaalaaja multipleks-PCR-i läbiviimine igas reaktsioonikambri. Fluoresentsi tõus sihtmärk-analüüdi tuvastamisel toimub iga reaktsioonikambri sees.

Kasseti üldine ehitus ja funktsioonid on kujutatud järgmisel leheküljel joonisel 3.



Joonis 3. Analüüsikasseti QIAstat-Dx funktsioonid

3.4 Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer tarkvara

Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer tarkvara on süsteemi eelinstallitud. Sellel on kolm peamist funktsioonide rühma:


- üldised kasutusfunktsioonid hõlbustavad analüüside seadistamist, sooritamist ning analüüsi ja selle tulemuste visualiseerimist;
- seadistamisfunktsioonid võimaldavad süsteemi seadistada (kasutajate haldamine, analüüside haldamine ja riistvara/tarkvara seadistuse haldamine);
- testide teostamise kontroll, et teha nõutavad automatiseeritud analüütilised toimingud, mis moodustavad testi teostamise


4 Paigaldamistoimingud

4.1 Nõuded kasutuskohale

Paigaldage QIAstat-Dx Analyzer 1.0 tasasele, kuivale ja puhtale tööpinnale. Veenduge, et paigalduskohas poleks liigset tõmbetuult, niiskust ega tolmu ning seade oleks kaitstud suurte temperatuurikõikumiste, kuumaallikate, vibratsiooni ja elektriliste häirete eest. Teavet analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 kaalu ja mõõtmete ning õigete kasutustingimuste (temperatuur ja õhuniiskus) kohta vt lõigust 11. Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 kõigil külgedel peab olema piisavalt vaba ruumi korralikuks ventilatsiooniks ja takistusteta ligipääsuks kasseti sisestuspordile, analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 tagaküljele, toitelülitile, võõtkoodilugejale ja puutekraanile.

Märkus. Enne analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 installimist ja kasutamist vt lõiku 11, et tutvuda analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 kasutustingimustega.






<p>ETTEVAATUST!</p> 	<p>Blokeeritud ventilatsioon</p> <p>Hea ventilatsiooni tagamiseks tuleb jätta analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 taha vähemalt 10 cm vaba ruumi ja mitte blokeerida õhuvoolu seadme all.</p> <p>Pilusid ja avasid, mis tagavad seadme ventilatsiooni, ei tohi kinni katta.</p>
--	---




<p>ETTEVAATUST!</p> 	<p>Elektromagnetilised häired</p> <p>Ärge hoidke ega kasutage analüsaatorit QIAstat-Dx Analyzer 1.0 tugeva elektromagnetilise kiirguse allikate lähedal (nt varjestamata sihipärased raadiosagedusliku kiirguse allikad), sest need võivad häirida seadme nõuetekohast tööd.</p>
--	---

4.2 Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 tarnimine ja komponendid



Analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 tarnitakse kahes eraldi kastis ja komplekti kuuluvad kõik vajalikud osad süsteemi ülesseadmiseks ja kasutamiseks. Kastide sisu on järgmine.

1. kasti sisu:

Komponent	Kirjeldus
	1 analüsimoodul
	1 USB mäluase
	1 toitejuhe
	1 analüsi/analüsimooduli sild
	1 ühendussild

Komponent	Kirjeldus
	1 analüüsimooduli-töömooduli paigaldustööriist
	1 ekraanipuhastuslapp
	1 kaitsekatte eemaldustööriist

2. kasti sisu:


Komponent	Kirjeldus
	1 töömoodul
	1 analüüsimooduli/töömooduli sild


4.3 Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 lahtipakkimine ja paigaldamine

Pakkige analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ettevaatlikult lahti järgmiste juhiste kohaselt.

1. Eemaldage analüüsimoodul kastist ja asetage see tasasele pinnale. Eemaldage analüüsimooduli küljest vahtplasti tükid.


Märkus. Analüüsimooduli tõstmiseks ja käsitlemiseks tuleb seda hoida mõlema käega alt, nagu on näidatud joonisel 4.

<p>HOIATUS/ ETTEVAATUST!</p> 	<p>Kehavigastuste ja varakahjustuste oht</p> <p>Analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 on raske seade. Kehavigastuste või analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 kahjustamise vältimiseks olge seadet tõstes ettevaatlik ja kasutage sobivaid tõstmismeetodeid.</p>
---	---




Joonis 4. Analüüsimooduli õige hoidmine


2. Eemaldage analüüsimooduli küljelt kaitsekatted, kasutades selleks analüsaatoriga QIAstat-Dx Analyzer 1.0 kaasas olevat kaitsekatte eemaldamise tööriista (joonis 5).



Joonis 5. Kaitsekattete eemaldamine


3. Eemaldage töömoodul kastist ja kinnitage see analüüsimooduli vasakule küljele. Keerake kruvid kinni analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 Analyzer komplekti kuuluva analüüsimooduli-töömooduli paigaldustööriistaga (joonis 6).

ETTEVAATUST! 	Mehaaniliste kahjustuste oht Ärge jätke töömoodulit ilma toetamata seisma ega toetage seda puutekraanile, sest see võib kahjustada puuteekraani.
--	--




Joonis 6. Töömooduli kinnitamine analüüsimoodulile

4. Paigaldage kaitsekatted tagasi analüüsimooduli küljele (joonis 7).




Joonis 7. Kaitsekattete tagasipanek

5. Ühendage analüüsimooduli/töömooduli sild analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 tagaküljel, et siduda omavahel analüüsimoodul ja töömoodul (joonis 8).




Joonis 8. Analüüsimooduli/töömooduli silla ühendamine

6. Ühendage analüüsimooduli taga olev ühendussild (joonis 9).



Joonis 9. Ühendussilla ühendamine

7. Ühendage analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 komplekti kuuluv toitejuhe analüüsimooduli tagaosas olevasse ühenduspessa (joonis 10).




Joonis 10. Toitejuhtme ühendamine

8. Ühendage toitejuhe pistikupessa.
9. Lülitage seade SISSE, vajutades analüüsimooduli tagaküljel olev toitelüliti asendisse „I“ (joonis 11). Veenduge, et analüüsimooduli ja töömooduli oleku signaaltuled oleksid sinised.

Märkus. Kui oleku signaaltuli on punane, on analüüsimoodulil tõrge. Abi saamiseks võtke ühendust QIAGEN-i tehnilise toega, kasutades kontakhteavet lõigus 10.

Märkus. Seadet ei tohi paigutada nii, et toitelüliti on raske kasutada.




Joonis 11. Toitelüliti asukoha määramine ja selle vajutamine asendisse „I“

10. Analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 on nüüd valmis, et konfigureerida see ettenähtud kasutamiseks. Teavet süsteemi parameetrite, süsteemi kellaaja ja kuupäeva ning võrguühenduse konfigureerimise kohta vt lõigust 6.10.

4.4 Täiendavate analüüsimoodulite installimine


Pakkige täiendav analüüsimoodul ettevaatlikult lahti ja installige järgmiste juhiste kohaselt:

1. Valmistage analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ette uue mooduli installimiseks:
 - 1a. lülitage süsteem VÄLJA, vajutades sisse-/väljalülitusnuppu analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 esiosas.
 - 1b. Lülitage seade VÄLJA, vajutades analüüsimooduli taga oleva toitelüliti asendisse „O“.
 - 1c. Eemaldage toitejuhe.
 - 1d. Eemaldage analüüsimooduli tagant ühendussild (joonis 12, järgmine lk).



Joonis 12. Ühendussilla eemaldamine


- 1.e. Eemaldage kaitsekatted analüüsimooduli sellelt küljelt, kuhu kinnitatakse täiendav analüüsimoodul (joonis 13).




Joonis 13. Kaitsekatete eemaldamine

2. Võtke täiendav analüüsimoodul kastist välja ja asetage tasasele pinnale. Eemaldage analüüsimooduli küljest vahtplasti tükid.


Märkus. Analüüsimooduli töstmiseks ja käsitlemiseks tuleb seda hoida mõlema käega alt, nagu on näidatud järgmisel leheküljel joonisel 14.

<p>HOIATUS/ ETTEVAATUST!</p> 	<p>Kehavigastuste ja varakahjustuste oht</p> <p>Analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 on raske seade. Kehavigastuste või analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 kahjustamise vältimiseks olge seadet töstes ettevaatlik ja kasutage sobivaid töstmismeetodeid.</p>
---	---




Joonis 14. Analüüsimooduli õige hoidmine

3. Eemaldage analüüsimooduli küljelt kaitsekatted, kasutades selleks analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 komplekti kuuluvat kaitsekatte eemaldustööriista (joonis 15).




Joonis 15. Kaitsekatete eemaldamine

4. Seadke täiendav analüüsimoodul olemasoleva analüüsimooduli järgi. Keerake kruvid kinni analüsaatori QIAstat Dx Analyzer 1.0 Analyzer komplekti kuuluva analüüsimooduli-töömooduli paigaldustööriistaga (joonis 16).




Joonis 16. Täiendava analüüsimooduli kohaleseadmine ja kinnitamine

5. Paigaldage kaitsekatted tagasi täiendava analüüsimooduli küljele (joonis 17).




Joonis 17. Täiendava analüüsimooduli kaitsekate tagasipanek

6. Ühendage analüüsi/analüüsimooduli sild analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 tagaküljel, et ühendada omavahel mõlemad analüüsimoodulid (joonis 18).




Joonis 18. Analüüsi/analüüsimooduli silla ühendamine

7. Ühendage ühendussild analüüsimooduli taha (joonis 19).



Joonis 19. Ühendussilla ühendamine

8. Ühendage analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 komplekti kuuluv toitejuhe esimese analüüsimooduli tagaosas olevasse ühenduspessa (joonis 20).




Joonis 20. Toitejuhtme ühendamine

9. Ühendage toitejuhe pistikupessa.
10. Lülitage seade SISSE, vajutades analüüsimooduli tagaküljel olev toitelüliti asendisse „I” (joonis 21). Veenduge, et analüüsimooduli ja töömooduli oleku signaaltuled oleksid sinised.

Märkus. Kui oleku signaaltuli on punane, on analüüsimoodulil tõrge. Abi saamiseks võtke ühendust QIAGEN-i tehnilise toega, kasutades kontakteavet lõigus 10.

Märkus. Seadet ei tohi paigutada nii, et toitelüliti on raske kasutada.



Joonis 21. Toitelüliti asukoha määramine ja selle vajutamine asendisse „I”

11. Analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 on nüüd valmis, et konfigureerida see ettenähtud kasutamiseks. Teavet süsteemi parameetrite, süsteemi kellaaja ja kuupäeva ning võrguühenduse konfigureerimise kohta vt lõigust 6.10.

4.5 Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 pakendamine ja transportimine

Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 transportimiseks pakendamiseks tuleb kasutada originaalpakkematerjali. Kui originaalpakkematerjal pole saadaval, pöörduge QIAGEN-i tehnilise toe poole. Enne seadme pakendamist veenduge, et seade on nõuetekohaselt ette valmistatud (vt lõik 9.2) ega kujuta bioloogilist või keemilist ohtu.

Seadme pakendamiseks tehke järgmist.

1. Veenduge, et seade on VÄLJA lülitatud (vajutage toitelüliti asuendisse „O”).
2. Ühendage toitejuhe pistikupesast lahti.
3. Ühendage toitejuhe analüüsimooduli tagaosast lahti.
4. Ühendage analüüsimooduli taga olev ühendussild lahti.
5. Lahutage analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 tagaosast analüüsimooduli/töömooduli sild, mis ühendab omavahel töö- ja analüüsimoodulit.
6. Eemaldage analüüsimooduli küljelt kaitsekatted, kasutades selleks kaitsekatte eemaldustööriista.
7. Kasutage komplekti kuuluvat analüüsimooduli-töömooduli paigaldustööriista, et keerata lahti kaks kruvi, millega töömoodul on kinnitatud analüüsimooduli külge. Pakendage töömoodul kasti.
8. Pange kaitsekatted tagasi analüüsimooduli küljele. Pakendage analüüsimoodul koos vahtplastist tükkidega oma kasti.


5 Analüüsi teostamine ja tulemuste kuvamine

Märkus. Kasutusjuhendis kujutatud joonised on üksnes näited ja võivad analüüsiti erineda.

5.1 Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 käivitamine

1. Seadme käivitamiseks vajutage analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 esiosas olevat sisse-/väljalülitusnupp ON/OFF (joonis 22).

Märkus. Analüüsikambri tagaosas olev toitelüliti peab olema asendis „I”. Asendis „I” süttivad töö- ja analüüsimooduli signaaltuled sinisena (st seade on sisse lülitatud).



Joonis 22. Sisse-/väljalülitusnupu ON/OFF vajutamine seadme käivitamiseks


2. Oodake, kuni kuvatakse Põhikuva ning töömooduli ja analüüsimooduli oleku signaaltuled lähevad roheliseks ja lõpetavad vilkumise.

Märkus. Kui installimine on lõpule viidud, avaneb kuva Login (Sisselogimine). Lisateavet vt lõigust 6.2.

Märkus. Kui analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 on installitud, peab süsteemi administraator logima sisse tarkvara esmaseadistamiseks. Esimese sisselogimise korral on kasutaja ID „administrator” ja vaikimisi parool on „administrator”. Parool tuleb pärast esimest sisselogimist ära muuta. User Access Control (Kasutaja ligipääsu kontroll) aktiveeritakse automaatselt. Tungivalt soovitatav on luua vähemalt üks kasutajakonto, millel pole rolli „Administrator” (Administraator).

5.2 Analüüsikasseti QIAstat-Dx ettevalmistamine

Eemaldage analüüsikassett QIAstat-Dx pakendist. Täpsemat teavet proovi lisamise kohta analüüsikassetti QIAstat-Dx ning konkreetse analüüsi teostamise kohta vt vastava analüüsi kasutusjuhised (nt QIAstat-Dx Respiratory Panel). Pärast proovi lisamist analüüsikassetti QIAstat-Dx kontrollige alati, et mõlema proovi kaaned oleks korralikult suletud. Analüüsi teostamise protseduur Kõik kasutajad peavad kandma analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 puutekraani puudutades vastavaid isikukaitsevahendeid, nt kindaid.

1. Vajutage põhikuva ülemises paremas nurgas nuppu Run Test (Käivita analüüs) .

Märkus. Kui väliskontroll (External Control, EC) on sisse lülitatud ja tuleb läbi viia EC-analüüs, kuvatakse meeldetuletus EC-prooviga analüüsimiseks. Lisateavet vt lõigust 8.


Märkus. Kui EC on lubatud ja viimane valitud mooduliga tehtud EC-analüüs ebaõnnestus, siis kuvatakse hoiatus. Kasutajad peavad selgesõnaliselt valima, kas nad soovivad valitud mooduliga ikkagi testi teha.

2. Kui kuvatakse vastav viip, skannige töömoodulisse sisseehitatud vöötkoodilugejaga proovi ID vöötkood (joonis 23).

Märkus. Olenevalt analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 konfiguratsioonist võib osutada võimalikuks sisestada proovi ID ka puutekraani virtuaalse klaviatuuri abil. Lisateavet vt Lisateavet vt lõigust 6.10.4.

Märkus. Olenevalt valitud süsteemi konfiguratsioonist, võib olla vajalik sisestada patsiendi ID antud ajahetkel. Lisateavet vt lõigust 6.10.4.

Märkus. Sõltuvalt EC konfiguratsioonist kuvatakse lülitusnupp EC-analüüs. Nupp jääb proovianalüüsi ajaks välja lülitatuks. Lisainfot EC koht vt lõigust 8.




Joonis 23. Proovi ID vöötkoodi skannimine

3. Kui kuvatakse vastav viip, skannige kasutatava analüüsikasseti QIAstat-Dx vötkood. Analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 tuvastab automaatselt teostatava analüüsi, võttes aluseks QIAstat-Dx analüüsikasseti vötkoodi (joonis 24).

Märkus. Analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ei aktsepteeri aegumiskuupäeva ületanud analüüsikassette QIAstat-Dx, varem kasutatud kassette ega seadmesse installimata analüüsi jaoks ette nähtud kassette. Nendel juhtudel kuvatakse veateade. Lisateavet vt lõigust 10.2.

Märkus. Juhiseid analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0 analüüside importimise ja lisamise kohta vt lõigust 6.9.3.

Märkus. Kui väliskontroll (External Control, EC) on lubatud ja tuleb teha EC-analüüs või kui valitud mooduli eelmine test ebaõnnestus, kuvatakse hoiatus. Kasutajad peavad kinnitama, kas nad soovivad jätkata, ja põhikasutajad ei saa analüüsi seadistamist jätkata. Lisateavet vt lõigust 8.



Joonis 24. Analüüsikasseti QIAstat-Dx vötkoodi skannimine

4. Vajaduse korral valige vastav proovitüüp loendist (joonis 25).

administrator Run Test Module 1 14:43 2017-03-30

1 UI administrator Resp Panel 2 Not installed 3 Not installed 4 Not installed

TEST DATA

Sample ID
2430362 ✓

Assay Type
Resp Panel ✓

Sample Type

SAMPLE TYPE

UTM ✓

Swab

Select Sample Type

Cancel

Joonis 25. Proovitüübi valimine

5. Ilmub kuva Confirm (Kinnita). Kontrollige sisestatud teave üle ning tehke kõik vajalikud muudatused, vajutades vastavatele väljadele puutekraanil ja muutes teavet (joonis 26).

administrator Run Test Module 1 14:44 2017-03-30

1 UI administrator Resp Panel 2 Not installed 3 Not installed 4 Not installed

TEST DATA

Sample ID
2430362 ✓

Assay Type
Resp Panel ✓


Sample Type
UTM ✓

Confirm

Module 1 | Confirm Test Data or click any field to edit


Cancel

Joonis 26. Kuva Confirm (Kinnita)

6. Kui kõik kuvatud andmed on õiged, vajutage  Confirm (Kinnita). Vajaduse korral vajutage vastavatel väljadel nende sisu muutmiseks või vajutage Cancel (Tühista) analüüsi tühistamiseks.
7. Veenduge, et tampoonipordi mõlema proovi kaaned ja analüüsikasseti QIAstat-Dx põhiport on kindlalt suletud. Kui analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ülemisel osal olev kasseti sisestusport avaneb automaatselt, sisestage analüüsikassett QIAstat-Dx nii, et vöötkood on suunaga vasakule ja reaktsioonikambri on suunaga alla (joonis 27).

Märkus. Kui töömooduliga on ühendatud mitu analüüsimoodulit, valib analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 automaatselt analüüsimooduli, millega tuleb teha analüüs.

Märkus. Analüüsikassetti QIAstat-Dx ei pea analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0 suruma. Asetage kassett õigesti kasseti sisestusporti ja analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 viib selle automaatselt analüüsimoodulisse.



Joonis 27. Analüüsikasseti QIAstat-Dx sisestamine analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0

8. Kui analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 on tuvastanud analüüsikasseti QIAstat-Dx, suletakse automaatselt kasseti sisestuspordi kate ning alustatakse analüüsimist. Analüüsi käivitamiseks ei pea kasutaja muid toiminguid tegema.


Märkus. Analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ei tunnista muud analüüsikassetti QIAstat-Dx kui seda, mida kasutati ja skanniti analüüsi seadistamise ajal. Kui skannitud kasseti asemel sisestatakse teine, ilmneb tõrge ja kassett väljutatakse automaatselt seadmest.

Märkus. Kuni selle hetkeni on võimalik analüüs tühistada, vajutades puutekraani alumises paremas nurgas nuppu Cancel (Tühistamine).


Märkus. Olenevalt süsteemi konfiguratsioonist tuleb kasutajal sisestada analüüsi käivitamiseks uuesti oma kasutaja parool.

Märkus. Kui porti ei asetata analüüsikassetti QIAstat-Dx, sulgub kassetti sisestuspordi kate automaatselt 30 sekundi pärast. Kui nii juhtub, siis korrake protseduuri alates punktist 5.

9. Analüüsi toimumise ajal kuvatakse puutekraanil järelejäänud analüüsiaega (joonis 28).




Joonis 28. Analüüsi teostamise ja järelejäänud analüüsiaja kuva

10. Kui analüüsimine on lõppenud, ilmub kuva Eject (Väljuta) (joonis 29). Analüüsikassetti QIAstat-Dx eemaldamiseks ja selle kui bioloogilise jäätmekõrvaldamiseks kõikide riiklike ja kohalike tervishoiu- ja ohutuseeskirjade ning õigusaktide kohaselt vajutage puutekraanil  Eject (Väljuta).


Märkus. Analüüsikassett QIAstat-Dx tuleks eemaldada, kui kassetti sisestuspordi kate avaneb ja seade väljutab kassetti. Kui kassetti pole 30 sekundi jooksul eemaldatud, siis liigub see automaatselt tagasi analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ja kassetti sisestuspordi kate suletakse. Kui nii juhtub, siis vajutage Eject (Väljuta) kassetti sisestuspordi kate taasavamiseks ja seejärel eemaldage kassett.

Märkus. Kasutatud analüüsikassetid QIAstat-Dx tuleb ära visata. Kassette pole võimalik analüüsimiseks korduskasutada, kui kasutaja käivitas analüüsi, kuid seejärel tühistas selle, või kui tuvastati tõrge.



Joonis 29. Väljutamise kuva

11. Pärast analüüsikasseti QIAstat-Dx väljutamist ilmub tulemuste kuva Summary (Kokkuvõte) (joonis 30). Lisateavet vt lõigust 5.4.




Joonis 30. Tulemuste kuva Summary (Kokkuvõte)

Märkus. Kui käituse ajal tekkis analüüsimooduli viga, võib kuluda aega, kuni kuvatakse käituse kokkuvõte ja käitus tehakse nähtavaks ülevaates **View Results** (Tulemuste kuvamine).

5.3 Analüüsi tühistamine


Kui analüüsi teostamine on juba käimas, vajutage analüüsi katkestamiseks nuppu Abort (Katkesta) (joonis 31).

Märkus. Kasutatud analüüsikassetid QIAstat-Dx tuleb ära visata. Kasette pole võimalik analüüsimiseks korduskasutada, kui kasutaja käivitas analüüsi, kuid seejärel tühistas selle, või kui tuvastati tõrge.



Joonis 31. Analüüsi tühistamine

Pärast analüüsi katkestamist ei saa analüüsikasseti QIAstat-Dx enam töödelda ega taaskasutada. Pärast nupu Abort (Katkesta) vajutamist kuvatakse dialoogiaken, kus palutakse kasutajal kinnitada analüüsi tühistamine (joonis 32).




Joonis 32. Analüüsi kinnitamise tühistamise dialoogiaken

5.4 Tulemuste kuvamine

QIAstat-Dx Analyzer 1.0 tõlgendab ja salvestab automaatselt analüüsi tulemused. Pärast analüüsikasseti QIAstat-Dx väljutamist kuvatakse automaatselt tulemuste kuva Summary (Kokkuvõte) (joonis 33).

Märkus. Vaadake analüüsispetsiifilistest juhistest, kuidas kasutada võimalikke tulemusi, ja juhiseid, kuidas tõlgendada analüüsitulemusi.



Joonis 33. Tulemuste kuva Summary (Kokkuvõte) näide, millel kujutatakse vasakul paneelil analüüsiandmeid (Test Data) ja põhipaneelil analüüsi kokkuvõtet (Summary)

Ekraani põhiosal on kujutatud järgmised kolm loendit ja kasutatakse värvilist märgistust ning tähiseid tulemuste näitamiseks.

- Esimeses loendis kuvatakse kõik proovis kindlaksmääratud haigustekitajad, millele eelneb märk **+** ja mis on punast värvi.
- Teises loendis kuvatakse kõiki ebaselgeid haigustekitajaid, millele eelneb küsimärk **?** ja mis on kollast värvi.
- Kolmandas loendis kuvatakse kõik proovis analüüsitud haigustekitajad. Proovis tuvastatud haigustekitajatele eelneb märk **+** ja see on punast värvi. Haigustekitajatele, mida küll analüüsiti, kuid ei tuvastatud, eelneb märk **-** ja need on rohelised. Ebaselgetele haigustekitajatele eelneb küsimärk **?** ja need on kollast värvi.

Märkus. Proovis tuvastatud haigustekitajad kuvatakse mõlemas loendis.

Juhul, kui analüüsi ei lõpetatud edukalt, järgneb teade „Failed“ (Nurjunud) ning sellele järgneb vastav tõrkekood.

Alljärgnev analüüsiteave kuvatakse ekraani vasakul küljel.

- Sample ID (Proovi ID)
- Patient ID (Patsiendi ID)(kui on saadaval)
- Assay Type (Analüüsi tüüp)
- Sample Type (Proovitüüp)
- LIS Upload Status (LISi üleslaadimise olek) (kui on kohaldatav)


Lisateave analüüsi kohta on saadaval olenevalt kasutaja juurdepääsuloast ning kuvatakse läbi ekraani alaosas olevate vahekaartide (nt amplifitseerimise diagramm, sulamiskõverad ja analüüsi detailid).

Analüüsi andmete eksportimiseks vajutage nuppu Save Report (Salvesta aruanne) ekraani alaosas oleval ribal.

Aruande saab saata printerisse, vajutades Print Report (Prindi aruanne) ekraani alaosas oleval ribal.

Valitud töotsükli või kõikide nurjunud töotsükli toetuspaketi loomiseks vajutage ekraani alaosas oleval ribal nuppu **Support Package** (Toetuspakett) (joonis 34, järgmine lehekülg). Kui vajate tuge, saatke toetuspakett QIAGEN-i tehnilisele teenindusele.

5.4.1 Amplifitseerimise kõverate kuvamine

Analüüsi amplifitseerimise kõverate kuvamiseks vajutage vahekaarti  Amplification Curves (Amplifitseerimise kõverad) (joonis 34, järgmine lehekülg).

See funktsioon ei pruugi olla kõikide analüüside jaoks saadaval.

Märkus. Pange tähele, et amplifitseerimise kõverad ei ole ette nähtud analüüsitulemuste tõlgendamiseks.



Joonis 34. Kuva Amplification Curves (Amplifitseerimise kõverad) (vahekaart PATHOGENS (Haigustekitajad))


Analüüsitud haigustekitajate ja sisemiste kontrollide üksikasjalikud andmed on esitatud vasakul ja amplifitseerimise kõverad on kujutatud keskel.

Märkus. Kui analüsaatoril QIAstat-Dx Analyzer 1.0 on sisse lülitatud User Access Control (Kasutaja ligipääsu kontroll) (vt lõik 6.8), on kuva Amplification Curves (Amplifitseerimise kõverad) kättesaadav vaid pääsuõigustega kasutajatele.

Vastavate analüüsitud haigustekitajate diagrammide kuvamiseks vajutage vasakul küljel asuval vahekaardil PATHOGENS (Haigustekitajad). Haigustekitajate valimiseks, mida on kujutatud amplifitseerimise diagrammil, vajutage haigustekitaja nimele. On võimalik valida kas üks, mitu või mitte ühtegi haigustekitajat. Iga loendis olevale haigustekitajale määratakse oma värv, mis vastab selle haigustekitajaga seotud amplifitseerimise kõverale. Valimata haigustekitajad kuvatakse hallina.

Vastavad C_T ja lõpp-punkti fluorestsentsi väärtused kuvatakse iga haigustekitaja nime all.

Vajutage vasakul paiknevat vahekaarti CONTROLS (Kontrollid), et kuvada sisemisi kontrolle ja valida, milliseid sisemisi kontrolle kuvatakse amplifitseerimise diagrammil. Vajutage sisemise kontrolli nime kõrval olevat ringi, et seda valida või see valikust eemaldada (joonis 35, järgmine lehekülg).



Joonis 35. Kuva Amplification Curves (Amplitseerimise kõverad) (vahekaart CONTROLS (Kontrollid)), mis näitab sisemisi kontrole.

Amplitseerimise diagrammil kuvatakse valitud haigustekitajate või sisemiste kontrollide andmekõverad. X-telje logaritmilise ja lineaarse mõõtkava vahel liikumiseks vajutage diagrammi alumises vasakus nurgas nuppu Lin (Lineaarne) või Log (Logaritmiline).

X-telje ja Y-telje mõõtkava saab muuta, kasutades igal teljel olevaid ● siniseid eraldusjooni. Vajutage ja hoidke all sinist eraldusjoont ning seejärel viige see teljel sobivasse asukohta. Vaikeväärtuste taastamiseks viige sinine eraldusjoon telje alguspunkti.

5.4.2 Sulamiskõverate kuvamine

Analüüsi sulamiskõverate kuvamiseks vajutage vahekaarti Melting Curves (Sulamiskõverad).

Analüüsitud haigustekitajate ja sisemiste kontrollide üksikasjalik teave on kujutatud vasakul ja sulamiskõverad on kujutatud keskel.

Märkus. Vahekaart Melting Curves (Sulamiskõverad) on saadaval ainult sulamisanalüüside korral.

Märkus. Kui analüsaatoril QIAstat-Dx Analyzer 1.0 on sisse lülitatud User Access Control (Kasutaja ligipääsu kontroll) (vt lõiku 6.8), on kuva Melting Curves (Sulamiskõverad) kättesaadav üksnes pääsuõigustega kasutajatele.


Analüüsitud haigustekitajate kuvamiseks vajutage vasakul küljel asuvat vahekaarti PATHOGENS (Haigustekitajad). Vajutage haigustekitaja nime kõrval olevat ringi, et valida haigustekitaja sulamiskõverad, mida kuvada. On võimalik valida kas üks, mitu või mitte ühtegi haigustekitajat. Igaletal viimane valitud loendis olevale haigustekitajale määratakse oma värv, mis vastab selle haigustekitajaga seotud sulamiskõverale. Valimata haigustekitajad kuvatakse hallina. Iga haigustekitaja nime all kuvatakse sulamistemperatuuri.

Vajutage vasakul paiknevat vahekaarti CONTROLS (Kontrollid), et kuvada sisemisi kontrole ja valida, milliseid neist kuvatakse sulamise diagrammil. Vajutage kontrolli nime kõrval oleval ringil selle valimiseks või valikust eemaldamiseks.

Analüüsi läbinud sisemised kontrollid kuvatakse rohelise värviga ja tekstiga Passed Controls (Läbinud kontrollid) ning nurjunud kontrollid kuvatakse punase värviga ja tekstiga Failed Controls (Nurjunud kontrollid).

X-telje ja Y-telje mõõtkava saab muuta, kasutades igal teljel olevaid ● siniseid eraldusjooni. Vajutage ja hoidke all sinist eraldusjoont ning seejärel viige see teljel sobivasse asukohta. Vaikeväärtuste taastamiseks viige sinine eraldusjoon telje alguspunkti.


5.4.3 Analüüsi detailide kuvamine

Tulemuste üksikasjalikumate andmete kuvamiseks vajutage  Test Details (Analüüsi üksikasjad). Kerige alla, et kuvada kogu aruanne.

Ekraani keskel kuvatakse järgmised analüüsi üksikasjad (joonis 36, järgmine lehekülg):


- User ID (Kasutaja ID)
- Cartridge SN (Kasseti seerianumber)
- Cartridge Expiration Date (Kasseti aegumiskuupäev)
- Module SN (Mooduli seerianumber)
- Test Status (completed, failed, canceled by operator) (Analüüsi olek (lõpetatud, nurjunud, kasutaja tühistatud))
- Error Code (törkekood) (vajaduse korral)
- Error Message (Veateade) (vajaduse korral)
- Test Start Date and Time (Analüüsi käivitamise kuupäev ja kellaaeg)
- Test Execution Time (Analüüsi kestus)
- Assay Name (Analüüsi nimi)


- Test ID (Analüüsi ID)
- Test Result (Analüüsi tulemus) (iga analüüdi, analüüsi tulemused kokku: Positive (Positiivne) [pos], Positive with Warning (Positiivne koos hoiatusega) [pos*], Negative (Negatiivne) [neg], Invalid (Kehtetu) ([inv], Failed (Nurjunud) [fail] või Successful (Edukas) [suc]. Vt analüüsispetsiifilisi kasutusjuhiseid võimalike tulemuste ja nende tõlgendamise üksikasjade kohta)
- Analüüsitud analüütide loend (rühmitatud järgmiselt: Detected Pathogen (Tuvastatud haigustekitaja), Equivocal (Ebaselge), Not Detected Pathogens (Tuvastamata haigustekitajad), Invalid (Kehtetu), Not Applicable (Mittekohaldatav), Out of Range (Väljaspool normi piire), Passed Controls (Läbitud kontrollid) ja Failed Controls (Nurjunud kontrollid)) koos C_T -ga ja lõpp-punkti fluorestsentsi väärtustega (kui kasutatakse analüüsis)
- Sisemiste kontrollide loend koos väärtusega C_T ja lõpp-punkti fluorestsentsi väärtustega (kui kasutatakse analüüsis)



Joonis 36. Näite kuval kuvatakse vasakul paneelil Test Data (Analüüsi andmed) ja põhipaneelil Test Details (Analüüsi üksikasjad)

5.4.4 Eelnevate analüüside tulemuste sirvimine

Tulemustebaasi salvestatud eelnevate analüüside tulemuste kuvamiseks vajutage ribal Peamenüü nuppu  View Results (Kuva tulemused) (joonis 37).



The screenshot shows the 'Test Results' interface. At the top, there are four status indicators labeled '1 Available', '2 Available', '3 Available', and '4 Available'. Below this is a table with the following columns: Sample ID, Assay, Operator ID, EC, Mod, Date/Time, and Result. The table contains six rows of data. To the right of the table is a vertical sidebar with icons for 'Run Test', 'View Results', 'Options', and 'Log Out'. At the bottom of the table, there are navigation controls including 'Page 28 of 133' and buttons for 'Remove Filter', 'Print Report', 'Save Report', 'Search', and 'Upload'.

Sample ID	Assay	Operator ID	EC	Mod	Date/Time	Result
s_5172630	B_Assay 3	Service T...	-	⌛	2015-01-10 00:15	pos
s_32651444	U_Assay 17	Administ...	-	⌛	2015-01-10 00:00	pos
s_881883	Q_Assay 15	Administ...	3	⌛	2015-01-09 19:45	neg
s_21305224	V_Assay 18	Administ...	-	⌛	2015-01-09 19:30	pos
s_68661540	V_Assay 9	basicuser	2	⌛	2015-01-09 19:15	pos
s_79206799	G_assay 1ssay 1	Administ...	2	⌛	2015-01-09 19:00	pos

Joonis 37. Kuva View Results (Kuva tulemused) näide

Iga teostatud analüüsi kohta on saadaval järgmine teave (joonis 38, järgmine lehekülg):

- Sample ID (Proovi ID)
- Assay (Analüüs) (analüüsi nimi)
- Operator ID (Kasutaja ID)
- EC (kui tehti EC-analüüs)
- Mod (Moodul) (analüüsimoodul, millel viidi läbi analüüs)
- Upload status (Üleslaadimise olek) (nähtav ainult siis, kui see on HIS/LIS süsteemi sätetes lubatud)
- Date/Time (Kuupäev/Aeg) (kuupäev ja kellaeg, kui analüüs lõpetati)
- Result (Tulemus) (analüüsi tulemus: positive (positiivne) [pos], pos with warning (positiivne koos hoiatusega) [pos*], negative (negatiivne) [neg], invalid (kehtetu) ([inv], failed (nurjunud) [fail] või successful (edukas) [suc]), EC passed (EC läbitud) [ecpass] või EC failed (EC nurjus) [ecfail])

Märkus. Võimalikud tulemused on analüüsispetsiifilised (st mõned tulemused ei pruugi olla iga analüüsi jaoks kohaldatavad). Vt analüüsispetsiifilisi kasutusjuhiseid.

Märkus. Kui analüsaatoril QIAstat-Dx Analyzer 1.0 on sisse lülitatud User Access Control (Kasutaja ligipääsu kontroll) (vt lõiku 6.8), siis varjatakse andmed, millele kasutajal puudub pääsuõigus, tärnikestega.

Märkus. Eelmiste käsitsi või automaatselt arhiivitud analüüside nägemise kohta vt jaotist 6.7.2.

Valige üks või mitu analüüsitulemust, vajutades proovi ID-st vasakul olevat halli ringi. Valitud tulemuste kõrvale ilmub linnuke. Valiku tühistamiseks vajutage linnukest. Kogu tulemuste loendi valimiseks vajutage ülemisel real linnukesega ringi (joonis 38).

Sample ID	Assay	Operator ID	EC Mod	Date/Time	Result
s_5172630	B_Assay 3	Service T...	-	2015-01-10 00:15	pos
s_32651444	U_Assay 17	Administ...	-	2015-01-10 00:00	pos
s_881883	Q_Assay 15	Administ...	3	2015-01-09 19:45	neg
s_21305224	V_Assay 18	Administ...	-	2015-01-09 19:30	pos
s_68661540	V_Assay 9	basicuser	2	2015-01-09 19:15	pos
s_79206799	G_assay 1ssay 1	Administ...	2	2015-01-09 19:00	pos

Joonis 38. Kuval View Results (Kuva tulemused) valiku Test Results (Analüüsi tulemused) valimise näide









Vajutage analüüsi rea suvalisel kohal, et kuvada teatud analüüsi tulemusi.

Vajutage tulba pealkirja (nt Sample ID (Proovi ID)), et sorteerida loendit kasvavas või kahanevas järjekorras vastavalt valitud parameetritele. Loendit saab sorteerida vaid ühe tulba kaupa.

Tulp Result (Tulemus) kuvab iga analüüsi tulemusi (tabel 1).

Märkus. Võimalikud tulemused on analüüsispetsiifilised (st mõned tulemused ei pruugi olla iga analüüsi jaoks kohaldatavad). Vt analüüsispetsiifilisi kasutusjuhiseid.

Tabel 1. Analüüsitulemuste kirjeldus

Tulemus	Tulemus	Kirjeldus
Positive (Positiivne)	 pos	Vähemalt üks analüüt on positiivne
Positive with warning (Positiivne koos hoiatusega)	 pos*	Vähemalt üks analüüt on positiivne, kuid analüüsi sisemine kontrollimine nurjus
Negative (Negatiivne)	 neg	Ei tuvastatud analüüte
Failed (Nurjunud)	 fail	Analüüs nurjus, sest tekkis viga, kasutaja tühistas analüüsi või EC-analüüs ebaõnnestus, kuid kasutajal ei ole juurdepääsuõigusi analüüsitulemuste vaatamiseks.
Invalid (Kehtetu)	 inv	Analüüs on kehtetu
Successful (Edukas)	 suc	Analüüs on positive (positiivne), positive with warning (positiivne koos hoiatusega), negative (negatiivne) või EC Passed (EC läbitud), kuid kasutajal puudub pääsuõigus analüüsi tulemustele.
EC Passed (EC läbitud)	 ecpass	EC-analüüs läbitud nii, et kõik analüüdid vastavad oma eeldatavale tulemusele.
EC Failed (EC nurjunud)	 ecfail	EC-analüüs nurjus, mis tähendab, et vähemalt üks analüüt ei vasta eeldatavale tulemusele.

Märkus. Vt teostatava analüüsi IFU-st tulemuste üksikasjalikku kirjeldust.

Veenduge, et printer oleks ühendatud analüsaatoriga QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ja installitud oleks õige draiver (lisa 12.1). Vajutage Print Report (Prindi aruanne) valitud tulemus(t)e aruande/aruannete printimiseks.

Vajutage Save Report (Salvesta aruanne) valitud tulemus(t)e aruande/aruannete PDF-vormingus salvestamiseks välisele USB mäluadmele. Valige aruande tüüp: List of Tests (Analüüside loend) või Test Reports (Analüüsi aruanded).

Märkus. Soovitav on kasutada tarnitud USB-mäluseadet lühiajaliseks andmete talletamiseks ja teisaldamiseks. USB-mäluseadme kasutamisele kehtivad piirangud (nt salvestusmaht või andmete ülekirjutamise oht), mida tuleb enne kasutamist arvesse võtta.

Vajutage Search (Otsi), et otsida analüüsi tulemusi proovi ID, analüüsi või kasutaja ID järgi. Sisestage virtuaalse klaviatuuri abil otsingu string ja vajutage otsingu alustamiseks Enter. Otsingutulemustes kuvatakse üksnes need salvestised, mis sisaldavad otsinguteksti. Kui otsingu loend on filtreeritud, siis rakendub otsing vaid filtreeritud loendile. Vajutage ja hoidke all tulba pealkirja sellel parameetril põhineva filtri rakendamiseks. Mõne parameetri jaoks, nagu Sample ID (Proovi ID), ilmub virtuaalne klaviatuur, et saaks sisestada filtri rakendamiseks vajalikku otsingustringi.

Teiste parameetrite jaoks, nagu Assay (Analüüs), avaneb loend, mis sisaldab kõiki hoidlasse salvestatud analüüse. Valige üks või enam analüüsi, et filtreerida neid analüüse, mida tehti valitud analüüsi kestel.

Tulba pealkirjast vasakule jääv **T** tähis näitab, et tulba filter on aktiveeritud. Filtri saab eemaldada, vajutades ribal Alammenüü nuppu Remove Filter (Eemalda filter).

5.4.5 Tulemuste eksportimine USB draivile

Valige kuva View Results (Kuva tulemused) mis tahes vahekaardilt Save Report (Salvesta aruanne), et eksportida ja salvestada PDF-vormingus analüüsitulemuste koopiat USB draivile. USB port asub analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 esiküljel (joonis 39).

Märkus. Soovitav on kasutada tarnitud USB-mäluseadet lühiajaliseks andmete salvestamiseks ja teisaldamiseks. USB-mäluseadme kasutamisele kehtivad piirangud (nt salvestusmaht või andmete ülekirjutamise oht, mida tuleb enne kasutamist arvesse) võtta.




Joonis 39. USB pordi asukoht

5.4.6 Tulemuste printimine

Veenduge, et printer on ühendatud analüsaatoriga QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ja installitud on õige draiver (lisateabe saamiseks draiveri installimise kohta vt lisa 12.1). Analüüsitulemuste saatmiseks printerisse vajutage Print Report (Prindi aruanne).

5.4.7 Toetuspaketi loomine

Kui on vaja tuge, saab luua toetuspaketi, mis sisaldab kogu vajalikku töösükli teavet, süsteemi ja tehnilisi logisid ning mille saab edastada QIAGEN-i tehnilisele teenindusele. Toetuspaketi loomiseks vajutage valikut **Support Package** (Toetuspakett). Avaneb dialoogiaken, kus saate luua toetuspaketi valitud analüüsi või kõikide nurjunud analüüside jaoks (joonis 40). Salvestage toetuspakett USB-mäluseadmele. USB port asub analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 esiküljel. (joonis 39).



Joonis 40. Toetuspaketi loomine.

Märkus. Soovitav on kasutada tarnitud USB-mäluseadet lühiajaliseks andmete talletamiseks ja teisaldamiseks. USB-mäluseadme kasutamisele kehtivad piirangud (nt salvestusmaht või andmete ülekirjutamise oht), mida tuleb enne kasutamist arvesse võtta.

Märkus. Kui on vaja tuge, siis tuleb toetuspakett luua lühikese aja jooksul pärast probleemi esinemist. Piiratud salvestusruumi ja süsteemi seadistuse tõttu võidakse vastava ajavahemiku süsteemi ja tehnilised logifailid kustutada automaatselt, kui jätkate süsteemi kasutamist.

6 Süsteemi funktsioonid ja valikud

Selles lõigus antakse kirjeldus analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 kõikidest olemasolevatest funktsioonidest ja valikutest, mis võimaldavad kohandada seadme sätteid.

6.1 Põhikuva

Põhikuval saab vaadata analüüsimoodulite olekut ja navigeerida kasutajaliidese erinevatesse jaotistesse (Login (Sisselogimine), Run Test (Käivita analüüs), View Results (Kuva tulemused), Options (Valikud) ja Log Out (Väljalogimine)) (joonis 41).



Joonis 41. Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 puutekraani Põhikuva

Põhikuva sisaldab järgmisi elemente.

- Olekuriba Üldine
- Olekuriba Moodul
- Riba Peamenüü
- Sisuväli
- Riba Tab Menu (Vahekaardi menüü) (kuvatakse valikuliselt olenevalt avatud kuvast)
- Riba Alammenüü ja riba Juhised (kuvatakse valikuliselt olenevalt avatud kuvast)

6.1.1 Olekuriba Üldine

Olekuriba Üldine näitab teavet süsteemi oleku kohta (joonis 42). Vasakul küljel kuvatakse sisselogitud kasutaja ID. Keskel on kuva pealkiri ja paremal küljel kuvatakse süsteemi kuupäev ja kellaaeg.



Joonis 42. Olekuriba Üldine

6.1.2 Olekuriba Module (Moodul)



Olekuriba Module (Moodul) näitab iga saadaoleva analüüsimooduli (1–4) olekut vastavas olekukastis (joonis 43). Kui selles positsioonis ei ole ühtegi analüüsimoodulit, kuvavad kastid „Not Installed“ (Ei ole installitud).



Joonis 43. Olekuriba Module (Moodul)

Täpsema teabe saamiseks vajutage vastava analüüsimooduli kõrval olevat kasti (vt Leht Module status (Mooduli olek)). Tabelis 2 (järgmisel leheküljel) kujutatakse mooduli olekuid, mida võidakse kuvada olekuriba Module (Moodul) olekukastis.

Tabel 2. Mooduli olekud, mida võidakse kuvada olekukastides


Olek	Kirjeldus
Not installed (Ei ole installitud)	Sellesse positsiooni pole analüüsimoodulit paigaldatud.
Excluded (Väljastatud)	Kasutaja on analüüsimooduli sätetega väljastanud.
Error (Tõrge)	Analüüsimooduliga on toimunud tõsine tõrge. Analüüsimoodul on rivist väljas.
Initializing (Alglaadimine)	Analüüsimoodul käivitub ja teeb enesekontrolli.
Available (Saadaval)	Analüüsimoodul on saadaval uue analüüsi teostamiseks. Selles analüüsimoodulis ei toimu analüüsi, analüüsikassetti QIAstat-Dx ei ole sisestatud ja kasseti sisestuspordi kaas on suletud.
Test running (Analüüs on käimas)	Kasutaja „administraator“ teostab analüüsimoodulil 1 praegu analüüsi Resp_3018_19c. Analüüsi lõpuleviimiseni on jäänud 32 minutit ja 14 sekundit.
	
Test completed (Analüüs lõpetatud)	Administraatoriõigustega kasutaja teostas analüüsimoodulil 1 analüüsi Resp Panel. Kasti edenemisriba näitab analüüsi olekut.
	
	<p>TEST COMPLETED (Analüüs lõpetatud): analüüs lõpetati edukalt.</p> <p>TEST FAILED (Analüüs nurjus): analüüs lõpetati, kuid tekkis tõrge.</p> <p>TEST CANCELLED (Analüüs tühistatud): kasutaja tühistas analüüsi.</p> <p>Kui analüüsikassett QIAstat-Dx on eemaldatud ja kasseti sisestuspordi kaas on suletud, on analüüsimoodul jälle saadaval.</p>
Eject cartridge (Väljuta kassett)	Analüüsimoodulis on analüüsikassett QIAstat-Dx ja kasseti sisestuspordi kate on suletud, kuid analüüsi praegu ei teostata. See võib juhtuda järgmistes olukordades.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Kassetti ei eemaldatud pärast väljastamist, sest analüüs tühistati või lõpetati. ● Süsteem lülitati välja ja kassett jäeti analüüsimoodulisse.

6.1.3 Leht Module status (Mooduli olek)

Leht Module status (Mooduli olek) kuvab teavet, nt positsioon, seerianumber, riistvara redaktsioon ja praegune tarkvaraversioon. Lisaks kuvatakse valitud analüüsimooduliga seotud vigasid ning teavet tarkvara- ja riistvarakomponentide kohta (joonis 44, järgmine lehekülg).

Juhiste ribal kuvatakse lähtestamisnupp, mida saab kasutada valitud mooduli taaskäivitamiseks, ilma et oleks vaja kogu süsteem taaskäivitada. Nupp on aktiivne ainult siis, kui valitud moodulil on tekkinud viga või kui see on rivist väljas.

Märkus. Nupp **Restart** (Taaskäivita) võib olla keelatud ka pärast mooduli analüüsimise lõpetamist, kui järeltöötlus on veel pooleli.







Joonis 44. Leht Module status (Mooduli olek).

Lehe Module status (Mooduli olek) saab avada iga aeg, välja arvatud siis, kui analüüsimoodul on olekus „Not installed“ (Pole paigaldatud), „Not present“ (Pole olemas) või „Initializing“ (Alglaadimine). Töötükli ajal ja kui kassett on ikka veel sisestatud, ei kuvata lehte Module status (Mooduli olek), selle asemel kuvatakse mooduli olekuriba (seda kirjeldati eelmises alajaotises).

6.1.4 Riba Peamenüü

Tabelis 3 kujutatakse valikuid, mida kasutaja saab kasutada riba Peamenüü kaudu.

Tabel 3. Riba Peamenüü valikud

Nimi	Nupp	Kirjeldus
Run Test (Käivita analüüs)		Käivitab analüüsiprotsessi (vt lõiku 0). QIAstat-Dx'i tarkvara valib automaatselt saadaoleva analüüsimooduli ja käivitab analüüsi ettevalmistamise protsessi.
View Results (Kuva tulemused)		Avab kuva View Results (Kuva tulemused) (vt lõiku 5.4).
Options (Valikud)		Kuvab alammenüü Options (Valikud) (vt lõiku 6.4).
Log Out (Väljalogimine)		Logib kasutaja välja (aktiivne ainult siis, kui User Access Control (Kasutaja ligipääsu kontroll) on lubatud).

6.1.5 Sisuväli

Peamisel sisuväljal kuvatav teave erineb sõltuvalt kasutajaliidese olekust. Sellel alal kuvavad tulemused, kokkuvõtted, konfiguratsioonid ja sätted eri režiimidesse sisenemisel ja allpool kirjeldatud menüüdest üksuste valimisel.

Olenevalt sisust võivad ribal Tab Menu (Vahekaardi menüü) ja menüüs Options (Valikud) olla saadavad täiendavad valikud. Alammenüü Options (Valikud) avamiseks vajutage nuppu Options (Valikud) (joonis 45).



Joonis 45. Ligipääs alammenüüle Options (Valikud)

6.2 Sisselogimiskuva

Kui User Access Control (Kasutaja ligipääsu kontroll) on lubatud (vt lõiku 6.8), peavad kasutajad analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 funktsioonide kasutamiseks sisse logima.


NB! Esimese sisselogimise korral on kasutaja ID „administrator“ (administraator) ja vaikimisi parool on „administrator“ (administraator). Parool tuleb pärast esimest sisselogimist ära muuta.

Märkus. Kui analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 on installitud, aktiveeritakse User Access Control (Kasutaja ligipääsu kontroll) automaatselt.

Märkus. Tungivalt soovitatav on luua esmakordsel sisselogimisel vähemalt üks kasutajakonto, millel pole rolli „Administrator“ (Administraator).


Sisselogimiskuva sisuväljal on tekstikast User ID (Kasutaja ID) sisestamiseks (joonis 46). Kui valitakse valik Show previous user logins (Näita eelmiste kasutajate logimisi), kuvatakse ka loend viimase viie edukalt sisseloginud kasutajaga.

Märkus. Ekraani alumises paremas nurgas olevat hooldustehniku sisselogimise ikooni tohivad kasutada üksnes QIAGEN-i volitatud töötajad.



Joonis 46. Sisselogimiskuva

Kasutajanime sisestamiseks valige loendist olemasolev kasutajanimi või vajutage tekstikasti User ID (Kasutaja ID) ja sisestage kasutajanimi virtuaalse klaviatuuri abil. Kui olete kasutajanime sisestanud, vajutage kinnitamiseks virtuaalsel klaviatuuril märkeruutu (joonis 47).



Joonis 47 Puutekraani virtuaalne klaviatuur

Kui on valitud säte Require password (Nõua parooli) (vt lõiku 6.8), kuvatakse parooli sisestamise tekstikast ja virtuaalne klaviatuur parooli sisestamiseks. Kui parooli pole vaja, on parooli tekstikast hall.

Kui kasutaja on unustanud oma parooli, saab süsteemi administraator selle lähtestada.

Märkus. Kui administraator unustab oma parooli, saab selle lähtestada üksnes QIAGEN-i tehnilise toe töötaja, mis eeldab QIAGEN-i hooldustehniku kohapeale minemist. Seetõttu on soovitatav luua täiendav administraatorikonto.

Turvalisuse tagamiseks lukustub süsteem pärast kolmandat vale parooli sisestamist üheks minutiks, seejärel saab kasutaja uuesti sisse logida.

Märkus. Järgige seoses identimisteabe hoidmisega oma ettevõtte küberturbe poliitikat.

Märkus. Tungivalt soovitatav on kasutada tugevat parooli vastavalt teie organisatsiooni paroolipoliitikale.

6.2.1 Väljalogimine

Kui User Access Control (Kasutaja ligipääsu kontroll) on lubatud (vt lõiku 6.8), saavad kasutajad välja logida igal ajal, kasutades ribal Peamenüü valikut Log Out (Väljalogimine). Lisateavet vt lõigust 6.1.4.


Kui automaatse väljalogimise aeg saab täis, logitakse kasutajad automaatselt välja. Seda aega saab seadistada sätetes General (Üldised) menüüs Options (Valikud) (vt lõiku 6.10.4).

6.3 Ekraanisäästja

Kui kasutaja pole seadistatud aja jooksul seadet kasutanud, kuvatakse analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ekraanisäästja. Seda aega saab seadistada menüüs Options (Valikud) (vt lõiku 6.4).

Ekraanisäästja näitab analüüsimoodulite saadavust ja analüüsi lõpetamiseni jäänud aega (joonis 48).

Märkus. Toimingute ajal, nagu tarkvara uuendamine, varundamine, taastamine, arhiivi loomine ja arhiivi avamine võivad kuvada ekraanisäästja ja automaatse väljalogimise kuva. Küberturbe põhjustel on soovitatav mitte jätta süsteemi selleks ajaks järelevalveta.










Joonis 48. Ekraanisäästja näitab, et saadaval on üks analüüsimoodul

6.4 Menüü Options (Valikud)

Menüü Options (Valikud) saab avada ribalt Peamenüü. Tabelis 4 kujutatakse valikuid, mis on kasutaja jaoks saadaval. Valikud, mis pole saadaval, on hallid.

Tabel 4. Menüü Options (Valikud)

Nimi	Nupp	Kirjeldus	Viidete jaotis
Print Queue (Printimisjärjekord)		Saadaval kõigile kasutajatele.	6.5.2
External Control (Väliskontroll)		Saadaval kasutajatele, kellel on väliskontrolli haldamise õigused.	8
Archive Results (Tulemuste arhiivimine)		Saadaval kasutajatele, kellel on administraatori, hooldustehniku ja labori järelevaataja õigused.	6.7
User Management (Kasutajahaldus)		Saadaval kasutajatele, kellel on kasutajate ja profiilide haldamise õigused.	6.8
Assay Management (Analüüside haldamine)		Saadaval kasutajatele, kellel on analüüside haldamise õigused.	6.9
System Configuration (Süsteemi konfigureerimine)		Saadaval kasutajatele, kellel on süsteemi konfigureerimise õigused.	6.10
Change Password (Muuda parooli)		Saadaval, kui User Access Control (Kasutaja ligipääsu kontroll) on lubatud.	6.11

6.5 Printeri toimivus

Selles jaotises kirjeldatakse erinevaid printeri toimivusega seotud funktsioone.

6.5.1 Printeri installimine ja kustutamine

Printeri paigaldamist ja kustutamist kirjeldatakse lisas 12.1.

6.5.2 Printimistööde vaatamine

Printeri järjekord näitab seadme aktiivseid printimistöid. Siin kuvatakse aruanded, mis on trükkimiseks järjekorda pandud. Printerijärjekord on saadaval menüüs Options (Valikud).

Printimisjärjekord kuvab tabeli, kus on printeri nimi, töö number ning printimistöö loomise kuupäev ja kellaeg (joonis 49).

administrator Print Queue 10:54 2021-03-30

Printer Name	Job Number	Date
Default B/W USB	10	Wed Mar 23 17:42:00 2014
HP-IPP	11	Mon Mar 23 12:37:58 2021
Printer-BackOffice	12	Mon Mar 23 08:37:58 2021
Network-Printer2	13	Mon Mar 23 09:37:58 2021
Printer-BackOffice	14	Mon Mar 23 10:37:58 2021
Printer-BackOffice	15	Mon Mar 23 11:37:58 2021
Default B/W USB	19	Mon Mar 23 12:33:58 2021
Default B/W USB	20	Mon Mar 23 12:34:58 2021

Refresh Delete All Cancel

Run Test View Results Options Log Out

Joonis 49. Print queue (Printimisjärjekord).

6.5.3 Printimistööde kustutamine


Kasutajad, kellel on õigus printimistöid kustutada, saavad järjekorra tühjendamiseks kõik printimistööd kustutada. See takistab kõigi järjekorras olevate aruannete printimist. Selleks vajutage nuppu **Delete All** (Kustuta kõik) lehe allosas (joonis 49).

6.6 Väliskontrolli (External Control, EC) sätted

Menüüst External Control (Väliskontroll) on võimalik sisse lülitada funktsioon External Control (Väliskontroll) ja seadistada selle valikuid. Lisateavet funktsiooni Väliskontroll (External Control, EC) kohta leiate jaotisest 8.

Järgige alljärgnevat sammude funktsiooni lubamiseks ning intervallide ja proovide seadistamiseks üksikute analüüside jaoks.


1. Vajutage ribas **Main Menu** (Peamenüü) nuppu **Options** (Suvandid) ja seejärel nuppu External Control (Väliskontroll).
2. Funktsiooni lubamiseks vajutage lülitusnuppu **Enable EC** (Luba EC) (joonis 50).



Joonis 50. Kuva External Control (Väliskontroll).

3. Valige **Due Dates** (Tähtpäevade kuupäevad) ja seejärel loetelust analüüs, et näha, millal tehti viimane väliskontrolli test analüüside ja analüüsimoodulite kaupa ning millal tuleb teha järgmine väliskontrolli test (joonis 51).

Märkus. Kui analüüse pole paigaldatud, siis tähtpäevade kuupäevi ei kuvata.




Joonis 51. Väliskontrollide tähtpäevade kuva.

Tabel 5. External Control Due Dates (Väliskontrollide tähtpäevad)

Säte	Kirjeldus
Viimased EC kätitud	Valitud analüüsi ja iga mooduli kohta näidatakse viimase EC-testi tegemise kuupäev.
Järgmise EC kätitamise tähtpäev	Valitud analüüsi ja iga mooduli kohta kuvatakse kuupäev või analüüside arv, mille järel tuleb teha väliskontrolli analüüs. Järgmise EC kätitamise tähtaega näidatakse ainult siis, kui suvand Enable EC (Luba EC) on sisse lülitatud. Kui analüüsi intervallitüübiks on määratud Cartridge lot (Kassetide partii), siis järgmise EC kätitamisi ei kuvata.

4. Valige **Intervals** (Intervallid) ja seejärel loendist analüüs, mille intervalli seadistada. Kui intervall on möödunud, kuvatakse kasutajale meeldetuletus, et valitud analüüsi jaoks tuleb teha väliskontrolli test (joonis 52).

Märkus. Kui ühtegi analüüsi pole paigaldatud, siis ei saa intervalle seadistada.




Joonis 52. Kuva External Control Intervals (Väliskontrollide intervallid).

Tabel 6. Säited External Control Intervals (Väliskontrollide intervallid)

Säte	Kirjeldus
Interval type (Intervalli liik)	Intervalli liik määrab, kas analüüs External Control (Väliskontroll) tuleb teha pärast teatud arvu days (päevade) möödumist, kas analüüs tuleb teha pärast teatud arvu tets (analüüsi) või kas test tuleb teha iga uue kasutatava cartridge lot (kassetipartii) korral.
EC interval in days (EC intervall päevades)	Määrab päevade arvu, mille möödumisel tuleb teostada väliskontrolli test. Aktiivne ainult siis, kui intervalli liigiks on määratud „days“ (päevad).
EC interval in test (EC intervall analüüsid)	Määrab katsete arvu, mille järel tuleb teostada väliskontrolli analüüs. Aktiivne ainult siis, kui intervalli liigiks on määratud „tests“ (analüüsid).

5. Analüüsis External Control (Väliskontroll) kasutatavate proovide lisamiseks või redigeerimiseks valige **EC Samples** (EC proovid). EC proovi lisamiseks vajutage **Add new Sample** (Lisa uus proov) ja seejärel jätkake paremas veerus seadistamist (joonis 53). EC proovi redigeerimiseks valige keskmisest veerust olemasolev proov ja jätkake seadistamisega paremas veerus.

Märkus. Soovitav on määrata sobiv EC proovi nimi, mis sisaldab teavet EC proovi versiooni kohta või sarnast teavet, mis on printitud vastavale katsutile.



Joonis 53. Kuva External Control EC Samples (Väliskontrolli EC proovid).

Tabel 7. Sätted External Control EC Samples (Väliskontrolli EC proovid)

Säte	Kirjeldus
Sample Active (Proov aktiivne)	Lubab proovi, et seda saaks väliskontrolli analüüsi seadistuses valida.
Sample Name (Proovi nimi)	Määrab proovi nime, mis eristab proovi.
Assay (Analüüs)	EC proov on seotud analüüsiga. Analüüsi saab valida kõigi paigaldatud analüüsides loendist.
Analytes / Detection Expected (Analüüdid / oodatud tuvastus)	Pärast analüüsi valimist laaditakse kõik selle analüüsiga seotud analüüdid. Igal analüüdil saab seadistada, kas oodatakse välise kontrolli käigus tuvastamist või mitte. Kui oodatakse analüüdi tuvastamist, tuleb lülitlusnupp sisse lülitada.

6.7 Tulemuste arhiivimine

Valitud tulemused saab arhiivida ja seejärel eemaldada, et vabastada analüsaatoris QIAstat-Dx Analyzer 1.0 salvestusruumi või teie organisatsiooni andmete säilitamise põhimõtete järgimiseks. Arhiivitud failid sisaldavad kõiki olulisi analüüsides andmeid (nt kõverate andmed, analüütide tulemused, tulemuste üldandmed jne) ja neid saab igal ajal kuvada, salvestada ja printida kõikides analüsaatorites QIAstat-Dx Analyzer 1.0 (vt lõik 6.7.2).

Märkus. Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ostja vastutab ainuisikuliselt oma organisatsiooni andmete säilitamise põhimõtete järgimise eest. Andmete säilitamine ainult käesolevas jaotises kirjeldatud arhiveerimisfunktsiooni abil võib olla teie organisatsiooni põhimõtete järgimiseks ebapiisav.

Arhiivimisfunktsioon on saadaval menüüs **Options** (Valikud). Arhiivid saab luua eemaldamise võimalusega või ilma või laadida arhiivi (vt jaotis 6.7.1). Automaatselt loodud arhiivide korral tulemused alati eemaldatakse.


Märkus. Arhiivitud analüüsi tulemuste kuvamisel on saadaval ainult piiratud funktsioonid (lisateavet vt lõigust 6.7.2).

6.7.1 Arhiivi loomine

6.7.1.1 Arhiivifaili loomine ilma eemaldamisfunktsioonita

Arhiivifaili loomiseks filtreerige tulemused, mis tuleb arhiivida. Vajutage nuppu **Create Archive** (Loo arhiiv) ja filtreerige soovitud algus- ja lõpuaja järgi. Ekraanil kuvab valitud tulemuse number. Ühte arhiivifaili saab arhiivida kuni 250 tulemust.

Arhiivifaili loomiseks saab valida ainult tulemused, mis on juba HIS/LIS süsteemi üles laetud ja aegunud. Vajutage selle funktsiooni aktiveerimiseks nuppu **HIS/LIS Uploaded** (HIS/LIS süsteemi üles laetud) ja vajutage nuppu **Create Archive** (Loo arhiiv) (joonis 54, järgmisel leheküljel).



Joonis 54. Arhiivi loomise valikud

Märkus. Soovitav on kasutada tarnitud USB-mäluseadet lühiajaliseks andmete talletamiseks ja teisaldamiseks. Püsivaks andmesalvestuseks on tungivalt soovitatav kasutada muud salvestuskohta. USB-mäluseadme kasutamisele kehtivad piirangud (nt salvestusmaht või andmete ülekirjutamise oht), mida tuleb enne kasutamist arvesse võtta.


Märkus. Arhiivi loomise ajal on ekraanisäästja funktsioon inaktiivne. Kui on lubatud User Access Control (Kasutaja ligipääsu kontroll), siis ei rakendata kasutaja autentimiseks uut sisselogimist. Soovitav on mitte jätta analüsaatorit QIAstat-Dx Analyzer 1.0 arhiivi loomise ajal järelevalveta.

6.7.1.2 Arhiivifaili loomine eemaldamisfunktsiooniga

NB! Arhiivitud ja eemaldatud tulemused pole enam analüsaatoris QIAstat-Dx Analyzer 1.0 saadaval ja neid ei ole süsteemi varundusfailis. Tungivalt soovitatav on teha enne eemaldamisfunktsiooniga arhiivifaili loomist süsteemi varundamine. Teavet süsteemi varundamise kohta vt lõigust 6.10.11. Eemaldatud tulemusi ei arvestata ka epidemioloogia aruannetes. Lisateavet vt jaotisest 6.9.2.

Kui valitud tulemused tuleb arhiivida ja analüsaatorist QIAstat-Dx Analyzer 1.0 eemaldada, jätkake arhiivifaili loomisega, nagu on kirjeldatud järgnevalt ja aktiveerige eemaldamisfunktsioon.

Vajutage **Remove Results** (Eemalda tulemused) ja aktiveerige eemaldamine. Kui arhiivifaili loomine õnnestub, eemaldatakse valitud tulemused automaatselt analüsaatorist QIAstat-Dx Analyzer 1.0 (joonis 55).



Joonis 55. Tulemuste eemaldamise valiku kuva.


Märkus. Eemaldatud tulemused pole enam analüsaatoris QIAstat-Dx Analyzer 1.0 saadaval. Pärast õnnestunud eemaldamist pole HIS/LIS süsteemi üles laadimine enam võimalik.

Märkus. Soovitatav on kasutada tarnitud USB-mäluseadet lühiajaliseks andmete talletamiseks ja teisaldamiseks. Püsivaks andmesalvestuseks on tungivalt soovitatav kasutada muud salvestuskohta. USB-mäluseadme kasutamisele kehtivad piirangud (nt salvestusmaht või andmete ülekirjutamise oht), mida tuleb enne kasutamist arvesse võtta.

Märkus. Arhiivi loomise ajal on ekraanisäästja funktsioon inaktiivne. Kui User Access Control (Kasutaja ligipääsu kontroll) on lubatud, ei jõustata uuesti sisselogimist kasutaja autentimiseks. Soovitatav on mitte jätta analüsaatorit QIAstat-Dx Analyzer 1.0 arhiivi loomise ajal järelevalveta.

6.7.2 Arhiivi avamine

Analüsaatori QIAstat-Dx rakenduse tarkvaraga loodud arhiivifaile saab avada ainult tulemuste vaatamiseks, salvestamiseks ja printimiseks. Arhiive saab avada nii USB-mäluseadmetest kui ka eelkonfigureeritud võrguühendustega. Vajutage nuppu **Open Archive** (Ava arhiiv) ja laadige soovitud arhiivifail. Kui arhiiv on edukalt laaditud, vajutage nuppu **View Archive** (Kuva arhiiv). Arhiivi tulemuste kuvamise ajal ei saa uusi töösükleid käivitada. Sulgege arhiivifail nupuga **Close Archive** (Sulge arhiiv), et taastada tavaline funktsionaalsus (joonis 56).



Joonis 56. Arhiivi avamise kuva.

Märkus. Soovitatav on kasutada tarnitud USB-mäluseadet lühiajaliseks andmete talletamiseks ja teisaldamiseks. Püsivaks andmesalvestuseks on tungivalt soovitatav kasutada muud salvestuskohta. USB-mäluseadme kasutamisele kehtivad piirangud (nt salvestusmaht või andmete ülekirjutamise oht), mida tuleb enne kasutamist arvesse võtta.

6.7.3 Automaatne arhiiv

NB! Automaatselt arhiivitud tulemused eemaldatakse ning need pole enam analüsaatoris QIAstat-Dx Analyzer 1.0 saadaval ja neid ei ole süsteemi varundusfailis. Teavet süsteemi varundamise kohta vt lõigust 6.10.11. Eemaldatud tulemusi ei arvestata ka epidemioloogia aruannetes. Lisateavet vt jaotisest 6.9.2.

Märkus. Enne automaatse arhiivifaili loomise lubamist on soovitatav kontrollida analüsaatoris QIAstat-Dx Analyzer 1.0 salvestatud tulemuste koguarvu. Kui salvestatakse suur arv katsetulemusi, soovitatakse katsetulemuste arvu vähendamiseks järgida enne jaotises 6.7.1.2 toodud juhiseid.

Automaatse arhiivifaili loomise korral arhiivitakse vanimad seadmesse salvestatud tulemused. Automaatse arhiivimise konfigureerimiseks toimige järgmiselt.

1. Vajutage nuppu **Options** (Valikud) ja seejärel nuppu **Archive Results** (Tulemuste arhiivimine).
2. Vajutage nuppu **Automatic Archive** (Automaatne arhiiv) ja lubage funktsioon (joonis 57, järgmine leht).
3. Valige **Start Time** (Käivitusae). See on iga päev automaatse arhiivimise aeg, kui vastatakse seadistusele **Archive Configuration** (Arhiivi konfigureerimine) (toiming 4).

Oluline Märkus. On väga soovitatav seadistada käivitusae väljapoole seadme tavapärasest tööaega. Automaatne arhiivi loomine töötab taustal ja võib tarkvara aeglustada.


4. Valige **Archive Configuration** (Arhiivi konfigureerimine). Arhiivimist käivitavate tulemuste arv viitab seadmesse salvestatud tulemuste koguarvule. Arhiivis olevate tulemuste arv viitab arhiivitavate tulemuste arvule, kusjuures kõige vanemad tulemused arhiivitakse esimesena. Ühte arhiivifaili saab arhiivida kuni 250 tulemust.

Märkus. Soovitatav on kasutada arhiivi konfiguratsiooni vaikimisi seadistusi. Arhiivi suurendamine mõjutab arhiivi automaatsele loomisele kuluvat aega.

5. Arhiivifaili loomiseks saab valida ainult tulemused, mis on juba HIS/LIS süsteemi üles laaditud ja aegunud. Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage nuppu **HIS/LIS Uploaded** (HISi/LISi üles laaditud).
6. Valige **Storage Location** (Salvestamise asukoht). Automaatseks arhiivimiseks on vaja valida eelnevalt konfigureeritud ühisvõrgukoht. Vaadake jaotist 6.10.7 ühisvõrgukoha seadistamise kohta lisateabe saamiseks.

Märkus. USB-mäluseadet ei ole võimalik valida automaatse arhiivimise salvestuskohaks.

7. Konfiguratsioonist salvestamiseks vajutage **Save** (Salvesta) ja **Confirm** (Kinnita).
8. Valige **Last archive creation** (Viimane arhiivi loomine), et vaadata, millal loodi viimane automaatne arhiiv ja kas eelmine loomine ebaõnnestus.



Joonis 57. Automaatse arhiivimise valikud.

6.8 Kasutajate haldamine

QIAstat-Dx'i rakenduse tarkvara on paindlik ja toetab erinevaid kasutusstsenaariume. Kasutajate ja nende õiguste haldamiseks on saadaval järgmised režiimid.

- Režiim „Single User” (Üks kasutaja): User Access Control (Kasutaja ligipääsu kontroll) on keelatud ja analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0 sisse logivaid kasutajaid ei kontrollita. Kõik analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 funktsioonid on kõikidele kasutajatele saadaval ilma piiranguteta.
- Režiim „Multi-User” (Mitu kasutajat): User Access Control (Kasutaja ligipääsu kontroll) on lubatud ja kasutajad peavad enne mis tahes toiminguid analüsaatoril QIAstat-Dx Analyzer 1.0 sisse logima. Kasutajatele saadaolevad toimingud on piiratud ja määratletud vastavalt nende kasutajaprofiilidele.

Märkus. Valik User Management (Kasutajate haldamine) on saadaval ainult kasutajatele profiiliga „Administrator” (Administraator) või Laboratory „Supervisor” (Labori järelevaataja).

Märkus. Funktsiooni User Access Control (Kasutaja ligipääsu kontroll) saab lubada ja keelata menüüs Options (Valikud) → System Configuration (Süsteemi konfigureerimine) → General settings (Üldsätted).

Valik User Management (Kasutajate haldamine) võimaldab kasutajatel profiiliga „Administrator“ (Administraator) ja „Laboratory Supervisor“ (Labori järelevaataja) lisada süsteemi uusi kasutajaid, määratleda nende õigusi ja kasutajaprofiile ning kasutajaid aktiveerida või inaktiveerida.

Märkus. Tungivalt soovitatav on User Access Control (Kasutaja ligipääsu kontroll) lubada. Ühe kasutajaga režiimis on kasutajal kõik administraatoriõigused peale analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0 sisse loginud kasutajate haldamise õiguse. Kõik funktsioonid on saadaval ilma piiranguteta. Lisaks on tungivalt soovitatav luua esmakordsel sisselogimisel vähemalt üks kasutajakonto, millel pole rolli „Administrator“ (Administraator). Kui analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 üksikule kasutajale on määratud erinevad kasutajarollid, sh roll „Administrator“ (Administraator), siis on suur oht, et tarkvara pole enam ligipääsetav, kui kasutaja unustab oma parooli.

Tabel 8 esitab analüsaatoris QIAstat-Dx Analyzer 1.0 saada olevad kasutajaprofiilid.


Tabel 8. Analüsaatoris QIAstat-Dx Analyzer 1.0 saadaolevad kasutajaprofiilid

Kasutajaprofiil	Õigused	Näide
Administrator (Administraator)	Täielikud	Seadmetega/IT-ga seotud kohustused
Laboratory Supervisor (Labori järelevaataja)	Uue kasutaja lisamine Uute analüüsides lisamine analüüsides valikusse Analüüsides teostamine ja kõikide kasutajate tulemuste kuvamine ning toetuspakettide loomine Arhiivide loomine ja avamine Väliskontrolli sätete konfigureerimine Väliskontrolli analüüsides käitamine Printimistöode kustutamine	Labori juhataja
Advanced User (Täiustatud kasutaja)	Analüüsides teostamine Kasutaja enda teostatud analüüsides üksikasjalike tulemuste kuvamine (nt amplifitseerimise diagrammid jne) ning toetuspakettide loomine Väliskontrolli analüüsides käitamine Printimistöode kustutamine	Mikrobioloog, laboritehnik
Basic User (Põhikasutaja)	Analüüsides teostamine Kasutaja enda teostatud analüüsides mitteüksikasjalike tulemuste kuvamine (nt positiivsed/negatiivsed tulemused) ning toetuspakettide loomine	Tervishoiutöötaja (nt õde, arst, perearst jne)

6.8.1 Kasutajate loendi avamine ja haldamine


Süsteemi kasutajate haldamiseks järgige allolevaid juhiseid.

1. Kasutajate haldamiseks vajutage nuppu Options (Valikud) ja seejärel nuppu User Management (Kasutajate haldamine). Ekraani sisuväljal avaneb kuva User Management (Kasutajate haldamine) (joonis 58).



Joonis 58. Kuva User Management (Kasutajate haldamine)

2. Valige sisuvälja vasakpoolses tulbas olevast loendist kasutaja, keda soovite hallata (joonis 59).




Joonis 59. Kasutajate valimine ja haldamine

3. Valige ja redigeerige järgmisi sätteid vastavalt vajadusele.


- **User Name** (Kasutajanimi): võimaldab kuvada kasutajanime.
- **Password** (Parool): võimaldab muuta selle kasutaja parooli

- **User Active** (Kasutaja aktiivne) (yes/no (jah/ei)): võimaldab määrata, kas kasutaja on aktiivne või mitte. Mitteaktiivsed kasutajad ei saa sisse logida ega kasutada ühtegi süsteemi funktsiooni
- **Assign User Profile** (Määra kasutajaprofiil): võimaldab määrata sellele kasutajale muu kasutajaprofiili (nt Administrator (Administraator), Laboratory Supervisor (Labori järelevaataja), Advanced User (Täiustatud kasutaja), Basic User (Põhikasutaja)). Valige sisuvälja parempoolsest loendist vastav kasutajaprofiil (joonis 60).




Joonis 60. Kasutajaprofiilide määramine kasutajatele

- **Assign Assays** (Määra analüüsid): võimaldab määrata analüüside andmebaasist analüüsid, mida kasutaja tohib teostada. Valige sisuvälja parempoolsest loendist analüüsid (joonis 61, järgmine lehekülg).



Joonis 61. Analüüside määramine kasutajatele

- **Assay Statistics** (Analüüsi statistika): Näitab, mitu korda on valitud kasutaja analüüsi teostanud (joonis 62).




Joonis 62. Analüüsi statistika kuvamine

4. Muudatuste salvestamiseks vajutage Save (Salvesta) ja Confirm (Kinnita). Muudatuste tühistamiseks vajutage Cancel (Tühista) ja Confirm (Kinnita).

6.8.2 Kasutajate lisamine


Analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0 uute kasutajate lisamiseks järgige allolevaid juhiseid.

1. Kasutajate haldamiseks vajutage nuppu Options (Valikud) ja seejärel nuppu User Management (Kasutajate haldamine). Ekraani sisuväljal avaneb kuva User Management (Kasutajate haldamine) (joonis 63).



Joonis 63. Uue kasutaja lisamine

2. Süsteemi uue kasutaja lisamiseks vajutage ekraani vasakus alaservas nuppu Add User (Lisa kasutaja).
3. Sisestage virtuaalse klaviatuuri abil uue kasutaja User Name (Kasutajanimi) ja Password (Parool).
4. Vajutage Assign User Profile (Määra kasutajaprofiil) ja määrake uuele kasutajale sobiv kasutajaprofiil (sisuvälja parempoolsest loendist) (joonis 64, järgmine leht).



Joonis 64. Kasutajaprofiili määramine uuele kasutajale

5. Vajutage Assign Assays (Määra analüüsid) (kuvatud analüüside loendist), mida kasutaja tohib teostada.
6. Uue teabe salvestamiseks vajutage Save (Salvesta) ja Confirm (Kinnita). Uus kasutaja on seadistatud ja ta saab kohe analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0 sisse logida.

6.9 Analüüside haldamine


Menüüs Assay Management (Analüüside haldamine) saab hallata analüüse ning vaadata analüüse puudutavat teavet ja statistikat.

Märkus. Valik Assay Management (Analüüside haldamine) on saadaval ainult kasutajatele profiiliga „Administrator“ (Administraator) või „Laboratory Supervisor“ (Labori järelevalvaja).

6.9.1 Saada olevate analüüside haldamine

Analüüside haldamiseks analüsaatoril QIAstat-Dx Analyzer 1.0 järgige allolevaid juhiseid.

1. Kuva Assay Management (Analüüside haldamine) avamiseks vajutage nuppu Options (Valikud) ja seejärel nuppu Assay Management (Analüüside haldamine). Saada olevad analüüsid on loetletud sisuvälja esimeses tulbas (joonis 65, järgmine leht).



Joonis 65. Saadaolevate analüüside haldamine

2. Vajutage sisuvälja vasakpoolses tulbas selle analüüsi nimel, mida soovite hallata.
3. Valige üks tabelis 9 loetletud valikutest (järgmine lehekülg).

Tabel 9. Analüüside haldamise valikud

Valik	Kirjeldus
Assay Active (Analüüs aktiivne)	Selle nupuga saab seada analüüsi aktiivseks või mitteaktiivseks. Märkus. Kassette QIAstat-Dx saab konkreetse analüüsi jaoks analüüsida ainult siis, kui analüüs on aktiivne.
Assay ID (Analüüsi ID)	Näitab analüüsi identifitseerimisnumbrit.
Assay Description (Analüüsi kirjeldus)	Näitab analüüsi nime.
Assay Version (Analüüsi versioon)	Näitab analüüsi versiooni.
LIS-analüüsi nimi	Annab teavet LIS-analüüsi kohta.
Assay Notes (Analüüsi märkused)	Näitab analüüsi kohta lisateavet.
Type of Samples (Proovide tüüp)	Näitab eri proovitüüpe, mida analüüs toetab.
List of Analytes (Analüütide loend)	Näitab analüütide loendit, mida analüüs määrab ja tuvastab.
List of Controls (Kontrollide loend)	Näitab analüüsis kasutatavate sisemise kontrolli analüütide loendit.
Assay Statistics (Analüüsi statistika)	Näitab, mitu korda on analüsaatoril QIAstat-Dx Analyzer 1.0 teostatud valitud tüüpi analüüsi ning positiivsete, negatiivsete, nurjunud ja katkestatud analüüsides arvu.
Epidemiology report (Epidemioloogia aruanne)	Võimaldab luua epidemioloogia aruande valitud kuupäevavahemiku jaoks.

6.9.2 Epidemioloogia aruande loomine

Epidemioloogia aruanne on aruanne, kus valitud analüüsi ja ajavahemiku jaoks loetletakse selle analüüsi jaoks iga haigustekitaja analüüsitulemused.

Märkus. Tulemusi, mis on varem arhiivitud ja eemaldatud, ei arvestata epidemioloogia aruandes. Lisateavet arhiivide kohta vt jaotisest 6.7.

Epidemioloogia aruande loomiseks toimige järgmiselt.

1. Järgige juhiseid 1 kuni 3 jaotisest Saada olevate analüüside haldamine.
2. Kerige tabelis 9 näidatud valikute loendi lõppu ja klõpsake valikut **Epidemiology Report** (Epidemioloogia aruanne).
3. Valige tulemuste lugemise alguskuupäev **From Date** (Alates kuupäevast) ja tulemuste lugemise lõppkuupäev **Until Date** (Kuni kuupäevani).

Märkus. Algus- ja lõppkuupäeva võetakse samuti arvesse.


4. Klõpsake nuppu **Save Report** (Salvesta aruanne).
5. Valige aruande salvestamise asukoht.

Märkus. Epidemioloogia aruande veerg „Positive results“ (Positiivsed tulemused) näitab haigustekitajaid, mis on „detected“ (tuvastatud) ja veerg „Negative results“ (Negatiivsed tulemused) näitab haigustekitajaid, mis on „not-detected“ (mitte tuvastatud). Tulemused „Equivocal“ (Ebaselge) on loetletud eraldi veerus.

6.9.3 Uute analüüside importimine

Analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0 uute analüüside importimiseks järgige allolevaid juhiseid.


1. Sisestage imporditavat analüüsi määratluse faili/faile sisaldav USB-mäluseade analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 USB-porti.
Märkus. Soovitatakse kasutada tarnitud USB-mäluseadet lühiajaliseks andmete talletamiseks ja teisaldamiseks. USB-mäluseadme kasutamisele kehtivad piirangud (nt salvestusmaht või andmete ülekirjutamise oht), mida tuleb enne kasutamist arvesse võtta.
2. Uue/uute analüüs(id)e importimiseks analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0 vajutage nuppu Options (Valikud) ja seejärel nuppu Assay Management (Analüüside haldamine). Ekraani sisuväljal avaneb kuva Assay Management (Analüüside haldamine) (joonis 66).



Joonis 66. Analüüside haldamise kuva

3. Klõpsake kuva vasakul allääres oleval ikoonil Import (Impordi).
4. Valige USB-mäluseadmelt imporditavale analüüsile vastav analüüsi määratluse fail. Et süsteem tunneks faili ära, peab juurkaustas olema analüüsi määratluse fail.
5. Ilmub faili üleslaadimist kinnitav dialoogiaken.
6. Võib ilmuda dialoogiaken, mis kuvab kehtiva versiooni ülekirjutamise. Ülekirjutamiseks vajutage Yes (Jah).

Märkus. Kui väliskontrolli (EC) proovid on seotud analüüsiga, mis on uue versiooniga üle kirjutatud, siis EC-proov lähtestatakse ja see tuleb uuesti konfigureerida. Lisateavet vt jaotisest 6.6.
7. Valides Assay Active (Analüüs aktiivne), muutub analüüs aktiivseks (joonis 67).



Joonis 67. Analüüsi aktiveerimine

6.10 Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 konfigureerimine

Menüüs System Configuration (Süsteemi konfigureerimine) saab hallata analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 süsteemi ja määrata vastavas regioonis kehtivad parameetrid.

6.10.1 Regioonisätted

Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 regioonisätete konfigureerimiseks järgige allolevaid juhiseid.


1. Vajutage nuppu Options (Valikud) ja seejärel nuppu System Configuration (Süsteemi konfigureerimine).
2. Valige vasakus tulpas loendist Settings (Sätted) valik Regional (Regioonisätted). Valige ja määratlege vajaduse kohaselt tabelis 10 loetletud sätted (järgmine lehekülj).

Tabel 10. Olemasolevad regioonisätted


Säte	Kirjeldus
Date (Kuupäev)	Määrab süsteemi aja (aasta, kuu, päev) (joonis 68). See säte sünkroonitakse automaatselt, kui seade ühendatakse lüüsseadmega QIASphere Base.
Time (Kellaeg)	Määrab süsteemi kellaaja (tunnid, minutid). See säte sünkroonitakse automaatselt, kui seade ühendatakse lüüsseadmega QIASphere Base.
Time Zone (Ajavöönd)	Määrab süsteemi kellaaja. Seda sätet võib olla vaja käsitsi kohandada, kui seade on lüüsseadmega QIASphere Base ühendatud, sest praegu seda automaatselt ei sünkroonita.
Date format (Kuupäevavorming)	Määrab kuupäevavormingu. Võimalikud on järgmised valikud (joonis 69, järgmine lehekülg): DD-MM-YYYY (PP-KK-AAAA) DD-MM-YY (PP-KK-AA) MM-DD-YYYY (KK-PP-AAAA) YYYY-MM-DD (AAAA-KK-PP) (vaikimisi) YY-MM-DD (AA-KK-PP)
Date separator (Kuupäevaeraldaja)	Määrab kuupäevaeraldaja. Võimalikud on järgmised valikud (joonis 70): "." "-" (vaikimisi) "/" "_" ":"
Time format (Kellaajavorming)	Määrab kellaajavormingu. Võimalikud on järgmised valikud (joonis 71): 24 hours (24 tundi) (hh:mm:ss) (vaikimisi) 12 hours (12 tundi) (hh:mm:ss a.m./p.m.)
Language (Keel)	Inglise keel (vaikimisi)




Joonis 68. Süsteemi kuupäeva määramine



Joonis 69. Süsteemi kuupäevavormingu määramine



Joonis 70. Süsteemi kuupäevaeraldaja määramine



Joonis 71. Süsteemi kellaajavormingu määramine

6.10.2 HIS/LIS-i sätted

Vt. lõik 7.

6.10.3 Seadme QIASphere Base sätted

QIASphere ühendab kliendid QIAGEN-i kõikehõlmava digitaalse ökosüsteemiga, et pakkuda ainulaadset kasutuskogemust ning suurendada labori tõhusust ja ohutust pilvepõhise ühenduse teel. QIASphere'i süsteem koosneb järgmistest komponentidest:


- QIASphere'i valmidusega instrumendid QIAGEN-ilt, mille saab ühendada QIASphere'i lahendusega;
- QIASphere'i rakendus instrumentide jälgimiseks, saadaval mobiilsideseadmetele ja veebibrauseri kaudu töölauaarvutitele;
- asjade interneti (IoT) lüüsseade QIASphere Base, mis võimaldab turvalist sidet võrgus.

Lisateavet lugege veebisaidilt [QIAGEN.com/QIASphere](https://www.qiagen.com/QIASphere).

Järgige seadme QIASphere kasutusjuhendi juhiseid, et ühendada lüüsseade QIASphere Base samasse kohtvõrku, millega on ühendatud analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Selle protseduuri käigus saab seade QIASphere Base IP-adressi, mida on vaja järgneva konfiguratsiooniks.

Hiljem järgige analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ühendamiseks seadmega QIASphere Base juhiseid allpool. Seadmega QIASphere Base ühendamiseks peavad mõlemad seadmed olema ühendatud samasse võrku.

1. Vajutage nuppu Options (Valikud) ja seejärel nuppu System Configuration (Süsteemi konfigureerimine).
2. Valige vasakus tulpas sätete loendist valik QIASphere Base (joonis 72)



Joonis 72. Seadme QIASphere Base ühenduse konfigureerimine.

3. Valige ja määrake Tabelis 11 olevad valikud võrgu administraatori juhiste järgi.

Tabel 11. Seadme QIASphere Base sätted

Valik	Kirjeldus
Enable Host Communication (Luba hosti side)	Lubab ühenduse seadmega QIASphere Base. Alammenüü Host Settings (Hosti sätted) on aktiivne ainult siis, kui säte „Host Communication“ (Hosti side) on lubatud.
IP address/Host name (IP-aadress/hostinimi)	Määrab IP-aadressi, mille kaudu saab seadme QIASphere Base ühendada.
Host port (Hosti port)	Määrab hosti pordi, mille kaudu saab seadme QIASphere Base ühendada.
Password (Parool)	Määrab parooli, mida on vaja seadmega QIASphere Base ühenduse loomiseks.
Timeout (seconds) (Ajalõpp (sekundites))	Määrab ajalõpu perioodi sekundites, mille järel ühenduse loomine katkestatakse, kui seadmega QIASphere Base ei õnnestu ühendust luua.
Check connectivity (Kontrolli ühenduvust)	Selle nupu vajutamisel kontrollitakse, kas seadmega QIASphere Base saab ühenduse luua.

Märkus. Rakendus QIASphere ei pruugi seadme QIASphere Dx Analyzer 1.0 praegust olekut kohe kuvada.

Märkus. Seadme kella-aeg ja kuupäev sünkronitakse automaatselt, kui lüüside seadmega QIASphere Base on ühendus loodud. Ajavöönd tuleb siiski käsitsi määrata.

6.10.4 Üldsätted

Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 üldsätete muutmiseks järgige allolevaid juhiseid.

1. Vajutage nuppu Options (Valikud) ja seejärel nuppu System Configuration (Süsteemi konfigureerimine).
2. Valige vasakus tulbas loendist Settings (Sätted) valik General (Üldsätted). Valige ja määratlege vajaduse kohaselt tabelis 12 loetletud sätted.

Tabel 12. Olemasolevad üldsätted

Säte	Kirjeldus
User Access Control (Kasutaja ligipääsu kontroll)	Lubab funktsiooni User Access Control (Kasutaja ligipääsu kontroll), mis nõuab kõikidelt kasutajatelt süsteemi sisselogimist ja nad saavad teostada ainult enda kasutajaprofilis lubatud toiminguid. Kui see säte pole lubatud, ei ole võimalik kasutajaid eristada. Kõik funktsioonid on saadaval nii, nagu neid käitatakse profiiliga „Administrator“ (Administraator). See säte on vaikimisi lubatud.
Automatic log-off time (Automaatse väljalogimise aeg)	Aktiivne ainult siis, kui User Access Control (Kasutaja ligipääsu kontroll) on lubatud. See säte määrab ajavahemiku, mille järel logitakse kasutaja automaatselt süsteemist välja, sest QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ei ole selle aja jooksul saanud kasutajalt ühtegi sisendit. Lubatud vahemik on 5 minutit kuni 99 tundi ja 59 minutit. Vaikimisi: 30 minutit. Automaatne väljalogimisaeg lähtestatakse kasutaja sisendi peale, näiteks kursoriliigutus, kursoriklõps, välise klaviatuuri klahvi vajutamine või puutekraani puudutamine. Kui kasutaja on sisestanud andmed (nt kuval Run Test (Käivita analüüs)) ja toimub automaatne väljalogimine, siis need andmed lähevad kaduma.
Require password before executing assay (Küsi enne analüüsi teostamist parooli)	Aktiivne ainult siis, kui User Access Control (Kasutaja ligipääsu kontroll) on lubatud. Kui see säte on aktiveeritud, palutakse kõikidel kasutajatel sisestada pärast nupu Confirm (Kinnita) vajutamist enne analüüsi teostamist parool.
Use Patient ID (Kasuta patsiendi ID-d)	Kui säte Use Patient ID (Kasuta patsiendi ID-d) on aktiveeritud, võimaldab QIAstat-Dx'i tarkvara kasutajatel analüüsi käivitamise ettevalmistamise korral sisestada või skannida patsiendi ID (vt lõik 5.3).
Prefer Patient ID Bar Code (Eelista patsiendi ID vöökoodi)	Määrab, kas kasutajatel palutakse kõigepealt skannida vöökoodilugejaga patsiendi ID. Vaikimisi: keelatud.
Patient ID mandatory (Patsiendi ID on kohustuslik)	Aktiivne ainult siis, kui Use Patient ID (Kasuta patsiendi ID-d) on lubatud. Kui see säte on sisse lülitatud, peavad kasutajad enne analüüsi teostamist sisestama patsiendi ID. Kui see säte pole sisse lülitatud, võivad kasutajad jätta patsiendi ID andmevälja tühjaks. Vaikimisi: keelatud.
Sample ID Mandatory (Proovi ID on kohustuslik)	Kui see säte on sisse lülitatud, peavad kasutajad enne analüüsi teostamist sisestama proovi ID. Kui see säte ei ole aktiveeritud, võivad kasutajad jätta välja Sample ID (Proovi ID) tühjaks ja QIAstat-Dx Analyzer 1.0 genereerib automaatselt unikaalse proovi ID. Vaikimisi: keelatud.
Prefer Sample ID Bar Code (Eelista proovi ID vöökoodi)	Määrab, kas kasutajal palutakse kõigepealt skannida vöökoodilugejaga proovi ID. Vaikimisi: keelatud.

(Tabeli 12 järg)


Säte	Kirjeldus
Exclude modules (Välista moodulid)	Võimaldab välistada analüüsides kindlad analüüsimoodulid. See on kasulik näiteks juhul, kui mõnes moodulis võib olla tõrge. Vaikimisi: keelatud.
Number of Results Per Page (Tulemuste arv lehel)	See säte määrab kuva View Results (Kuva tulemused) ühel lehel näidatavate tulemuste arvu.
Show Previously Logged-in User IDs (Näita varem sisselogitud kasutajate ID-sid)	Aktiivne ainult siis, kui User Access Control (Kasutaja ligipääsu kontroll) on lubatud. Kui see säte on lubatud, näidatakse sisselogimiskuval varem sisselogitud kasutajate loendit. Vaikimisi: lubatud.
Require password to log in (Küsi sisselogimiseks parooli)	Aktiivne ainult siis, kui User Access Control (Kasutaja ligipääsu kontroll) on lubatud. Kui see säte on lubatud, peavad kõik kasutajad sisestama sisselogimiseks oma parooli. Kui säte on keelatud, on sisselogimiseks vaja ainult kasutajad ID-d. Vaikimisi: lubatud.
Max. Number of Technical Log files (Tehniliste logifailide max arv)	Kasutaja saab tehniliste logifailide arvu muuta.
Restore factory default (Taasta tehase vaikesätteid)	Selle sättega saab taastada kõik süsteemi tehase vaikesätteid.
Hide curves in PDF reports (Peida PDF-aruannetes kõverad)	Peidab salvestatud ja printitud PDF-aruannetes kõverad.

6.10.5 Printeri sätted

Valikuga Printer settings (Printeri sätted) saab valida süsteemi printeri. Analüsaatoriga QIAstat-Dx Analyzer 1.0 saab kasutada võrguprintereid või printereid, mis on ühendatud töömooduli tagaküljel olevasse USB porti.

Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 printeri sätete muutmiseks järgige allolevaid juhiseid.

1. Vajutage nuppu Options (Valikud) ja seejärel nuppu System Configuration (Süsteemi konfigureerimine).
2. Valige vasakus tulbas sätete loendist valik Printer.
3. Valige printer saadaolevate printerite loendist (joonis 73).



Joonis 73. Süsteemi printeri valimine

USB- või võrguprinteri paigaldamise ja kustutamise kohta vt lisa 12.1.

6.10.6 Võrgusätted

Valik Network (Võrk) võimaldab ühendada analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 võrku, juurdepääsu võrguprinteritele ja kasutada ühendust süsteemiga HIS/LIS ja QIASphere Base. Järgmiste väljade konfigureerimiseks võtke ühendust võrgu administraatoriga.

Võrgusätete määramiseks järgige alljärgnevat juhiseid.

1. Vajutage nuppu Options (Valikud) ja seejärel nuppu System Configuration (Süsteemi konfigureerimine).

2. Valige vasakus tulpas sätete loendist valik Network (Võrk) (joonis 74).



Joonis 74. Võrgusätete konfigureerimine

3. Valige ja määrake Tabelis 13 olevad valikud vastavalt võrgu administraatori juhistele.

Tabel 13. Võrgusätted


Valik	Kirjeldus
Enable IPv6 (Luba IPv6)	Lubab IPv6 protokollide kasutamise. Alammenüü IPv6 Settings (IPv6 sätted) on aktiivne ainult siis, kui säte „Enable IPv6“ (Luba IPv6) on lubatud.
Obtain IPv6 address automatically (Hangi IPv6-aadress automaatselt)	Võimaldab seadmel hankida IPv6 aadressi võrgust DHCP kaudu.
IPv6 Address (IPv6-aadress)	Määrab töömooduli käsitsi seadistatud IPv6-aadressi. See valik on aktiivne ainult siis, kui säte „Obtain IPv6 address automatically“ (Hangi IPv6-aadress automaatselt) on keelatud.
Subnet Prefix Length (Alamvõrgu prefiksi pikkus)	Määrab IPv6 alamvõrgu prefiksi pikkuse. See valik on aktiivne ainult siis, kui säte „Obtain IPv6 address automatically“ (Hangi IPv6-aadress automaatselt) on keelatud.
Enable IPv4 (Luba IPv4)	Lubab IPv4 protokollide kasutamise. Alammenüü IPv4 Settings (IPv4 sätted) on aktiivne ainult siis, kui säte „Enable IPv4“ (Luba IPv4) on lubatud.
Obtain IPv4 address automatically (Hangi IPv4-aadress automaatselt)	Võimaldab seadmel hankida IPv4-aadressi võrgust DHCP kaudu.
IPv4 Address (IPv4-aadress)	Määrab töömooduli käsitsi seadistatud IPv4-aadressi. See valik on aktiivne ainult siis, kui säte „Obtain IPv4 address automatically“ (Hangi IPv4-aadress automaatselt) on keelatud.
Subnet Mask (Alamvõrgu mask)	Määrab IPv4 alamvõrgu prefiksi pikkuse. See valik on aktiivne ainult siis, kui säte „Obtain IPv4 address automatically“ (Hangi IPv4-aadress automaatselt) on keelatud.
Default Gateway (Vaikelüüs)	Määrab IPv6 või IPv4 vaikelüüsi, olenevalt sellest, mis on lubatud. See valik on aktiivne, kui säte „Obtain IPv6 address automatically“ (Hangi IPv6-aadress automaatselt) või „Obtain IPv4 address automatically“ (Hangi IPv4-aadress automaatselt) on keelatud.
Obtain DNS address automatically (Hangi DNS-aadress automaatselt)	Võimaldab seadmel hankida DNS-aadressi võrgust DHCP kaudu.
Preferred DNS Server (Eelistatud DNS-server)	Määrab peamise DNS-serveri. See valik on aktiivne ainult siis, kui säte „Obtain DNS address automatically“ (Hangi DNS-aadress automaatselt) on keelatud.
Alternate DNS Server (Alternatiivne DNS-server)	Määrab alternatiivse DNS-serveri. See valik on aktiivne ainult siis, kui säte „Obtain DNS address automatically“ (Hangi DNS-aadress automaatselt) on keelatud.

6.10.7 Network Share (Ühisvõrgukoht)

Valikuga Network Share (Ühisvõrgukoht) saab valida ühisvõrgukohad. Analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 võimaldab kasutada ühisvõrgukohti, mis kasutavad kaasa antud SMB-protokolli versioone 2 ja 3. Konsulteerige oma kohaliku IT-meeskonnaga, et arutada, kas teie kohalik IT-infrastruktuur toetab seda protokollit. Varukoopiate ja automaatse arhiivimise salvestuskohtadeks saab valida ühisvõrgukohad.

Analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ühisvõrgukoha lisamiseks järgige allolevaid juhiseid.

1. Vajutage nuppu Options (Valikud) ja seejärel nuppu System Configuration (Süsteemi konfigureerimine).
2. Valige vasakus tulpas sätete loendist valik Network Share (Ühisvõrgukoht).
3. Vajutage nuppu Add new share (Lisa uus ühisvõrgukoht) (joonis 75).



Joonis 75. Ühisvõrgukoha lisamine.

4. Valige ja määrake tabelis 14 olevad valikud võrgu administraatori juhiste järgi.

Tabel 14. Ühisvõrgukohta sätted

Valik	Kirjeldus
Local Alias (Kohalik alias)	Määrab sissekande nime, millega võrgukohta saab valida rakenduse muudes menüüdes (nt varukoopia salvestamiseks).
IP address/Server name (IP-aadress / serveri nimi)	Määrab serveri või serveri IP-aadressi, kus ühisvõrgukohta majutatakse.
Share name (Ühiskasutusnimi)	Määrab ühisvõrgukohta nime.
Folder (Kaust)	Määrab tee ühisvõrgukohta kindla kausta juurde. Tee määramiseks kasutatakse märki „/" (ilma jutumärkideta) kaustanimede eraldamiseks (nt „kaust/alamkaust“).
Domain name (Domeeninimi)	Määrab domeeni, kuhu ühisvõrgukohta majutav server kuulub.
User name (Kasutajanimi)	Määrab kasutajanimi, mida kasutatakse ühisvõrgukohaga ühenduse loomiseks. Pange tähele, et kasutajal peab olema ühisvõrgukohas kirjutamisõigus.
Password (Parool)	Määrab parooli, mida kasutatakse kasutajanimi autentimiseks.
Check connectivity (Kontrolli ühenduvust)	Kontrollib, kas ühisvõrgukohaga saab ühenduse luua. Kuvatakse hüpikaken ühenduse loomise katse tulemustega.
Remove Share (Eemalda ühisvõrgukoht)	Eemaldab seadistatud ühisvõrgukohta. Märkus. See nupp kuvatakse ainult siis, kui redigeerite olemasolevat ühisvõrgukohta.

6.10.8 Süsteemi logi

Süsteemi logi salvestab üldist teavet töö- ja analüüsimoodulite kasutamise kohta, nagu kasutajate ning analüüsides lisamine ja eemaldamine, sisselogimised, väljalogimised, analüüsides käivitamised jne. Süsteemi logiandmetele ligipääsemiseks vajutage nuppu **Options** (Valikud), siis vajutage nuppu System Configuration (Süsteemi konfigureerimine) ja seejärel nuppu System Log (Süsteemi logi). Ekraani keskel kuvatakse „System Log Capacity“ (Süsteemi logi maht) ja seejärel logi sisu. Sisu eksportimiseks vajutage nuppu Export Log File (Ekspordi logifail) (joonis 76).

Joonis 76. Süsteemi logi avamine

Märkus. Täieliku tugiteabe saamiseks analüüsi või kõikide nurjunud analüüside kohta on soovitatav kasutada toetuspaketi funktsiooni (vt 5.4.7).

6.10.9 Versiooniinfo ja tarkvara litsentsileping


QIAstat-Dx'i tarkvaraversiooni ning paigaldatud analüüsimoodulite seerianumbrite, püsivara versioonide ja tarkvara litsentsilepingu kuvamiseks vajutage nuppu Options (Valikud), siis vajutage nuppu System Configuration (Süsteemi konfigureerimine) ja seejärel vajutage nuppu Version Info (Versiooniinfo).

6.10.10 Süsteemi uuendamine

NB! Uuendamiseks tarkvaraversioonile 1.5 peab olema olema tarkvaraversioon 1.1 või uuem.

Parima töö tagamiseks veenduge, et kasutate kõige ajakohasemat tarkvaraversiooni. Kui soovite tarkvara uuendamiseks abi, võtke veebilehel support.qiagen.com ühendust QIAGEN-i tehnilise toega.

Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 süsteemi uuendamiseks vajutage nuppu Options (Valikud), siis nuppu System Configuration (Süsteemi konfigureerimine) ja seejärel nuppu System Update (Süsteemi uuendamine). Süsteemi versiooni uuendamiseks valige USB mäluseadmelt vastav .dup-fail. Kuvatakse teade, mis soovitab kõigepealt varundada süsteemi (vt lõik 6.10.11) (joonis 77). Pärast uuendamist võidakse kasutajal paluda analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 välja lülitada ja taaskäivitada.



Joonis 77. Süsteemi uuendamine

Märkus. Tarkvara versiooni 1.2 või vanema versiooni kiireks uuendamiseks on soovitatav toimida enne ja pärast uuendamist järgmiselt.

Enne uuendamist minge avakuvalt menüüsse „Options“ (Valikud) > „System Config“ (Süsteemi konfigureerimine) ja tehke menüü „Settings“ (Sätted) jaotises „General Settings“ (Üldsätted) valik „General“ (Üldine).

1. Kerige alla (nipsake üles) ja leidke väli „Number of results per page“ (Tulemuste arv lehel).
2. Vajutage välja „Number of results per page“ (Tulemuste arv lehel).
3. Sisestage väärtuseks „100“ ja vajutage sisestusklahvi.
4. Sätete salvestamiseks vajutage alaosas oleval ribal nuppu Save (Salvesta).

Pärast tarkvara värskendamist taastage lehel kuvatavate tulemuste arv esialgsele sättele. Selleks minge avakuvalt menüüsse „Options“ (Valikud) > „System Config“ (Süsteemi konfigureerimine) ja tehke menüü „Settings“ (Sätted) jaotises „General Settings“ (Üldsätted) valik „General“ (Üldine).

5. Kerige alla (nipsake üles) ja leidke väli „Number of results per page“ (Tulemuste arv lehel).
6. Vajutage välja „Number of results per page“ (Tulemuste arv lehel).
7. Asendage väärtus „100“ eelnevalt kuvatud väärtusega ja vajutage sisestusklahvi.
8. Sätete salvestamiseks vajutage alaosas oleval ribal nuppu Save (Salvesta).


Märkus. Soovitatav on kasutada tarnitud USB-mäluseadet lühiajaliseks andmete talletamiseks ja teisaldamiseks. USB-mäluseadme kasutamisele kehtivad piirangud (nt salvestusmaht või andmete ülekirjutamise oht), mida tuleb enne kasutamist arvesse võtta.

Märkus. Süsteemi uuendamise ajal on ekraanisäästja funktsioon inaktiivne. Kui User Access Control (Kasutaja ligipääsu kontroll) on lubatud, ei jõustata uuesti sisselogimist kasutaja autentimiseks. Soovitatav on mitte jätta analüsaatorit QIAstat-Dx Analyzer 1.0 süsteemi uuendamise ajal järelevalveta.

Märkus. Pärast seda, kui süsteemi uuendamine tarkvaraversioonile 1.5 on edukalt toimunud, on soovitatav analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 taaskäivitada. Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 sulgemiseks lülitage seade VÄLJA, kasutades analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 tagaküljel olevat toitelülitit. Hiljem lülitage seade sama lülitit kasutades SISSE.

6.10.11 Süsteemi varundamine

Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 süsteemi varundamiseks vajutage nuppu Options (Valikud), siis nuppu System Configuration (Süsteemi konfigureerimine) ja seejärel nuppu System Backup (Süsteemi varundamine) (joonis 78). Ühendage USB-mäluseade eesmisesse USB-porti või konfigureerige ühisvõrgukoht (vt Network Share (Ühisvõrgukoht)).



Joonis 78. Süsteemi varundamine

Vajutage nuppu Perform Backup (Tee varukoopia). Luuakse fail laiendiga .dbk, millel on vaikimisi määratud failinimi. Faili saab salvestada USB-mäluseadmele või ühisevõrgukohta.

Varukoopiast taastamiseks vajutage nuppu Restore Backup (Taasta varukoopiast) ja valige ühendatud USB-mäluseadmelt vastav .dbk-laiendiga varundusfail. Kuvatakse teade, mis soovitab enne taastamist luua varukoopia.


Märkus. Tungivalt soovitatav on regulaarselt süsteemi varundada vastavalt teie organisatsiooni andmete kättesaadavuse ja andmekao eest kaitsmise poliitikale.

Märkus. Süsteemi varundamise ajal on ekraanisäästja funktsioon inaktiivne. Kui on lubatud User Access Control (Kasutaja Ligipääsu Kontrol), siis ei rakendata kasutaja autentimiseks uut sisselogimist. Soovitatav on mitte jätta analüsaatorit QIAstat-Dx Analyzer 1.0 varundamise ajal järelevalveta.

Märkus. Soovitatav on kasutada tarnitud USB-mäluseadet lühiajaliseks andmete talletamiseks ja teisaldamiseks. Püsivaks andmesalvestuseks on tungivalt soovitatav kasutada muud salvestuskohta. USB-mäluseadme kasutamisele kehtivad piirangud (nt salvestusmaht või andmete ülekirjutamise oht), mida tuleb enne kasutamist arvesse võtta.


6.11 Paroolide muutmine

Kasutaja parooli muutmiseks vajutage nuppu Options (Valikud) ja seejärel nuppu Change Password (Muuda parooli). Kõigepealt sisestage tekstiväljale (joonis 79) kehtiv parool ja seejärel sisestage väljale New Password (Uus parool) uus parool. Tippige uus parool uuesti väljale Confirm Password (Kinnita parool) (joonis 80).



The screenshot shows the 'Change Password' interface. At the top, the user is identified as 'labuser' and the time is 17:37 on 2017-03-30. Below the user ID, there are four status indicators: '1 Available', '2 Not installed', '3 Not installed', and '4 Not installed'. The main input area contains a 'User ID' field with 'labuser' and a 'Password' field. A virtual keyboard is displayed below the input fields, featuring a standard QWERTY layout with a spacebar and a checkmark button.

Joonis 79. Kehtiva parooli sisestamine



The screenshot shows the 'Change Password' interface for entering a new password. The user ID 'labuser' and the time '17:37 2017-03-30' are visible at the top. The status indicators are the same as in the previous screenshot. The main input area now has two fields: 'New password' and 'Confirm password'. A virtual keyboard is shown below, featuring a numeric keypad, a QWERTY layout, and a checkmark button.

Joonis 80. Uue parooli sisestamine ja kinnitamine

Pärast kolme nurjunud parooli sisestamise katset inaktiveeritakse parooli sisestamise väli üheks minutiks ja kuvatakse dialoogikast teatega „Password failed, please wait 1 minute to try it again“ (Parooli sisestamine nurjus, proovige 1 minuti pärast uuesti).

Märkus. Tungivalt soovitatav on kasutada tugevat parooli vastavalt teie organisatsiooni paroolipoliitikale.

6.12 Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 süsteemi olek

Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 esiküljel olevate oleku signaaltulede värv (LED-lambid) näitab töö- ja analüüsimooduli olekut.

Oleku näitamiseks võivad töömoodulil põleda järgmist värvi signaaltuled.

Tabelis 15 antakse selgitus töö- ja analüüsimoodulil olevate signaaltulede kohta.

Tabel 15. Signaaltulede kirjeldused

Moodul	Signaaltuli	Kirjeldus
Töömoodul	VÄLJAS	Analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 on VÄLJA lülitatud
	Sinine	Analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ooterežiimis
	Roheline	Analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 töötab
Analüüsimoodul	VÄLJAS	Analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 on VÄLJA lülitatud
	Sinine	Analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ooterežiimis
	Roheline (vilgub)	Analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 teeb alglaadimist
	Roheline	Analüüsimoodul töötab
	Punane	Analüüsimooduli talitlushäire

6.13 Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 väljalülitamine

QIAstat-Dx Analyzer 1.0 on konstrueeritud pidevaks tööks. Kui seadet ei kasutata lühikest aega (vähem kui üks päev), soovime seada analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ooterežiimi, vajutades seadme esiküljel olevat sisse-/väljalülitusnuppu. Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 pikemaks ajaks väljalülitamiseks lülitage seade VÄLJA, kasutades analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 tagaküljel olevat toitelülitit.

Kui kasutaja üritab seada analüsaatorit QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ooterežiimi ajal, kui analüüsimoodul teostab analüüsi, kuvatakse dialoogikast teatega, et väljalülitamine pole praegu võimalik. Laske seadmel analüüs(id) lõpule viia ja proovige seade pärast seda välja lülitada.

7 Ühenduvus HIS/LIS-süsteemiga

See lõik kirjeldab analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ühendamist HIS/LIS-süsteemiga.

HIS/LIS-süsteemi konfiguratsioon võimaldab analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ühendamist HIS/LIS-süsteemiga, et pakkuda järgmisi funktsioone.

- HIS/LIS-süsteemiga andmevahetuse aktiveerimine ja konfigureerimine
- Analüüsi konfigureerimine tulemuste saatmiseks ja broneerimistellimuste taotlemine
- Analüüsi tegemine analüüsi broneerimise alusel
- Analüüsi tulemuste saatmine

Märkus. Soovitav on järgida teie organisatsiooni kohaliku sisevõrgu turbemeetmeid ja poliitikaid, kuna HIS/LIS süsteemi side ei ole krüptitud.

7.1 HIS/LIS-süsteemiga andmevahetuse aktiveerimine ja konfigureerimine

1. Vajutage nuppu Options (Valikud) ja seejärel nuppu System Configuration (Süsteemi konfigureerimine).
2. Valige vasakus tulpas loendist Settings (Sätted) valik HIS/LIS. Valige ja määratlege vajaduse kohaselt tabelis 16 loetletud sätted.

Tabel 16. HIS/LIS-i sätted

Säte	Kirjeldus
Host Communication (Hosti side)	Lubab ühenduvuse HIS/LIS-süsteemiga. See säte on vaikimisi keelatud.
Host Settings (Hosti sätted)	Aktiivne ainult siis, kui on lubatud Host Communicator (Hosti side). See säte määrab hosti aadressi ja hosti pordi. Hosti aadressiks saab määrata IP-aadressi või hosti nime. IP-aadress peab koosnema neljast arvust (N.N.N.N), kus N peab olema vahemikus 0–255. Andmeedastusprotokoll ühildub hetkel protokolliga. Hospital name (Haigla nimi) on ainunimi DMS-i või LIS-i määratlemiseks. Vaikimisi Timeout (Ajaloopp) on seadistatud 5 sekundi peale ja seda saab pikendada kuni 60 sekundini. See on maksimaalne aeg, kui analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ootab hostilt sõnumit. Messages queued (Järjekorras teated) näitavad järjekorras olevate teadete arvu. Nupp Check connectivity (Kontrolli ühenduvust) kinnitab analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ja hosti vahelise ühenduse sisestatud IP-aadressi ja pordi numbriga
Result Upload (Tulemuse üleslaadimine)	Võimaldab saata analüsaatorilt QIAstat-Dx Analyzer 1.0 hostile tulemusi. See säte on vaikimisi keelatud.
Results Upload Settings (Tulemuste üleslaadimise sätted)	Aktiivne ainult siis, kui Result Upload (Tulemuste üleslaadimine) on lubatud. Tulemuste üleslaadimine saab toimuda kahes režiimis: automaatses ja käsitsi režiimis. Kui on lubatud automaatne režiim, saadetakse tulemused hostile kohe, kui analüüs on lõpule viidud. Kui automaatne režiim on keelatud, saab saata tulemused käsitsi, vajutades kuval Result Summary (Tulemuste kokkuvõte) ja View Results (Kuva tulemused) nuppu Upload (Üleslaadimine). Automaatne režiim on vaikimisi keelatud. Säte PDF report upload (PDF-aruande üleslaadimine) laseb aruanded koos tulemusega üles laadida. Expire Time (Aegumise aeg) on arv päevades, mille jooksul saab analüüsi saata hostile. Kui see aeg on seatud 0-le, on valik välja lülitatud ja tulemused ei aegu kunagi. Säte Reset Uploading (Üleslaadimise lähtestamine) tühjendab saatmist ootavate teadete järjekorra. See säte on kasulik siis, kui saadatud on palju tulemusi, aga mingil põhjusel tuleb edastamine tühistada. Retry (Proovi uuesti) võimaldab saata uuesti tulemused, mille üleslaadimise olek on „Error“ (Tõrge). Sätte Authorization (Autoriseerimine) võib määrata rollile, mis võimaldab tulemuste üleslaadimist. Vaikimisi on autoriseerimine lubatud üksnes rollil Administrator (Administraator).
Test Orders (Analüüside tellimused)	Lubab funktsiooni, millega saab analüüsi teostada vastavalt HIS/LIS-süsteemis loodud broneerimistellimusele. See säte on vaikimisi keelatud.
Order Settings (Tellimuse sätted)	Aktiivne ainult siis, kui Test Orders (Analüüside tellimused) on lubatud. Säte Force Order (Jõusta tellimus) võimaldab analüüsi teostada isegi siis, kui side hostiga ei ole saadaval või kui sisestatud proovi ID-ga ei ole seotud ühtegi broneerimistellimust. Säte Force Order (Jõusta tellimus) on vaikimisi keelatud.
Debug Logging (Silumise logimine)	Sätte Debug Logging (Silumise logimine) saab aktiveerida/inaktiveerida ainult administraatori või hooldustehniku õigustega kasutaja. See säte lubab kindlate HL7 silumissõnumite logimise HIS/LIS süsteemi üleslaadimiste jaoks. Märkus. Tungivalt soovitatav on lülitada logimine sisse ainult analüüsimiseks installimise ajal ja see pärast jälle välja lülitada.

7.2 Analüüsi nime konfigureerimine

HIS/LIS-süsteemis kuvatav analüüsi nimi võib erineda analüüsi nimest analüsaatoris QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Enne HIS/LIS-süsteemi funktsioonide kasutamist, tuleb läbi viia järgmine analüüsi nimede kinnitamise/parandamise protsess.

1. Kuva Assay Management (Analüüside haldamine) avamiseks vajutage nuppu **Options** (Valikud) ja seejärel nuppu Assay Management (Analüüside haldamine). Saadaolevad analüüsid on loetletud sisuvälja esimeses tulbas.
2. Valige analüüs menüüst Available Assays (Saadaolevad analüüsid)
3. Tehke valik LIS assay name (LIS-analüüsi nimi). Vaikimisi peaks nii analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 kui HIS/LIS-süsteemi analüüsi nimi olema sama. Kui analüüsi nimi on HIS/LIS-süsteemis erinev, tuleb see parandada, nii et see ühtiks analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 analüüsi nimega. Parandage analüüsi nimi, kasutades tekstivälja LIS assay name input (LIS-analüüsi nime sisestamine) ja seejärel vajutage nuppu Save (Salvesta).


7.3 Analüüsi tellimuse loomine hosti ühendusega

Kui sätted Host Communication (Hosti side) ja Test Orders (Analüüside tellimused) on lubatud, saab analüüside tellimused laadida hostilt alla enne analüüsi käivitamist. Proovi ID skannimise või sisestamisega hangitakse hostilt automaatselt analüüsi tellimus.


7.3.1 Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 konfigureerimine hosti ühendusega

1. Vajutage nuppu Options (Valikud) ja seejärel nuppu System Configuration (Süsteemi konfigureerimine).
2. Valige vasakus tulbas loendist Settings (Sätted) valik HIS/LIS.
3. Lubage säte Host Communication (Hosti side) ja konfigureerige Host Settings (Hosti sätted) hosti andmetega. Ühenduvuse kinnitamiseks vajutage nuppu Check connectivity (Kontrolli ühenduvust).
4. Lubage säte Test Orders (Analüüside tellimused) ja konfigureerige Order Settings (Tellimuste sätted). Analüüside tellimustega töötamiseks on kaks režiimi: säte Force Order (Jõusta tellimus) on kas lubatud või keelatud. Kui Force Order (Jõusta tellimus) on lubatud ja kui analüüsi tellimuse hankimine hostilt nurjus, siis ei saa kasutaja analüüsi teostamist jätkata. Kui Force Order (Jõusta tellimus) on keelatud, siis isegi kui analüüsi tellimust ei hangita või kui seda pole hostil olemas, saab kasutaja analüüsi teostamist jätkata ja hüpik-dialogiaknas kuvatakse hoiatus.

7.3.2 Analüüsi tegemine analüüsi tellimuse alusel

1. Vajutage kuva Põhikuva ülemises paremas nurgas nuppu  Run Test (Käivita analüüs).
2. Kui kuvatakse vastav viip, skannige töömooduli sisseehitatud vöötkoodilugejaga proovi ID vöötkood (joonis 81).


Märkus. Olenevalt analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 konfiguratsioonist võib osutuda võimalikuks sisestada proovi ID ka puutekraani virtuaalse klaviatuuri abil. Lisateavet vt lõigust 6.10.4.



Joonis 81. Proovi ID vöötkoodi skannimine

3. Proovi ID saadetakse hostile ja kuni QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ootab analüüsi tellimust, kuvatakse teade „Getting order...” (Tellimust hangitakse...) (joonis 82).


Märkus. Kui analüüsi tellimuse hankimine hostilt nurjub ja kui Force Order (Jõusta tellimus) on lubatud, siis kasutaja ei saa analüüsi teostamist jätkata. Kui Force Order (Jõusta tellimus) on keelatud, siis isegi kui analüüsi tellimust ei hangita, saab kasutaja analüüsi teostamist jätkata (hüplik-dialoogiaknas kuvatakse hoiatusteade). Lisateavet hoiatuste ja tõrgete kohta vt lõigust 10.2.



Joonis 82. Kuva analüüsi tellimuse hankimise ajal


4. Kui analüüsi tellimuse hankimine hostilt õnnestub, kuvatakse tekst „Scan cartridge for assay <assay_name> and book order <order_number>” (Skannige analüüsile <analüüsi_nimi> ja broneerimistellimusele <tellimuse_number> vastav kassett). Skannige määratud analüüsikasseti QIAstat-Dx vöötkood (joonis 83).

Märkus. Kui host saadab ühe proovi ID jaoks mitu analüüsi tellimust, kuvatakse teade „Scan cartridge for book order <order_number>” (Skannige broneerimistellimusele <tellimuse_number> vastav kassett). Kui skannitud analüüsikassett QIAstat-Dx ei vasta broneerimistellimusele, ei saa analüüsimine jätkuda ja kuvatakse tõrge. Lisateavet hoiatuste ja tõrgete kohta vt lõigust 10.2.



Joonis 83. Analüüsikasseti QIAstat-Dx vöötkoodi skannimine

5. Vajaduse korral sisestatakse automaatselt väli Assay Type (Analüüsi tüüp) ja loendist tuleb käsitsi valida õige Sample Type (Proovituüp) (joonis 84).



Joonis 84. Proovituübi valimine

6. Vt lõiku 0 ja teostage etapid 5–11.


7.4 Analüüsi tulemuse üleslaadimine hosti


Kui Result Upload (Tulemuse üleslaadimine) ja Results Upload Settings (Tulemuse üleslaadimise sätted) on lubatud, saab analüüsi tulemused hosti üles laadida automaatselt või käsitsi.

Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 konfigureerimine analüüsi tulemuse automaatseks üleslaadimiseks hosti



1. Vajutage nuppu Options (Valikud) ja seejärel nuppu System Configuration (Süsteemi konfigureerimine).
2. Valige vasakus tulpas loendist Settings (Sätted) valik HIS/LIS.
3. Lubage säte Host Communication (Hosti side) ja konfigureerige Host Settings (Hosti sätted) hosti andmetega. Ühenduvuse kinnitamiseks vajutage nuppu Check connectivity (Kontrolli ühenduvust).
4. Lubage Result Upload (Tulemuse üleslaadimine) ja seadistage Result Upload Settings (Tulemuse üleslaadimise sätted). Lubage Automatic upload (Automaatne üleslaadimine).


7.4.1 Analüüsi tulemuse automaatne üleslaadimine hosti

Kui analüüs on teostatud, laaditakse tulemus automaatselt üles. Üleslaadimise olek kuvatakse tulemuste kuva Summary (Kokkuvõte) jaotises Test Data (Analüüsi andmed) ja kuva View Results (Kuva tulemused) veerus  Upload (joonis 85).



Joonis 85. Tulemuste kuva Summary (Kokkuvõte)

Tulemustebaasi salvestatud eelnevate analüüside oleku üleslaadimise oleku kuvamiseks vajutage ribal Peamenüü nuppu  View Results (Kuva tulemused). Veerus  Upload (Üleslaadimine) kuvatakse üleslaadimise olek (joonis 86).



Joonis 86. Kuva View Results (Kuva tulemused)

Võimalikke kuvatavaid üleslaadimise olekuid kirjeldatakse tabelis 17. Üleslaadimise olek näitab üleslaadimise tulemust, Name (Nimi) on näha tulemuste Summary (Kokkuvõte) kuval ja Icon (Ikoon) kuvatakse kuval View Results (Kuva tulemused).

Tabel 17. Üleslaadimise olekute kirjeldus.

Nimi	Ikoon	Kirjeldus
Pending (Ootel)		Tulemust pole veel üles laaditud.
Uploading (Üleslaadimine)		Tulemust laaditakse üles.
Uploaded (timestamp) (Üles laaditud (ajatempel))		Tulemus on edukalt üles laaditud, näidatud on üleslaadimise kuupäev ja kellaaeg.
Error (Tõrge)		Tõrge tulemuse üleslaadimisel (aegumine, ...)
Re-Uploading (Uuesti üleslaadimine)		Tulemust saadetakse uuesti.
Expired (previously uploaded) (Aegunud (varem üles laaditud))		Tulemust ei saa enam üles laadida. See edastati edukalt vähemalt üks kord.
Expired (never uploaded) (Aegunud (pole kunagi üles laaditud))		Tulemust ei saa enam üles laadida. Seda ei saadetud kunagi.


7.4.2 Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 konfigureerimine analüüsi tulemuse käsitsi üleslaadimiseks hosti


1. Vajutage nuppu Options (Valikud) ja seejärel nuppu System Configuration (Süsteemi konfigureerimine).


2. Valige vasakus tulbas loendist Settings (Sätted) valik HIS/LIS.
3. Lubage säte Host Communication (Hosti side) ja konfigureerige Host Settings (Hosti sätted) hosti andmetega. Ühenduvuse kinnitamiseks vajutage nuppu Check connectivity (Kontrolli ühenduvust).
4. Lubage Result Upload (Tulemuse üleslaadimine) ja seadistage Result Upload Settings (Tulemuse üleslaadimise sätted). Keelake Automatic upload (Automaatne üleslaadimine).

7.4.3 Analüüsi tulemuse käsitsi üleslaadimine hosti

Kui analüüs on lõpule viidud, saab tulemuse käsitsi üles laadida tulemuste Summary (Kokkuvõte) kuvalt või kuvalt View Results (Kuva tulemused).

Tulemuse üleslaadimiseks tulemuste Summary (Kokkuvõte) kuvalt vajutage nuppu  Upload Upload (Üleslaadimine).

Tulemuse üleslaadimiseks kuvalt View Results (Kuva tulemused) valige üks või mitu analüüsi tulemust, vajutades proovi ID vasakul küljel olevat halli ringi. Valitud tulemuste kõrvale ilmub linnuke. Valiku tühistamiseks vajutage linnukest. Kogu tulemuste loendi valimiseks vajutage ülemisel real linnukesega ringi. Pärast üleslaaditavate tulemuste valimist vajutage nuppu  Upload Upload (Laadi üles) (joonis 87).



The screenshot shows the 'Test Results' interface for an administrator. At the top, there are four status filters: 1 Available, 2 Not installed, 3 Not installed, and 4 Not installed. Below these is a table with columns: Sample ID, Assay, Operator ID, Mod, Date/Time, and Result. The table contains six rows of data, all with 'pos' results. To the right of the table is a vertical sidebar with buttons: Run Test, View Results, Options, and Log Out. At the bottom of the interface are buttons for Remove Filter, Print Report, Save Report, Search, and Upload.

Sample ID	Assay	Operator ID	Mod	Date/Time	Result
91113	Resp Panel	administrator	1	2018-04-05 17:22	pos
8265	Resp Panel	administrator	1	2018-04-05 17:20	pos
12	Resp Panel	administrator	1	2018-04-05 16:57	pos
123456	Resp Panel	administrator	1	2018-04-05 16:39	pos
77702	Resp Panel	administrator	1	2018-03-22 11:42	pos
77701	Resp Panel	administrator	1	2018-03-22 11:40	pos

Joonis 87. Kuva View Results (Kuva tulemused)

7.5 Hosti ühenduse tõrkeotsing

Hosti ühenduse tõrkeotsingu teemasid vt lõigust 10.1.

8 Väliskontroll (External Control, EC)

Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 tarkvara saab konfigurēerida nii, et see toetaks laboratooriume, mille kvaliteedikontroll põhineb väliskontrollidel. Selliste toimingute eesmärk on kontrollida, et teadaoleva proovi töötlemine annaks patogeeni tasandil oodatavad tulemused. Järgige oma organisatsiooni põhimõtteid, et kehtestataks asjakohased protseduurid, mis ei sõltu käesolevas jaotises kirjeldatud funktsioonide kasutamisest.

Kui see funktsioon on lubatud, võimaldab see konfigurēerida intervallid, mille järel tuleb iga analüüsi ja mooduli kohta teha EC-test. Enne testi seadistamist meenutatakse kasutajale, et on aeg teha EC-test.


EC-testi tegemisel valitakse käitamise seadistamisel EC-proov. EC-prooviga määratakse kindlaks, millised on testitud analüüsi iga analüüdi oodatavad tulemused. Kui EC-proovis konfigurēeritud oodatavad tulemused vastavad katse tegelikele tulemustele, on EC-test läbitud. Kui vähemalt üks analüüt ei vasta oodatavale tulemusele, on EC-test nurjunud. Kasutajat hoiatatakse enne testi seadistamist, kui kasutatakse moodulit, millel eelmine EC-test nurjus.

8.1 External Control configuration (Väliskontrolli konfigurēerimine)

EC-funktsiooni lubamiseks ja konfigurēerimiseks vt jaotist 6.6.

8.2 EC-testi käitamise protseduur


Kõik kasutajad peavad kandma analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 puuteekraani puudutades vastavaid isikukaitsevahendeid, nt kindaid.

1. Vajutage kuva Põhikuva ülemises paremas nurgas nuppu  Run Test (Käivita analüüs).

Märkus. Kui väliskontroll (External Control, EC) on sisse lülitatud ja tuleb läbi viia EC-analüüs, kuvatakse meeldetuletus EC-prooviga analüüsimiseks. Kasutajad saavad valida, kas teha EC-test või meeldetuletust eirata.

Märkus. Kui EC on lubatud ja viimane valitud mooduliga tehtud EC-analüüs ebaõnnestus, siis kuvatakse hoiatus. Kasutajad peavad selgesõnaliselt valima, kas nad soovivad valitud mooduliga ikkagi testi teha.

2. Lülitage sisse nupp EC Test (joonis 88, järgmine lehekülj).



Joonis 88. Nupu EC Test sisselülitamine EC-testi lubamiseks.

3. Kui kuvatakse vastav viip, skannige töömooduli sisseehitatud vöötkoodilugejaga proovi ID vöötkood (joonis 88).

Märkus. Olenevalt analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 konfiguratsioonist võib osutuda võimalikuks sisestada proovi ID ka puutekraani virtuaalse klaviatuuri abil. Lisateavet vt lõigust 6.10.4.

4. Kui kuvatakse vastav viip, skannige kasutatava analüüsikasseti QIAstat-Dx vöötkood. Analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 tuvastab automaatselt teostatava analüüsi, võttes aluseks analüüsikasseti QIAstat-Dx vöötkoodi (joonis 89, järgmine lk).

Märkus. Analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ei aktsepteeri aegumiskuupäeva ületanud analüüsikassette QIAstat-Dx, varem kasutatud kassette, ega seadmesse installimata analüüsi jaoks ette nähtud kassette. Nendel juhtudel kuvatakse veateade. Lisateavet vt lõigust 10.2.

Märkus. Juhiseid analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0 analüüsides importimise ja lisamise kohta vt lõigust 6.9.3.

administrator Run Test Module 1 14:50 2021-06-10

1 UI administrator 2 Available 3 Available 4 Available

TEST DATA


EC TEST

Sample ID
99999

Assay Type

Sample Type

EC Sample



Cancel

Scan Cartridge Barcode

Joonis 89. Analüüsikasseti QIAstat-Dx vöökoodi skannimine

5. Vajaduse korral valige vastav proovi tüüp loendist (joonis 90).

administrator Run Test Module 2 08:28 2021-06-10

1 Available 2 UI administrator DUMMY SARS 3 Available 4 Available

TEST DATA

EC TEST

Sample ID
testdata

Assay Type
DUMMY SARS

Sample Type

EC Sample

SAMPLE TYPE

Swab

UTM

Cancel


Select Sample Type

Joonis 90. Proovi tüübi valimine.

6. Valige loendist õige EC-proovi tüüp. Näidatakse ainult valitud analüüsitüübi EC-proovid. (joonis 91, järgmine lehekülg).


Kui valitud analüüsi jaoks ei ole konfigureeritud ühtegi EC-proovi, on EC-proovide loend tühi ja EC-proovikäitamise alustamine ei ole võimalik.

Märkus. EC-proovide konfigureerimisjuhiseid vt jaotisest 6.6.



Joonis 91. EC-proovi valimine.

7. Kuvatakse Confirm (Kinnita). Kontrollige sisestatud teave üle ning tehke kõik vajalikud muudatused, klõpsates vastavatele väljadele puutekraanil ja redigeerides teavet (joonis 92).




Joonis 92. Kuva Confirm (Kinnita)

8. Kui kõik kuvatud andmed on õiged, vajutage  Confirm (Kinnita). Vajaduse korral vajutage vastavatel väljadel nende sisu muutmiseks või vajutage Cancel (Tühista) analüüsi tühistamiseks.

9. Veenduge, et tampoonipordi mõlema proovi kaaned ja analüüsikasseti QIAstat-Dx põhiport on kindlalt suletud. Kui analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ülemisel osal olev kasseti sisestusport avaneb automaatselt, sisestage analüüsikassett QIAstat-Dx nii, et vöötkood on suunaga vasakule ja reaktsioonikambrid on suunaga alla (joonis 93).

Märkus. Kui töömooduliga on ühendatud mitu analüüsimoodulit, valib analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 automaatselt analüüsimooduli, millega tuleb teha analüüs.

Märkus. Analüüsikassetti QIAstat-Dx ei pea analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0 suruma. Asetage kassett õigesti kasseti sisestusporti ja analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 viib selle automaatselt analüüsimoodulisse.



Joonis 93. Analüüsikasseti QIAstat-Dx sisestamine analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0


10. Kui analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 on tuvastanud analüüsikasseti QIAstat-Dx, suletakse automaatselt kasseti sisestuspordi kate ning alustatakse analüüsimist. Kasutaja ei pea muid toiminguid tegema. Analüüsi toimumise ajal kuvatakse puutekraanil järelejäänud analüüsiaega (joonis 94, järgmine lehekülg).

Märkus. Analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ei tunnista muud analüüsikassetti QIAstat-Dx kui seda, mida kasutati ja skanniti analüüsi seadistamise ajal. Kui skannitud kasseti asemel sisestatakse teine, ilmneb tõrge, ja kassett väljutatakse automaatselt seadmest.


Märkus. Kuni selle hetkeni on võimalik analüüs tühistada, vajutades puutekraani alumises paremas nurgas nuppu Cancel (Tühistamine).

Märkus. Olenevalt süsteemi konfiguratsioonist tuleb kasutajal sisestada analüüsi käivitamiseks uuesti oma kasutaja parool.

Märkus. Kui porti ei asetata analüüsikassetti QIAstat-Dx, sulgub kasseti sisestuspordi kate automaatselt 30 sekundi pärast. Kui nii juhtub, siis korrake protseduuri alates punktist 7.




Joonis 94. Analüüsi teostamise ja järelejäänud analüüsiaja kuva

11. Kui analüüsimine on lõppenud, ilmub kuva Eject (Väljuta) (joonis 95, järgmine lehekülg). Vajutage puutekraanil  Eject (Väljuta) analüüsikasseti QIAstat-Dx eemaldamiseks ning selle kui bioloogilise jäätmekõrvaldamiseks kõikide riiklike ja kohalike tervishoiu- ja ohutuseeskirjade ning õigusaktide kohaselt.


Märkus. Analüüsikassett QIAstat-Dx tuleks eemaldada, kui kasseti sisestuspordi kate avaneb ja seade väljutab kasseti. Kui kassetti pole 30 sekundi jooksul eemaldatud, siis liigub see automaatselt tagasi analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ja kassetti sisestuspordi kate suletakse. Kui nii juhtub, siis klõpsake Eject (Väljuta) kassetti sisestuspordi kate taasavamiseks ja seejärel eemaldage kassett.

Märkus. Kasutatud analüüsikassetid QIAstat-Dx tuleb ära visata. Kassette pole võimalik analüüsimiseks korduskasutada, kui kasutaja käivitas analüüsi, kuid seejärel tühistas selle, või kui tuvastati tõrge.



Joonis 95. Kuva Eject (Väljutamine)

12. Pärast analüüsikasetti QIAstat-Dx väljutamist ilmub tulemuste kuva Summary (Kokkuvõte) (joonis 96). Lisateavet vt lõigust 8.3.




Joonis 96. Kuva EC Results Summary (EC tulemuste kokkuvõte)

Märkus. Kui analüüsimoodulis tekkis käitamise ajal viga, võib kuluda aega, enne kui kuvatakse käitamise tulemused ja käitamine muutub nähtavaks ülevaates **View Results** (Tulemuste kuvamine).

8.3 EC-analüüsi tulemuste vaatamine

QIAstat-Dx Analyzer 1.0 tõlgendab ja salvestab automaatselt analüüsi tulemused. Pärast analüüsikasseti QIAstat-Dx väljutamist kuvatakse automaatselt tulemuste kuva Summary (Kokkuvõte) (joonis 97).

Märkus. Vaadake analüüsispetsiifilistest juhistest, kuidas kasutada võimalikke tulemusi, ja juhiseid, kuidas tõlgendada analüüsitulemusi.



Joonis 97. Kuva EC Results Summary (EC tulemuste kokkuvõte)

Ekraani põhiosas kuvatakse EC üldtulemus (st EC läbitud või EC nurjunud) ja kaks järgmist loendit.

- Esimene loend sisaldab kõiki proovis analüüsitud patogeene, mille osas EC-proovis konfigureeritud oodatav tulemus **ei** vasta tegelikule katsetulemusele, st **EC failed** (EC on nurjunud).

Proovis tuvastatud haigustekitajatele eelneb märk **+** ja see on punast värvi.

Haigustekitajatele, mida küll analüüsiti, kuid ei tuvastatud, eelneb märk **-** ja see on roheline.

Ebaselgetele haigustekitajatele eelneb küsimärk **?** ja see on kollast värvi.

- Teine loend sisaldab kõiki proovis analüüsitud patogeene, mille osas EC-proovis määratud oodatav tulemus vastab tegelikule katsetulemusele, st **EC passed** (EC on läbitud).

Proovis tuvastatud haigustekitajatele eelneb märk **+** ja see on punast värvi.

Haigustekitajatele, mida küll analüüsiti, kuid ei tuvastatud, eelneb märk **-** ja see on roheline.

Juhul, kui analüüsi ei lõpetatud edukalt, järgneb teade „Failed“ (Nurjunud) ning sellele järgneb vastav tõrkekood.

Alljärgnev analüüsiteave kuvatakse ekraani vasakul küljel.

- Sample ID (Proovi ID)
- Assay Type (Analüüsi tüüp)
- Sample Type (Proovituüp)
- EC sample (EC proov)
- LIS Upload Status (LISi üleslaadimise olek) (kui on kohaldatav)

Lisateave analüüsi kohta on saadaval olenevalt kasutaja juurdepääsuloast ning kuvatakse läbi ekraani alaosas olevate vahekaartide (nt amplifitseerimise diagramm, sulamiskõverad ja analüüsi detailid).

Analüüsi andmete eksportimiseks vajutage nuppu Save Report (Salvesta aruanne) ekraani alaosas oleval ribal.

Aruande saab saata printerisse, vajutades Print Report (Prindi aruanne) ekraani alaosas oleval ribal.

Valitud töösükli või kõikide nurjunud töösükli teetuspaketi loomiseks vajutage ekraani alaosas oleval ribal nuppu **Support Package** (Toetuspakett). Kui vajate tuge, saatke toetuspakett QIAGEN-i tehnilisele teenindusele.


8.3.1 EC amplifitseerimise kõverate kuvamine

Amplifitseerimise kõverate tõlgendamine ei erine mitte-EC analüüsides. Lisateavet vaadake jaotisest 5.4.1.

8.3.2 EC sulamiskõverate kuvamine

Sulamiskõverate tõlgendamine ei erine mitte-EC-analüüsides. Lisateavet vaadake jaotisest 5.4.2.

8.3.3 EC analüüsi üksikasjade kuvamine

EC analüüsi tulemuste üksikasjalikumate andmete kuvamiseks vajutage  Test Details (Analüüsi üksikasjad). Kerige alla, et kuvada kogu aruanne.

Ekraanil kuvatakse järgnevad analüüsi üksikasjad.

- User ID (Kasutaja ID)
- Cartridge SN (Kasseti seerianumber)
- Cartridge Expiration Date (Kasseti aegumiskuupäev)
- Module SN (Mooduli seerianumber)
- Test Status (Analüüsi olek) (completed (lõpetatud), failed (nurjunud), canceled by operator (kasutaja tühistatud))
- Error Code (Tõrkekood) (vajaduse korral)
- Error Message (Veateade) (vajaduse korral)
- Test Start Date and Time (Analüüsi käivitamise kuupäev ja kellaaeg)

- Test Execution Time (Analüüsi kestus)
- Assay Name (Analüüsi nimi)
- Test ID (Analüüsi ID)
- EC Sample (EC proov)
- Test Result (Analüüsi tulemus) (iga analüüdi, analüüsi tulemused kokku: EC Passed (EC läbitud) [ecpass] ja EC Failed (EC nurjunud) [ecfail]).

Kui EC test on läbitud, vastavad iga patogeeni eeldatavad tulemused avastatud tulemustele.

- Analüüsitud analüütide loend (rühmitatud järgmiselt: Detected Pathogen (Tuvastatud haigustekitaja), Equivocal (Ebaselge), Not Detected Pathogens (Tuvastamata haigustekitajad), Invalid (Kehtetu), Not Applicable (Mittekohaldatav), Out of Range (Väljaspool normi piire), Passed Controls (Läbitud kontrollid) ja Failed Controls (Nurjunud kontrollid)) koos C_T-ga ja lõpp-punkti fluorestsentsi väärtustega (kui kasutatakse analüüsis).

Iga analüüdi kõrval on eraldi veergudes näidatud oodatav tulemus ja EC tulemus.

Eeldatava tulemuse veerg määratakse kindlaks valitud EC proovi konfiguratsiooniga analüüsi seadistamise ajal.

Veerg EC tulemus on analüüdi tegeliku tulemuse ja oodatava tulemuse võrdlus. EC tulemus on läbitud, kui tegelik ja oodatav tulemus on sama. EC tulemus on nurjunud, kui tegelik ja oodatav tulemus ei ole samad (vt joonis 98).

Märkus. Eeldatavad tulemused põhinevad analüüsi alustamise ajal kehtinud EC proovi konfiguratsioonil.

- Sisemiste kontrollide loend koos väärtusega C_T ja lõpp-punkti fluorestsentsi väärtustega (kui kasutatakse analüüsis)

Joonis 98. EC analüüsi üksikasjade kuva

9 Hooldus

See lõik kirjeldab analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 hooldamiseks vajalikke toiminguid.


9.1 Hooldustoimingud


Tabelis 18 on esitatud analüsaatoril QIAstat-Dx Analyzer 1.0 teostatavate hooldustoimingute loend.


Tabel 18. Hooldustoimingute kirjeldused


Toiming	Sagedus
Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 pinna puhastamine ja desinfitseerimine	Tuleb teostada juhtudel, kui analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 pinnale satuvad vedelikud, kemikaalid või bioloogiline materjal (potentsiaalselt nakkusohhtlikud).
Õhufiltri puhastamine	Tuleb teostada kord aastas

9.2 Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 pinna puhastamine

HOIATUS/ ETTEVAATUST! 	Kehavigastuste ja varakahjustuste oht Seadet puhastades bioloogiliste ja keemiliste ohtude vältimiseks kandke kaitseprille, laborikiitlit ja kindaid.
---	---

HOIATUS/ ETTEVAATUST! 	Kehavigastuste ja varakahjustuste oht Enne analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 puhastamist ühendage toitejuhe pistikupesast lahti.
---	---

ETTEVAATUST! 	Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 kahjustuste oht Vältige kemikaalide või muude vedelike valgumist analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0 või sellest välja. Vedelikukahjustused muudavad garantii kehtetuks.
--	---

ETTEVAATUST! 	Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 kahjustuste oht Vältige vedelike valamist puutekraanile või selle märjaks tegemist. Kasutage puutekraani puhastamiseks analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 komplekti kuuluvat ekraanipuhastuslappi.
--	---


Kasutage analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 pinna puhastamiseks järgmisi vahendeid.


- Mahedatoimeline puhastusvahend
- Paberkäterätid
- Destilleeritud vesi


Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 pinna puhastamiseks järgige allolevaid juhiseid.


1. Kandke laborikindaid, laborikitlit ja kaitseprille.
2. Niisutage paberkäterätt mahedatoimelise puhastusvahendiga ja pühkige analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 pind ja ümbritsev tööpind üle. Olge ettevaatlik, et mitte teha puutekraani märjaks. Kasutage puutekraani puhastamiseks analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 komplekti kuuluvat ekraanipuhastuslappi.
3. Korrake juhust 2 kolm korda uute paberkäterättidega.
4. Puhastusvahendi jääkide mahaloputamiseks niisutage paberkäterätti destilleeritud veega ja pühkige analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 pind üle. Korrake kaks korda.
5. Kuivatage analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 pind uue paberkäterätiga.

9.3 Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 pinna desinfitseerimine

<p>HOIATUS/ ETTEVAATUST!</p> 	<p>Kehavigastuste ja varakahjustuste oht</p> <p>Seadet puhastades bioloogiliste ja keemiliste ohtude vältimiseks kandke kaitseprille, laborikitlit ja kindaid.</p> <p>Valgendi ärritab silmi ja nahka ning võib tekitada ohtlikke gaase (kloor). Kasutage sobivaid isikukaitsevahendeid.</p>
---	---

<p>HOIATUS/ ETTEVAATUST!</p> 	<p>Kehavigastuste ja varakahjustuste oht</p> <p>Enne analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 puhastamist ühendage toitejuhe pistikupesast lahti.</p>
---	--

ETTEVAATUST! 	Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 kahjustuste oht Vältige kemikaalide või muude vedelike valgumist analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0 või sellest välja. Vedelikukahjustused muudavad garantii kehtetuks.
--	---

ETTEVAATUST! 	Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 kahjustuste oht Vältige vedelike valamist puutekraanile või selle märjaks tegemist. Kasutage puutekraani puhastamiseks analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 komplekti kuuluvat ekraanipuhastuslappi.
--	---

Kasutage analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 pinna desinfitseerimiseks järgmisi vahendeid.

- 10% valgendi lahus
- Paberkäterätid
- Destilleeritud vesi

Järgige analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 pinna desinfitseerimiseks allolevaid juhiseid.

1. Kandke laborikindaid, laborikitlit ja kaitseprille.
2. Niisutage paberkäterätt 10% valgendi lahusega ja pühkige analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 pind ja ümbritsev tööpind üle. Olge ettevaatlik, et mitte teha puutekraani märjaks. Oodake vähemalt kolm minutit, et valgendi lahus saaks reageerida saasteainetega.
3. Pange kätte uus paar kindaid.
4. Korrake juhiseid 2 ja 3 veel kaks korda uute paberkäterättidega.
5. Valgendi lahuse mahaloputamiseks niisutage paberkäterätti destilleeritud veega ja pühkige analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 pind üle. Korrake kaks korda.
6. Kuivatage analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 pind uue paberkäterätiga.

9.4 Õhufiltri vahetamine

Õhufiltrit tuleb vahetada igal aastal, et tagada seadme sees vajalik õhuvool.

Õhufilter asub analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 põhja all ja kasutaja pääseb sellele ligi seadme esiküljelt.

Asenduseks tuleb kasutada QIAGEN-i õhufiltreid.

Õhufiltri vahetamiseks toimige järgmiselt.

1. Seadke analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ooterežiimi, vajutades seadme esiküljel olevat nuppu ON/OFF (Sisse/välja).
2. Asetage käsi analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ees oleva õhufiltri sahtli alla ja suruge seda sõrmedega veidi üles.
3. Tõmmake õhufilter tagasi, kuni filtri sahtel tuleb täielikult välja. Kõrvaldage vana õhufilter.
4. Võtke uus õhufiltri sahtel kaitsekatist välja.
5. Sisestage uus õhufiltri sahtel analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Seade on nüüd kasutamiseks valmis.

ETTEVAATUST!




Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 kahjustuste oht

Kasutage üksnes QIAGEN-i originaalvaruosi. Volitamata osade kasutamine võib kahjustada seadet ja muudab garantii kehtetuks.

9.5 Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 remont

Analüsaatorit QIAstat-Dx Analyzer 1.0 tohivad remontida üksnes QIAGEN-i volitatud esindajad. Kui QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ei tööta nii nagu peab, võtke ühendust QIAGEN-i tehnilise toega, kasutades lõigus 10 esitatud kontakhteavet.

<p>HOIATUS/ ETTEVAATUST!</p> 	<p>Kehavigastuste ja varakahjustuste oht</p> <p>Ärge avage analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 korpust. Ärge proovige analüsaatorit QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ise remontida või muuta.</p> <p>Korpuse avamine või analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 mitteasjakohane muutmine võib kaasa tuua kasutaja vigastused või kahjustada analüsaatorit QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ja muudab garantii kehtetuks.</p>
---	--

10 Tõrkeotsing

See lõik annab teavet mõnede analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 juures esinevate probleemide ning võimalike põhjuste ja lahenduste kohta. See teave kehtib ainult sellele seadmele. Teavet analüüsikassettide QIAstat-Dx tõrkeotsingu kohta vt vastava kasseti kasutusjuhendist.

Täiendava abi saamiseks võtke ühendust QIAGEN-i tehnilise toega allpool toodud kontaktteabe kaudu.

Veebileht: support.qiagen.com

Tehnilise toega ühenduse võtmise korral seoses analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 tõrkega märkige üles kõik etapid kuni tõrke esinemiseni ja kogu teave erinevatest dialoogikastidest. Need andmed aitavad QIAGEN-i tehnilisel toel probleemi lahendada.

Kui võtate QIAGEN-iga ühendust seoses tõrgetega, hoidke käepärast järgmine teave:

- analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 seerianumber, tüüp, tarkvara versioon ja installitud analüüsi määratluse failid
- tõrkekood (vajaduse korral)
- ajahetk, kui tõrge esimest korda esines
- tõrke esinemise sagedus (s.t vahetevahel või pidevalt esinev tõrge)
- pilt tõrkest, võimaluse korral
- toetuspakett

10.1 Riist- ja tarkvara tõrked

Tõrge	Võimalik põhjus	Kommentaariid ja ettepanekud
The QIAstat-Dx Analyzer 1.0 does not start.	Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 toitejuhe ei ole ühendatud pistikupesasa.	Kontrollige, kas analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 on ühendatud voluvõrku.
(QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ei käivitu.)	Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 tagaküljel olev toitelüliti ei ole sisse lülitatud. QIAstat-Dx Analyzer 1.0 on ooterežiimis.	Sisselülitamiseks kasutatakse analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 tagaküljel olevat toitelüliti. Vajutage sisse-/väljalülitusnuppu, et tuua QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ooterežiimist välja.
Analytical Module not detected. (Analüüsimoodulit pole tuvastatud.)	Analüüsimooduli/töömooduli sild pole korralikult ühendatud.	Veenduge, et sild töömooduli ja analüüsimooduli vahel oleks korralikult ühendatud.

Tõrge	Võimalik põhjus	Kommentaariid ja ettepanekud
The Analytical Module status indicator is red. (Analüüsimooduli oleku signaaltuli on punane.)	Riistvara tõrge.	Palun võtke ühendust QIAGEN-i tehnilise toega.
The touchscreen does not respond. (Puutekraan ei reageeri.)	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 on ooterežiimis (oleku signaaltuli on sinine). Riistvara tõrge.	Vajutage töömooduli sisse-/väljalülitusnuppu. Palun võtke ühendust QIAGEN-i tehnilise toega.
Bar code reader does not scan. (Võõtkoodilugeja ei skanni.)	Proovi ID võõtkoodi funktsioon ei ole lubatud. Võõtkoodilugeja riistvara- või tarkvaraprobleem.	Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 võõtkoodifunktsiooni konfigureerimiseks pöörduge labori järelevaataja või seadme administraatori poole. Palun võtke ühendust QIAGEN-i tehnilise toega.
The QIAstat-Dx assay cartridge is stuck inside the QIAstat-Dx Analyzer 1.0. (Analüüsi-kassett QIAstat-Dx on jäänud analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0 kinni.)	Mooduli mehaaniline tõrge.	Palun võtke ühendust QIAGEN-i tehnilise toega.
Lid of the cartridge entrance port does not open. (Kasseti sisestuspordi kate ei avane.)	Mooduli mehaaniline tõrge.	Palun võtke ühendust QIAGEN-i tehnilise toega.
The Run Test button is not active. (Nupp Run Test (Käivita analüüs) pole aktiivne.)	Analüüsi-kassett QIAstat-Dx on veel analüsaatoris QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ja see tuleb väljutada enne, kui QIAstat-Dx Analyzer 1.0 lubab teostada uut analüüsi. Moodul pole saadaval.	Mooduli olekukastis peaks olekuribal Module (Moodul) olema tekst „Eject cartridge“ (Väljuta kassett). Vajutage mooduli olekukasti ja seejärel vajutage nuppu Eject (Väljuta). Veenduge, et sild töömooduli ja analüüsimooduli vahel oleks korralikult ühendatud.
Assay does not run. (Analüüs ei käivitu.)	Kasutajal puuduvad õigused analüüsi teostamiseks. Analüüsi ei ole paigaldatud analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0.	Pöörduge labori järelevaataja või seadme administraatori poole. Analüüs tuleb paigaldada. Pöörduge labori järelevaataja või seadme administraatori poole.
Result upload status is “Error”. (Üleslaadimise oleku tulemus on „Error“ (Tõrge))	Ühendus hostiga on kadunud Side hostiga on aegunud. Host lükkas teate tagasi.	Pöörduge labori järelevaataja või seadme administraatori poole ja laske kontrollida ühenduse andmeid ja ühendust. Võtke ühendust labori järelevaataja või seadme administraatoriga, et kontrollida funktsiooni Timeout (Ajalõpp) sätete väärtust, mida saab suurendada maksimaalse väärtuseni 60 sekundit. Kui see on juba seatud maksimaalsele väärtusele, tuleks üle vaadata võrgu jõudlus. Host lükkas teate mingil põhjusel tagasi (analüüsi ei tuntud ära, semantilised probleemid jne). Palun võtke ühendust QIAGEN-i tehnilise toega.
A result cannot be uploaded. (Tulemust ei saa üles laadida.)	Tulemuse olek on aegunud.	Võtke ühendust labori järelevaataja või seadme administraatoriga, et kontrollida HIS/LIS-i sätetes funktsiooni Expire Time (Aegumise aeg).

Tõrge	Võimalik põhjus	Kommentaariid ja ettepanekud
Cannot run a test because there is no test order. (Analüüsi ei saa käivitada, sest pole analüüsi tellimust.)	Proovi ID jaoks ei ole analüüsi tellimust ja Force Order (Jõusta tellimus) on HIS/LIS-i sätetes lubatud. Ühenduse probleem LIS-süsteemiga ja Force Order (Jõusta tellimus) on HIS/LIS-i sätetes lubatud.	Võtke ühendust LIS-i administraatoriga ja paluge kontrollida, kas LIS-süsteemis on sellele proovi ID-le vastav tellimus. Pöörduge labori järelevalvaja või seadme administraatori poole ja laske kontrollida ühenduvust hostiga. Analüüsi teostamiseks ilma analüüsi tellimuseeta keelake HIS/LIS-i sätetes Force Order (Jõusta tellimus).
Printer is not setup correctly, or test reports cannot be printed. (Printer pole õigesti seadistatud või analüüside aruandeid ei saa printida.)	Printeri talitlushäirel võivad olla eri põhjused.	Lugege aadressil QIAGEN.com/QIAStat-Dx_PrinterSetup korduma kippuvaid küsimusi tõrkeotsingu kohta printeri seadistamisel ja nõuandeid levinud printeriprobleemide vältimiseks.
Ajavööndi muutust ei rakendata.	Seade ei tunne ära valitud ajavööndit.	Valige muu ajavöönd, millel on sama nihe.

10.2 Tõrked ja hoiatusteated

Tõrge/hoiatus	Selgitus	Kommentaariid ja ettepanekud
The AM in the slots has changed. (AM portides on muutunud.)	Süsteem tuvastas, et riistvara konfiguratsioon on muutunud. Vähemalt üks analüüsimoodulitest on liigutatud muusse asukohta.	Midagi pole vaja teha. Süsteem konfigureerib end ise, kui mooduli asukoht on muutunud.
Performing a backup is recommended before updating or restoring. (Enne uuendamist või taastamist on soovitatav teha varukoopia.)	Uuendamise ajal tekkiva tõrke korral võivad andmed minna kaotsi. Varukoopiaga saab taastada süsteemi ja andmed.	Enne süsteemi taastamist või uuendamist on äärmiselt soovitatav teha süsteemi varukoopia.
Shutdown not possible. (Väljalülitamine pole võimalik.) Please stop all tests and eject cartridges. (Palun peatage kõik analüüsid ja väljutage kassetid.)	Kui analüüsi teostamine on pooleli, ei saa analüsaatorit QIAstat-Dx Analyzer 1.0 välja lülitada.	Oodake, kuni analüüs on lõpule viidud või tühistage analüüs ja seejärel lülitage süsteem välja.
Free disc space ddd reached warning or critical level. (Vaba kettaruumi ddd piiri saavutamise hoiatus või kriitiline tase.)	Täiendava kettaruumi lisamiseks peab süsteemi üle vaatama QIAGEN-i tehniline tugi.	Palun võtke ühendust QIAGEN-i tehnilise toega.
The system was not shut down properly last time. (Süsteemi ei lülitatud viimane kord õigesti välja.)	Süsteemi ei lülitatud pärast protseduuri välja. Viimase analüüsi andmed võisid kaduma minna.	Analüsaator QIAstat-Dx Analyzer tuleks õigesti välja lülitada, vajutades seadme esiküljel sisse-/väljalülitusnuppu enne seadme väljalülitamist, kasutades seadme tagaküljel olevat toitelülitiit, või ühendades toitejuhtme pistikupesast lahti, nagu on selgitatud lõigus 6.13.

Tõrge/hoiatus	Selgitus	Kommentaariid ja ettepanekud
Test result with invalid data found. (Leiti kehtetute andmetega analüüsi tulemus.)	Viimase analüüsi käigus avastati ootamatu tõrge.	Proovige korrata analüüsi uue analüüsikassetiga QIAstat-Dx. Kui probleem jääb püsima või esineb sageli, pöörduge QIAGEN-i tehnilise toe poole.
Unexpected behavior of AM <i>nnn</i> (AM-i <i>nnn</i> ootamatu käitumine).	Üldine süsteemi tõrge.	Taaskäivitage süsteem. Kui probleem jääb püsima, pöörduge QIAGEN-i tehnilise toe poole.
Update data aborted, error occurred. (Andmete uuendamine katkestati, tekkis tõrge.)	Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 uuendamise ajal tekkis ootamatu tõrge.	Palun võtke ühendust QIAGEN-i tehnilise toega.
No backup file found! (Varundusfaili ei leitud!)	USB mäluasemelt ei leitud õiget .dbk-varundusfaili.	Kontrollige, kas see fail on USB mäluasemel. Kui probleem jääb püsima, pöörduge QIAGEN-i tehnilise toe poole.
Assay <assay_id> not available. (Analüüs <analüüsi_id> pole saadaval.)	Analüüsikassetile QIAstat-Dx vastavat analüüsi ei ole imporditud analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0.	Importige analüüs analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0 (vt lõiku 6.9.3).
Code (Kood): 0x400		
Assay <assay_name> not active (Analüüs <analüüsi_nimi> pole aktiivne).	Analüüs pole aktiivne.	Aktiveerige analüüs (vt lõiku 6.9.1).
Assay <assay_name> already imported (Analüüs <analüüsi_nimi> on juba imporditud).	Sama ID ja versiooniga analüüs on juba andmebaasis olemas.	See analüüs on juba süsteemi laaditud. Midagi pole vaja teha.
Code (Kood): 0x0304		
Import assay failed; the assay file is invalid. (Analüüsi importimine nurjus; analüüsi fail on kehtetu.)	Imporditav analüüsi fail pole õige.	Laadige analüüsi fail uuesti alla veebilehelt http://support.qiagen.com . Kui probleem jääb püsima, pöörduge QIAGEN-i tehnilise toe poole.
Importing ADF <adf_name> failed. (ADF-i <adf-i_nimi> importimine nurjus.)	Imporditav analüüsi fail pole õige.	Laadige analüüsi fail uuesti alla veebilehelt http://support.qiagen.com . Kui probleem jääb püsima, pöörduge QIAGEN-i tehnilise toe poole.
Code (Kood): 0x0305		
Login failed! (Sisselogimine nurjus!)	Sisselogimistoiming nurjus.	Pöörduge labori järelevaataja või seadme administraatori poole.
Login failed! (Sisselogimine nurjus!)	Kasutajal puuduvad analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 kasutamise õigused.	Kasutaja aktiveerimiseks pöörduge labori järelevaataja või seadme administraatori poole (vt lõiku 6.8.1).
The user is not activated. (See kasutaja pole aktiveeritud.)		

Tõrge/hoiatus	Selgitus	Kommentaariid ja ettepanekud
Login failed! (Sisselogimine nurjus!)	Sisestatud parool on vale.	Pärast kolme ebaõnnestunud parooli sisestamise katsset peab kasutaja ootama ühe minuti enne, kui saab uuesti proovida sisse logida. Kui parool on ununenud, pöörduge uue parooli saamiseks seadme administraatori poole.
Wrong Password! (Vale parool!)		
Login failed! (Sisselogimine nurjus!)	See kasutaja pole süsteemi lisatud.	Uue kasutaja lisamiseks pöörduge labori järelevaataja või seadme administraatori poole.
User identification does not exist. (Kasutaja ID-d pole olemas.)		
Passwords are not identical! (Paroolid pole ühesugused!)	Uue parooli määramiseks tuleb see sisestada kaks korda ühte moodi.	Sisestage kaks identset parooli.
Invalid Password! (Kehtetud parool!)	Parool ei vasta turbe poliitikale.	Määrake parool, mis on minimaalselt 6 tähemärgi pikkune ja maksimaalselt 15 tähemärgi pikkune ja mis sisaldab ainult lubatud tähemärke: 0–9, a–z, A–Z, _, tühik.
Min length 6 characters. (Min pikkus 6 tähemärki.)		
Max length 15 characters. (Max pikkus 15 tähemärki.)		
Allowed characters: (Lubatud tähemärgid on:) 0–9, a–z, A–Z, _, tühik.		
Export failed! (Ekspordimine nurjus!)	Tulemuste eksportimise toimingut käigus tekkis ootamatu tõrge.	Proovige toimingut uuesti. Kui probleem jääb püsima, pöörduge QIAGEN-i tehnilise toe poole.
USB Device not found. (USB-seadet ei leitud.)	QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ei tuvasta USB-mäluseadet. USB-mäluseade on krüptitud või ei ole FAT32 vormindusega.	Ühendage USB-mäluseade USB porti.
Võõtkoodilugeja	Võõtkoodilugeja	Palun võtke ühendust QIAGEN-i tehnilise toega.
Võõtkoodi skannimine nurjus.	Sellele võõtkoodile vastavat analüüsi ei ole süsteemi laaditud.	Võõtkood võib olla kahjustatud. Kasutage teist analüüsikasseti QIAstat-Dx. Kui probleem jääb püsima, pöörduge QIAGEN-i tehnilise toe poole.
Test failed, Error: (Analüüs nurjus, tõrge:) <error_code> (<tõrkekood>).	Analüüs nurjus tõrkega.	Proovige teostada analüüs uue analüüsikassetiga QIAstat-Dx. Kui probleem jääb püsima, pöörduge QIAGEN-i tehnilise toe poole ja esitage neile tõrkekoodi teade.
User has no right to execute assay <assay_name>. (Kasutajal puudub õigus analüüsi <analüüsi_nimi> teostamiseks.)	Kasutajal puudub luba analüüsi teostamiseks.	Loa saab anda kuval User Management (Kasutajate haldamine) (vt lõiku 6.8).
Code: (Kood:) 0x0402		
Cartridge already used. (Kasseti on juba kasutatud.)	Varem kasutatud analüüsikasseti QIAstat-Dx ei saa uuesti kasutada.	Kõrvaldage kasutatud analüüsikasset QIAstat-Dx vastavalt kehtivatele ohutus- ja jäätmekäitlusnõuetele. Teostage analüüs uue analüüsikassetiga QIAstat-Dx.
Cartridge expired. (Kasset on aegunud.)	Analüüsikasseti QIAstat-Dx ei saa kasutada, sest selle säilivusaeg on möödas.	Analüüsikasseti QIAstat-Dx ei saa enam kasutada. Kõrvaldage kasset vastavalt kehtivatele ohutus- ja jäätmekäitlusnõuetele.

Tõrge/hoiatus	Selgitus	Kommentaariid ja ettepanekud
Different cartridge inserted. (Sisestatud on muu kasseti.)	Sisestatud analüüsikasseti QIAstat-Dx ei vasta võõtkoodilugejaga tuvastatud kassetile.	Sisestage sama analüüsikasseti QIAstat-Dx, mis skanniti võõtkoodilugejaga.
Failed to create file. (Faili loomine nurjus.)	Varundusfaili ei saanud luua.	USB-mäluseade ei tööta. Proovige uuesti mõne muu USB-mäluseadmega.
HIS/LIS timeout (HIS/LIS-süsteemi ajalõpp)	Seadme ja LIS-seadme vahelise side aeg lõppes.	Kontrollige HIS/LIS-i sätetes väärtust Timeout (Ajalõpp) ja suurendage väärtust. Kui maksimaalne väärtus on juba seatud, pöörduge QIAGEN-i tehnilise toe poole.
Results in state "Uploading" or "Expired" cannot be uploaded (Tulemusi olekuga „Üleslaadimine“ või „Aegunud“ ei saa üles laadida)	Aegunud üleslaaditud tulemust ei saa enam üles laadida. Kui tulemuse üleslaadimise olek on „Uploading“ (Üleslaadimine) ei saa seda üles laadida.	Aegumise aja saab määrata HIS/LIS-i sätetes. Pärast oleku „Uploading“ (Üleslaadimine) lõppemist saab tulemuse uuesti üles laadida.
The maximum number of results for upload <num> is exceed <num> (Maksimaalne üleslaaditavate tulemuste arv <num> on üle <num>).	Saavutati samaaegselt üleslaaditavate tulemuste maksimaalne arv.	Eemaldage valikust mõned tulemused ja proovige uuesti.
No book order for this sample ID. (Selle proovi ID jaoks pole broneerimistellimust.) Do you want continue anyway? (Kas soovite siiski jätkata?)	LIS ei saanud selle proovi ID jaoks analüüsi tellimust. Force Order (Jõusta tellimus) on seatud menüüpunktis Order Settings (Tellimuse sätited) olekusse „disabled“ (keelatud).	Analüüsi teostamise jätkamine tähendab, et pärast tulemuse üleslaadimist ei ole LIS-süsteemis saadud tulemusele vastavat tellimust.
Order not found. (Tellimust ei leitud.)	LIS ei saanud selle proovi ID jaoks analüüsi tellimust. Force Order (Jõusta tellimus) on seatud menüüpunktis Order Settings (Tellimuse sätited) olekusse „enabled“ (lubatud).	Analüüsi ei ole võimalik teostada. Selle teate põhjused võivad olla järgmised: LIS ei saanud proovi ID tellimust, saabus ajalõpp või hostiga on ühenduse probleem.
Ordered assay not installed. (Tellitud analüüs pole installitud.)	Analüüsi tellimuses nõutud analüüsi ei ole paigaldatud analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Analüsaatoris QIAstat-Dx Analyzer 1.0 olev analüüsi nimi ei vasta LIS-i saadetud nimele.	Installige vastav analüüs. Kontrollige HIS/LIS-i sätete alt LIS-i analüüsi nime.
No connection to HIS/LIS. (Puudub ühendus HIS/LIS-iga.)	Puudub ühendus LIS-i ja analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 vahel.	Kontrollige ühenduvuse andmeid HIS/LIS-i sätete alt.

11 Tehnilised andmed

Töötingimused

Toide	100–240 VAC 50–60 Hz IEC 60320-1 C14 pistik
Kaitse	1 × 8 A viitekaitse
Temperatuur	15–30 °C
Niiskus	Suhteline õhuniiskus 20–80%, mittekondenseeriv
Kõrgus	0–2200 m
Valgustugevus	Kuni 4000 luks

Transporditingimused

Temperatuur	0–55 °C, suhteline õhuniiskus max 85%, mittekondenseeriv
-------------	--

Elektromagnetiline ühilduvus (EMC)

Elektromagnetilise ühilduvuse nõuded	Vastab IEC 61326 klass A nõuetele Seade on konstrueeritud ja seda on katsetatud vastavalt CISPR 11 klass A nõuetele. Koduses keskkonnas võib see tekitada raadiosageduslikke häireid, mis juhul võib olla vaja võtta meetmed häirete vähendamiseks.
--------------------------------------	--

Mehaanika andmed ja riistvara funktsioonid

Töömoodul

Mõõtmed	Laius: 234 mm Kõrgus: 326 mm Sügavus: 517 mm
Kaal	5 kg

Analüüsimoodul

Mõõtmed	Laius: 153 mm Kõrgus: 307 mm Sügavus: 428 mm
Kaal	16 kg

Etherneti liides	1 × 10/100 – Base-T Ethernet
USB pordid	1 ees ja 3 taga

12 Lisad

12.1 Printeri paigaldamine ja seadistamine

Lisajuhiseid ja korduma kippuvaid küsimusi tõrkeotsingu kohta printeri seadistamisel ja nõuandeid levinud printeriprobleemide vältimiseks lugege aadressilt QIAGEN.com/QIAstat-Dx_PrinterSetup.

Printeri installimiseks analüsaatoriga QIAstat-Dx Analyzer 1.0 on mitu võimalust. Pärast printeri ühendamist töömooduliga saab printerid installida, kasutades vaikedraiverit (Lisa 12.1.3), installides printeri tarkvara abil (Lisa 12.1.4) ja installides draiveri, kasutades liidest CUPS (Lisa 12.1.5). Neid toiminguid on soovitatav proovida loetletud järjekorras.

12.1.1 Printer ühendatud USB kaudu

Printeri ühendamiseks USB kaudu järgige alljärgnevat juhiseid.

1. Ühendage USB-kaabel printerist töömooduli mõne USB-pordiga. Töömoodulil on 4 USB-porti: 1 on ekraanist paremal pool ja 3 on seadme tagaküljel.
2. Jätkake lisaga 12.1.3.

12.1.2 Printeri ühendamine Etherneti kaudu

Märkus. Printeri ühendamiseks Etherneti kaudu peavad võrguprinter, kohalik arvuti ja analüsaator QIAstat-Dx Analyzer 1.0 asuma ja olema saadaval samas kohtvõrgus.

Märkus. Kohalikku arvutit on vaja ainult siis, kui järgitakse lisa 12.1.5 uhiseid.


Võrguprinteri installimiseks Etherneti kaudu järgige alljärgnevat juhiseid.

1. Ühendage printer Etherneti võrku ja lülitage printer SISSE.
2. Lubage analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 võrgusätted (vt lõik 6.10.6).
3. Jätkake lisaga 12.1.3.

12.1.3 Printeri installimine vaikedraiveriga

Tehke analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 tarkvaras järgmised toimingud, et installida printer vaikedraiverit kasutades.

1. Liikuge analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 töömooduli rakenduse tarkvara printeri sätetesse **Options** (Suvandid) -> **System Config** (Süsteemi konfiguratsioon) -> **Printer** (Printer)
2. Valige vaikeprinter, mis on Default B/W USB (Vaikimisi mustvalge USB) (joonis 99, järgmine lehekülg)
3. Printige aruanne




Joonis 99. Printeri installimine vaikedraiveriga

12.1.4 Printeri installimine draiveri installimisega

Tehke analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 rakenduses tarkvara abil printeri installimiseks järgmised toimingud.

1. Liikuge analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 töömooduli rakenduse tarkvaras printeri sätetesse **Options** (Suvandid) -> **System Config** (Süsteemi konfiguratsioon) -> **Printer** (Printer) -> **Add new printer** (Lisa uus printer)
2. Sisestage printer nimi
3. Klõpsake valikut **Select detected Printer** (Vali tuvastatud printer). Laaditakse saada olevate printerite loend.
4. Valige loendist sobiv printer. Kui printerit loendis ei kuvata, siis jätkake alternatiivse meetodiga, mida on kirjeldatud lisas 12.1.5.
5. Klõpsake valikut **Add Printer** (Lisa printer) (joonis 100, järgmine lehekülg).
6. Valige äsja lisatud printer uue printerina.
7. Salvestage sätted.
8. Printige aruanne.



Joonis 100. Printeri installimine draiveri installimisega

12.1.5 CUPS-i printeridraiveri installimine

CUPS (*Common UNIX Printing System*) on printerisüsteemi Unix'i-laadsetele arvuti operatsioonisüsteemidele, mis võimaldab analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 töömoodulil töötada prindiserverina. CUPS kasutab PPD (*PostScript Printer Description*) draivereid kõikide PostScript-printerite ja mitte-PostScript-printimiseseadmete jaoks. Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 töömoodulis on eelinstallitud PPD-draiverid, kuid üles saab laadida ka kohandatud draivereid.

Märkus. QIAGEN ei saa tagada ühegi printeri töötamist analüsaatoriga QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Kontrollitud printerite loendit vt lisast 12.1.6.

Uue printeridraiveri installimiseks teostage järgmised sammud:

1. aktiveerige CUPS analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 töömooduli rakendustarkvaras menüüpunkti Options (Valikud) -> System Config (Süsteemi konfiguratsioon) -> Network (Võrk) -> Enable CUPS (Luba CUPS) all ja seejärel vajutage sätete salvestamiseks Save (Salvesta) (seda toimingut saab teostada administraatori õigustega).
2. Logige samas kohtvõrgus olevas arvutis veebibrauseri kaudu sisse CUPS-liidesesse (nt <http://10.7.101.38:631/admin>).


Märkus. IP-aadressi, mida tuleb selleks kasutada, leiab menüüst „Options -> System Config -> Network -> MAC/IP address“ (Valikud -> Süsteemi konfigureerimine -> Võrk -> MAC-/IP-aadress).

Kasutage sisselogimiseks järgmisi andmeid.

User name (Kasutajanimi): cups-admin

Password (Parool): kasutage parooli, mis on antud analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 töömooduli rakendustarkvaras menüüpunktis Options -> System Config -> Network -> CUPS settings (Valikud -> Süsteemi konfig -> Võrk -> CUPS-i sätted).

3. Vajutage nuppu Add printer (Lisa printer).
4. Valige võrgus olevate printerite loendist printer ja vajutage nuppu Continue (Jätka).
5. Valige Share this printer (Anna see printer ühiskasutusse) ja vajutage nuppu Continue (Jätka) (joonis 101).



• [CUPS.org](#)
• [Home](#)
• [Administration](#)
• [Classes](#)
• [Help](#)
• [Jobs](#)
• [Printers](#)

Add Printer

Add Printer

Name:
(May contain any printable characters except "/", "#", and space)

Description:
(Human-readable description such as "HP LaserJet with Duplexer")

Location:
(Human-readable location such as "Lab 1")

Connection: socket://10.7.101.237:9100


Sharing: Share This Printer

CUPS and the CUPS logo are trademarks of [Apple Inc.](#) Copyright © 2007-2015 Apple Inc. All rights reserved.

Joonis 101. Printeri lisamise kuva


6. Valige printeri printeridraiver ja vajutage nuppu Add Printer (Lisa printer).

Märkus. Kui loendis ei ole teie printeridraiverit, kasutage üldist tüüpi draiverit, mis sobib teie printeri margile. Kui ükski loetletud draiveritest ei tööta, laadige veebist PPD-failina alla vajalik CUPS-i draiver ja valige enne nupu Add Printer (Lisa printer) vajutamist väli Or Provide a PPD File (Või esita PPD-fail) (joonis 102).



Joonis 102. Printeridraiveri valimine

7. Valige õige Media Size (Paberiformaat) (nt A4), sest mõni printer ei prindi, kui paberiformaat on vale. Seejärel salvestage valik, vajutades Set Default Options (Seadista vaikumisi valikud) (joonis 103).



Joonis 103. Õige Media Size (Paberiformaadi) valimine.

8. Liikuge analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 töömooduli rakenduse tarkvaras printeri sätetesse, valides Options (Suvandid) -> System Config (Süsteemi konfiguratsioon) -> Printer (Printer).
9. Valige soovitud printer ja vajutage Save (Salvesta). Printer on nüüd kasutamiseks valmis.
10. Printige aruanne.

12.1.6 Katsetatud printerite loend

Käesoleva kasutusjuhendi väljaandmise ajal on QIAGEN katsetanud järgmisi printereid ja need ühilduvad analüsaatoriga QIAstat-Dx Analyzer 1.0 nii USB- kui ka Etherneti ühenduse kaudu.

- HP® OfficeJet® Pro 6230
- HP Color LaserJet® Pro M254dw
- HP Color LaserJet® MFP M227dw
- HP LaserJet® Pro M404n
- HP OfficeJet® Pro 8610
- Brother® MFC-9330CDW
- Brother® HL-L2370DN

Katsetatud printerite kõige uuema loendi leiate aadressilt **QIAGEN.com/QIAstat-Dx_PrinterSetup**.

Muud printerid võivad ühilduda analüsaatoriga QIAstat-Dx Analyzer 1.0, kasutades lisas 12.1.5 kirjeldatud toimingut.

12.1.7 Printeri kustutamine

Tarkvara abil printeri ja selle draiveri kustutamiseks tehke analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 tarkvaras järgmised toimingud.

1. Vajutage nuppu Options (Valikud) ja seejärel nuppu System Configuration (Süsteemi konfigureerimine).
2. Valige vasakus tulpas sätete loendist valik Printer.
3. Valige printer saada olevate printerite loendist.
4. Printeri eemaldamiseks vajutage nuppu **Remove printer** (eemalda printer). Sellega kustutatakse ka kõik selle printeri aktiivsed printimistööd.

Märkus. Vaikeprinterit ei saa kustutada.

12.2 Vastavustunnistus

Seadusliku tootja nimi ja aadress.

QIAGEN GmbH

QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden, Saksamaa

Kehtivat vastavusdeklaratsiooni saate taotleda QIAGENI tehnilisest toest.

12.3 Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed (WEEE, ingl *Waste Electrical and Electronic Equipment*)

Selles lõigus käsitletakse teavet elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamise kohta.

Ratastega prügikonteineri tähis, millele on rist peale tõmmatud (vt allpool), viitab sellele, et seda toodet ei tohi ära visata koos muude jäätmetega; see tuleb kohalike õigusaktide kohaselt viia jäätmekäitlusjaama või määratud taaskasutuskeskusesse

Elektroonikaseadmete eraldi kogumine ja taaskasutamine kõrvaldamise ajal aitab säästa loodusvarasid ning tagab, et toodet taaskasutatakse inimese ja keskkonna jaoks ohutul viisil.



QIAGEN pakub lisatasu eest ringlussevõtu teenust. Euroopa Liidus on vastavalt WEEE ringlussevõtu nõuetele ja kui pakutakse QIAGEN-i asendustoodet, tagatud WEEE-märgistusega elektroonikaseadmete tasuta ringlussevõtt.

Elektroonikaseadmete ringlussevõtuks küsige QIAGEN-i müügiosakonnast vastav tagastusvorm. Pärast vormi esitamist võetakse teiega QIAGEN-ist ühendust, et küsida lisateavet elektroonikaromu transpordi korraldamiseks või esitada individuaalne hinnapakumine.

12.4 Vastutussäte

QIAGEN vabastatakse kõikidest selle garantii all olevatest kohustustest juhul, kui remondi- või muutmistööd on teostanud teised isikud, mitte ettevõtte töötajad, välja arvatud juhul, kui QIAGEN on andnud kirjaliku nõusoleku selliste remondi- või muutmistööde tegemiseks.

Selle garantii alusel asendatud materjalidele kehtib garantii üksnes algse garantiiaja jooksul ja mitte mingil tingimusel pärast algse garantiiaja lõppemist, välja arvatud siis, kui see on lubatud QIAGENi esindaja volikirjaga. Näidikutele, liidestele ja seotud tarkvarale kehtib garantii üksnes ajavahemikul, mida pakub selle toote tootja. Mis tahes isikute, sealhulgas QIAGEN-i esindajate esindused ja garantiid, mis on vasturääkivad ja vastuolus selle garantii tingimustega, ei ole QIAGEN-i jaoks siduvad, välja arvatud juhul, kui need on koostanud kirjalikult ja heaks kiitnud QIAGEN-i esindaja.

12.5 Tarkvara litsentsileping

LEPINGUTINGIMUSED (Leping), milles on kokku leppinud QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden, Saksamaa, (QIAGEN) ja klient (kas era- või juriidiline isik), tarkvara litsentsi saaja (edaspidi TARKVARA)

Kui te installite, olete installinud või kasutate TARKVARA, nõustute te kõnealuse lepingu tingimustega. Kui te ei nõustu kõnealuse lepingu tingimustega, tagastage kohe tarkvarapakett (-paketid) ja komplekti kuuluvad esemed (sealhulgas kirjalikud materjalid) esindusse, kus te need hankisite, TARKVARA kulude täieliku tagastamisega.

1. LITSENTSI ANDMINE

Kohaldamisala. Vastavalt kõnealuse lepingu tingimustele tagab QIAGEN teile ülemaailmse, tähtajatu, mitte-eksklusiivse ja edasiandmisvõimaluseta litsentsi TARKVARA kasutamiseks üksnes oma ettevõtte äritegevuse eesmärgil.

Teil ei ole lubatud:

- muuta TARKVARA tervikuna või selle mis tahes osa ega ühendada ükskõik millist osa muu tarkvaraga ega eraldada TARKVARAST mis tahes TARKVARA komponente ega salvestada seadusega lubatud ulatuses ja tingimuste korral, luua sellest tuletatud töid ega lahti monteerida, decompileerida, lahti võtta ega muul viisil tuletada TARKVARA lähtekoodi või üritada teha ükskõik millist eespool nimetatud toimingut;
- kopeerida TARKVARA (välja arvatud eespool nimetatud);
- anda rendile, üle anda, müüa, avalikustada, vahendada, anda kasutada või tagada tarkvaratootega seotud mis tahes õigusi ükskõik millisel kujul ühelegi isikule ilma QIAGEN'i eelneva kirjaliku nõusolekuta;
- eemaldada, muuta, varjata, kahjustada või lisada mis tahes omandiõigusega seotud teateid, silte, kaubamärke, nimetusi või märke, mis on lisatud või sisalduvad TARKVARAS;
- kasutada TARKVARA mis tahes viisil, mis rikub QIAGEN-i või mis tahes teise isiku intellektuaalomandi või muid õigusi või
- kasutada TARKVARA veebi- või muude andmebaasiteenuste osutamiseks mis tahes teisele isikule.

Ühe arvuti kasutamine. Kõnealune leping lubab teil kasutada TARKVARA ühte koopiat ühel arvutil.

Prooviversioonid. TARKVARA prooviversioonid võivad aeguda pärast 30-päevast perioodi ilma ette teatamata.

Vaba tarkvara / kolmandate isikute tarkvara. Kõnealust lepingut ei kohaldata muudele tarkvarakomponentidele, mida määratletakse programmidega kaasasolevas asjakohases teates, litsentsis ja/või autoriõigusega failides kui avatud lähtekoodiga litsentsi (koos nimetatud „Vaba tarkvara“). Peale selle ei kohaldata kõnealust lepingut muule tarkvarale, mille kohta on QIAGEN-ile antud tuletatud kasutamisoigus (kolmandate isikute tarkvara). Vaba tarkvara ja kolmandate isikute tarkvara võidakse tarnida sama elektroonilise faili ülekandes kui TARKVARA, kuid need on eraldiseisvad programmid. TARKVARA ei ole GPL-i või muu avatud lähtekoodiga litsentsi subjekt.

Kui QIAGEN annab kasutada kolmandate isikute tarkvara, kohaldatakse sellisele kolmandate isikute tarkvarale täiendavalt litsentsi tingimusi ja need on ülimuslikud. Kui kasutada antakse vaba tarkvara, kohaldatakse sellisele vabale tarkvarale täiendavalt litsentsi tingimusi ja need on ülimuslikud. QIAGEN annab teile asjakohase vaba tarkvara vastava lähtekoodi, kui vaba tarkvara vastava litsentsi tingimused sisaldavad sellist kohustust. QIAGEN teavitab, kui TARKVARA sisaldab kolmandate isikute tarkvara ja/või vaba tarkvara ning muudab nõudmise korral vastava litsentsi tingimused kättesaadavaks.

2. UUENDUSED

Kui TARKVARA korral on tegemist eelmise versiooni uuendusega, antakse teile mõlema koopia jaoks üks litsents ja te ei saa eraldi üle kanda eelmist (eelmisi) versiooni (versioone), välja arvatud ühekordne alaline ülekanne kõige viimase uuenduse ja kõikide eelmiste versioonide teisele kasutajale, nagu on sätestatud allpool olevas lõigus 4.

3. AUTORIÕIGUS

TARKVARA, k.a kõik TARKVARASSE kaasatud pildid ja tekst, on kaitstud autoriõigusega ning Saksa autoriõiguse seaduste ja rahvusvaheliste lepingute sätetega. Te ei tohi kopeerida TARKVARALE lisatud mis tahes trükitud materjale.

4. MUUD PIIRANGUD

Te ei tohi rentida ega liisida TARKVARA, kuid te võite TARKVARA ja sellega kaasas olevad kirjalikud materjalid tähtajatult üle kanda teisele lõppkasutajale, eeldusel et te kustutate seadistusfailid oma arvutist ja vastuvõtja nõustub lepingutingimustega. Te ei tohi TARKVARA pöördprojekteerida, dekompileerida või lahti võtta. TARKVARA iga ülekanne peab sisaldama kõige viimast uuendust ja kõiki eelmisi versioone.

Märkus. Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 juurde kuuluva kolmanda osapoole tarkvara litsentsilepingute lugemiseks minge menüüsse „Options“ (Valikud) > „System Config“ (Süsteemi konfigureerimine) > „Version Info“ (Versiooniteave).

5. PIIRATUD GARANTII

QIAGEN garanteerib, et (a) TARKVARA töötab vastavalt kaasas olevatele trükitud materjalidele üheksakümne (90) päeva jooksul alates selle kättesaamisest. TARKVARA kõik kaudsed garantiid on piiratud üheksakümne (90) päevaga. Mõned riigid / kohtualluvused ei luba piirata kaudse garantii kestust, nii et ülaltoodud piirang ei pruugi teie jaoks kehtida.

6. KLIENDI ÕIGUSKAITSE

QIAGEN-i täielik vastutus ja teie eksklusiivne õiguskaitses põhineb QIAGEN-i valikul kas (a) tasutud hinna tagastamisel või (b) QIAGEN-i piiratud garantiile mittevastava ja koos teie kviitungi koopiaga QIAGEN-ile tagastatud TARKVARA remontimisel või asendamisel. Piiratud garantii ei kehti, kui TARKVARA tõrke põhjustas õnnetus, kuritarvitamine või vale kohaldamine. Igale asendatavale tarkvarale antakse garantii ülejäänud esialgseks garantiiajaks või kolmekümneks (30) päevaks, olenevalt sellest, kumb on pikem.

7. PIIRATUD VASTUTUS

QIAGEN või selle tarnijad ei vastuta ühelgi juhul kahjude eest (sh piiranguteta, saamata jäänud ärikasum, äritegevuse katkestamine, äritegevusega seotud andmete kaotus või muu varaline kahju, ettenägematu kahju, äriedu puudumine, kaudne kahju – eelkõige rahaline kahju – või kolmandate isikute nõuetest tulenev kahju), mis ei ole seotud TARKVARA kasutamisega või tekivad võimetusest kasutada TARKVARA, isegi kui QIAGEN on teavitanud selliste kahjude esinemise võimalikkusest.

Eespool nimetatud vastutuse piiranguid ei rakendata isikukahjude või tahtlikult tekitatud kahjude korral või raske hooletuse või mis tahes vastutuse korral, mis põhineb tootevastutuse seadusel (saksa *Produkthaftungsgesetz*), garantiidel või muudel kohustuslikel seadusesätetel.

Eespool nimetatud piirangut rakendatakse järgmisel juhtudel:

- viivitus,
- hüvitis toote puuduse korral,
- hüvitis asjatute kulutuste ees.

8. TARKVARA TOE PUUDUMINE

Kõnealune leping ei kohusta QIAGEN-i pakkuma TARKVARA tuge. QIAGEN võib, kuid tal ei ole mingit kohustust parandada tarkvara vigu ja/või pakkuda TARKVARA litsentsi saajatele uuendusi. Te peaksite tegema mõistlikke jõupingutusi, et teavitada QIAGEN-i kohe mis tahes puudustest, mis te leiata TARKVARAS, mis aitab kaasa TARKVARA täiustatud redaktsioonide loomisele.

Iga kord, kui QIAGEN osutab mõnda TARKVARA tugiteenust (sh võrgu installimise tugi), reguleeritakse seda üksnes eraldi tugiteenuse lepinguga.

9. LEPINGU LÕPETAMINE

Kui te ei täida kõnealuse lepingu tingimusi, võib QIAGEN lõpetada lepingu ning teie õiguse ja litsentsi TARKVARA kasutamiseks. Võite lepingu lõpetada igal ajal, teavitades sellest QIAGEN-i. Pärast lepingu lõpetamist peate oma arvuti(te)st ja arhiividest TARKVARA kustutama.

KÕNEALUSE LEPINGUGA ANNATE TE OMA NÕUSOLEKU, ET PÄRAST LEPINGU LÕPETAMIST ÜKSKÕIK MIS PÕHJUSEL VÕIB QIAGEN VÕTTA MEETMEID TARKVARA TÖÖTAMISE LÕPETAMISEKS:

10. KOHALDATAVAD ÕIGUSNORMID, VAIDLUSTE LAHENDAMISE KOHT

Kõnealune leping koostatakse ja seda tõlgendatakse Saksa õigusnormide kohaselt, nii et see ei ole vastuolus seadusesätetega. Kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta käiva ÜRO konventsiooni sätete kohaldamine on välistatud. Olenemata kõnealuse lepingu muudest sätetest, alluvad lepingu pooled üksnes Düsseldorfis asuva kohtute õiguspädevusele.

12.6 Garantiist lahtiütlemine

ANALÜSAATORI QIAstat-Dx Analyzer 1.0 MÜÜGIGA SEOSES, VÄLJA ARVATUD QIAGEN-I MÜÜGITINGIMUSTES ESITATU, EI VÕTA QIAGEN ENDALE MINGISUGUST VASTUTUST JA KEELDUB MIS TAHES OTSESEST VÕI KAUDSEST GARANTIIST SEOSES ANALÜSAATORI QIAstat-Dx Analyzer 1.0 KASUTAMISEGA, K.A TURUSTAMISE, TEATUD TINGIMUSTELE SOBIVUSE VÕI PATENDIÕIGUSTE, AUTORIÕIGUSTE VÕI MUUDE INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSTE RIKKUMISEGA SEOTUD VASTUTUSEST VÕI GARANTIIDEST ÜLEMAAILMSELT.

Analüsaatoril QIAstat-Dx Analyzer 1.0 on Etherneti port. Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 ostja vastutab ise kõikide ja igat liiki arvutiviiruste, ussviiruste, troojahobuste, kahjurvara, häkkide või muud liiki küberturbe rikkumiste ennetamise eest. QIAGEN ei vastuta arvutiviiruste, ussviiruste, troojahobuste, pahavara, häkkide või muud liiki küberturbe rikkumiste eest.

12.7 Mõisted

Analüüsimoodul (AM): analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 peamine riistvaramoodul, mis teostab analüüse analüüsikassetidel QIAstat-Dx. Seda juhib töömoodul (OM).

Analüüsi määratluse fail: analüüsi määratluse fail on vajalik analüüsi teostamiseks analüsaatoriga QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Faili sisu kirjeldab, mida saab mõõta, kuidas seda mõõta ja kuidas hinnata mõõtmise toortulemusi. Fail tuleb enne analüüsi esmakordset teostamist importida analüsaatorisse QIAstat-Dx Analyzer 1.0.

GUI: graafiline kasutajaliides.

IFU: kasutusjuhend.

Töömoodul (Operational Module, OM): analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 riistvara, mis tagab kasutajaliidese ühele kuni neljale analüüsimoodulile (AM).

Kasutaja: analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 sihtotstarbel kasutaja.

13 Register

Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 käivitamine	36	Analüüsi teostamine ja tulemuste kuvamine	36
Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 kirjeldus	18	Analüüsi teostamise protseduur	36
Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 konfigureerimine analüüsi tulemuse käsitsi üleslaadimiseks hosti	105	Analüüsi tühistamine	43
Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 konfigureerimine hosti ühendusega	100	Analüüsi tulemuse automaatne üleslaadimine hosti	104
Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 lahtipakkimine ja paigaldamine	25	Analüüsi tulemuse käsitsi üleslaadimine hosti	106
Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 pakendamine ja transportimine	35	Analüüsi tulemuse üleslaadimine hosti	104
Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 remont	121	Analüüsides haldamine	78
Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 süsteemi olek	97	Analüüsikasseti QIAstat-Dx ettevalmistamine	36
Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 tarnimine ja komponendid	23	Analüüsikasseti QIAstat-Dx vöötcode'i skannimine	38
Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 väljalülitamine	97	Andmeturve	16
Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer tarkvara	21	Arhiivi avamine	70
Analüüsi nime konfigureerimine	100	Arhiivi loomine	68
Analüüsi statistika	76	Arhiivifaili loomine eemaldamisfunktsiooniga	69
Analüüsi tegemine analüüsi tellimuse alusel	101	Arhiivifaili loomine ilma eemaldamisfunktsioonita	68
Analüüsikasseti QIAstat-Dx vöötcode'i skannimine.	103	Aruande printimine	53
Kuva analüüsi tellimuse hankimise ajal.	102	Aruannete printimine	45, 52
Proovi ID vöötcode'i skannimine	101	Aruannete salvestamine	45, 52, 53, 68, 70, 95, 115
Proovituubi valimine	103	Automaatne arhiiv	71
Analüüsi tellimuse loomine hosti ühendusega	100	CUPS-i printeridraiveri installimine	131
Analüüsi teostamine		EC analüüsi üksikasjade kuvamine	115
analüüsi tühistamine	43	EC-analüüsi tulemuste vaatamine	114
analüüsiaja kuva	41	EC-testi käitamise protseduur	107
kasseti QIAstat-Dx sisestamine	40	Ekraanisäästja	62
kasseti QIAstat-Dx väljutamine	41, 112	Epidemioloogia aruande loomine	80
kasseti QIAstat-Dx vöötcode'i skannimine	38	External Control (Väliskontroll)	107
kuva kinnita	39	External Control configuration (Väliskontrolli konfigureerimine)	107
proovi ID vöötcode'i skannimine	37	Garantiist lahtiütlemine	142
proovituubi valimine	39	HIS/LIS-i sätted	85
tulemuste kuvamine	44	HIS/LIS-süsteemiga andmevahetuse aktiveerimine ja konfigureerimine	98
		Hooldus	117
		Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 pinna desinfitseerimine	118
		Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 pinna puhastamine	117
		Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0 remont	121

Õhufiltri vahetamine	119	Printeri installimine vaikedraiveriga	129
Hosti ühenduse tõrkeotsing	106	Printeri lisamise kuva	132
Jäätmekäitlus	136	Printeri sätted	88
Kasseti QIAstat-Dx kirjeldus	20	Printeri toimivus	63
Kasutajate haldamine	72	Printeridraiveri valimine.	133
analüüsi statistika	76	Printimistöode kustutamine	64
kasutajate lisamine	77	Printimistöode vaatamine	63
määra kasutajaprofiil	75	Regioonisätted	82
Kasutajate lisamine	77	Keel	83
Kasutajate loendi avamine ja haldamine	73	kellaaeg	83
Kasutuspiirangud	9	kuupäev	83
Katsetatud printerite loend	134	Saada olevate analüüside haldamine	78
Küberturve	16	Uute analüüside importimine	80
Leht Module status (Mooduli olek)	57	Seadme QIASphere Base sätted	85
Lisad	129	Sihtotstarve	9
Määra kasutajaprofiil	75	Sissejuhatus	7
Menüü Options (Valikud)	62	Sisselogimiskuva	59
Mõisted	143	väljalogimine	61
Mooduli olekud, mida võidakse kuvada		Süsteemi funktsioonid	
olekukastides	57	Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0	
Network Share (Ühisvõrgukoht)	91	süsteemi olek	97
Nõuded	22	analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer	
Ohutus	10	konfigureerimine	82
Ohutusteabe		analüüside haldamine	78
õige kasutamine	11	parooli muutmine	96
Ohutusteave.		Põhikuva	55
Jäätmekäitlus	14	Väljalülitamine	97
Tähised	15	Süsteemi funktsioonid ja valikud	55
Ohutusteave.		Süsteemi kirjeldus	18
Bioohutus	13	Süsteemi konfigureerimine	
Elektriohutus	12	HIS/LIS-i sätted	85
Kemikaaliohutus	12	printeri installimine Etherneti kaudu	129
Transportimise ettevaatusabinõud	12	printeri installimine USB kaudu	129
Õige paberiformaadi valimine	134	Printeri sätted	88
Otsingu tulemused	52	Regioonisätted	82
Paigaldamistoimingud	22	Süsteemi logi	92
Paroolid	96	süsteemi uuendamine	93
Paroolide muutmine	96	süsteemi varundamine	94
Põhikuva	55	üldsätted	87
Olekuriba Module (Moodul)	56	Versiooniinfo	93
Olekuriba Üldine	56	Võrgusätted	89
Riba Peamenüü	58	Süsteemi logi	92
Sisuväli	59	Täiendavate analüüsimoodulite	
Põhimõtted	8	installimine	29
Printeri installimine draiveri		Tarkvara litsentsileping	138
installimisega	130	Teave selle kasutusjuhendi kohta	7
Printeri installimine Etherneti kaudu	129	Tehniline abi	8
Printeri installimine ja kustutamine	63	Tehnilised andmed	128
Printeri installimine USB kaudu	129	elektromagnetiline ühilduvus	128

mehaanika andmed ja riistvara		Vahekaart PATHOGENS	
funktsioonid	128	(Haigustekitajad)	46, 48
Töötingimused	128	võimalikud tulemused	51
Transporditingimused	128	Ühenduvus HIS/LIS-süsteemiga	98
Toetuspaketi loomine	54	Analüsaatori QIAstat-Dx Analyzer 1.0	
Tõrked ja hoiatusteated	124	konfigureerimine analüüsi tulemuse	
Tõrkeotsing	122	automaatseks üleslaadimiseks hosti	104
Riistvara tõrked	122	tulemuste kuva Summary (Kokkuvõte)	104
Tarkvara tõrked	122	Ühisvõrgukoha sätted	92
Tõrked ja hoiatusteated	124	Üldine kirjeldus	18
Tulemuste arhiivimine	67	Üldine teave	8
Tulemuste kuvamine	44	Üldsätted	87
amplifitseerimise kõverad	45, 115	Uute analüüside importimine	80
analüüsi detailid	48	Väliskontroll (External Control, EC)	107
Eelnevad analüüsid	50	Väliskontrolli (External Control, EC)	
lineaarne mõõtkava	47	sätted	64
logaritmiline mõõtkava	47	Vastavustunnistus	135
otsingu tulemused	52	Vastutussäte	137
sulamiskõverad	47, 115	Võrgusätted	89, 90
tulemuste eksportimine USB draivile	53		
tulemuste printimine	53		
Vahekaart CONTROLS (Kontrollid)	46		

14 Dokumendi muudatuste ajalugu

Kuupäev	Muudatused
HB-2942-001, V2, R1	Esmaväljalase

Kaubamärgid: QIAGEN[®], Sample to Insight[®], QIAstat-Dx[®] (QIAGEN Group); ACGIH[®] (American Conference of Government Industrial Hygienists, Inc.); Brother[®] (Brother Industries, Ltd); Clinical and Laboratory Standards Institute[®] (Clinical and Laboratory Standards Institute, Inc.); Windows[®] (Microsoft Corporation); OSHA[®] (Occupational Safety and Health Administration, U.S. Dept. of Labor); PostScript[®] (Adobe, Inc.); HP[®], LaserJet[®], OfficeJet[®] (Hewlett-Packard Development Company).

Käesolevas dokumendis kasutatud registreeritud nimetusi, kaubamärke jne ei arvestata seaduse poolt mittekaitstuks, ka juhul kui need pole kaubamärkidena tähistatud. PostScript[®] on kas registreeritud kaubamärk või kaubamärk Adobe Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.

HB-2942-001 09/2021 © 2021 QIAGEN. Kõik õigused on kaitstud.

Tellimine www.qiagen.com/shop | Tehniline tugi support.qiagen.com | Veebisait www.qiagen.com