

Tärkeä ilmoitus

therascreen[®] EGFR RGQ PCR Kit (24), V2, Viite 874111

therascreen[®] EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24), Viite 870311

Hyvä *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit -sarjan käyttäjä

Olette saanut aiemmin ilmoituksen, että QIAGEN on muuttanut *therascreen* EGFR PCR Kit -sarjojen käyttöohjeita, jotta fluoresenssiartefaktien aiheuttama epäkelvojen ajojen tai virheellisesti mutaatiopositivisten tulosten riski pienenee ja jotta perusteellisen reagenssien sekoittamisen tärkeys korostuu. Alempi delta C_T -raja (ΔC_T) ja delta CT -arvojen (ΔCT) manuaalinen lisätarkistus otettiin käyttöön tällaisten fluoresenssiartefaktien aiheuttamien virheellisesti positiivisten tulosten välttämiseksi.

Tällä tärkeällä ilmoituksella haluamme kertoa, että automaattisten tulosten määrittäminen Rotor-Gene Software -ohjelmistossa on päivitetty ja vastaavan sarjan käsikirjasta on julkaistu uudet versiot:

- versio 7 viitteen 874111 sarjalle *therascreen*[®] EGFR RGQ PCR Kit (24), V2
- versio 5 viitteen 870311 sarjalle *therascreen*[®] EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24).

Näissä uusissa käsikirjojen versioissa on kaikki vastaavat käyttöohjeiden muutokset. Lisätietoja on *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit -sarjan käsikirjan kohdassa Asiakirjan muutoshistoria.

Määrittämissä automaattista tulosten määrittästä varten (vain viitteen 874111 tuotteille) on ladattavissa *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit -tuotteen verkkosivulta osoitteesta www.qiagen.com. Siirrykää kohtaan Product Resources (Lisämateriaalit) > Supplementary Protocols (Täydentävät protokollat) ladataksenne määrittämissä pakettin.

Tämän tärkeän ilmoituksen käännökset

QIAGENin painamat tärkeät ilmoitukset ovat englanninkielisiä. Tärkeän ilmoituksen käännökset ovat saatavilla sähköisesti PDF-muodossa. Löydätte käännetyt asiakirjat Product Resources (Lisämateriaalit) -välilehdestä kyseessä olevan tuotteen sivustosta osoitteessa www.qiagen.com.

Jos teillä on kysymyksiä asiasta, pyydämme ottamaan yhteyttä QIAGENin tekniseen palveluun. Yhteystiedot ovat seuraavilla verkkosivuilla:

QIAGENin tytäryhtiöt:

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/subsidiaries/>

QIAGENin kauppakumppanit ja maahantuojat:

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/distributors-and-importers/>

Ystävällisin terveisin

QIAGEN

www.qiagen.com