

Tärkeä ilmoitus

QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel -paneelin määrittelytiedoston (Assay Definition File, ADF) päivitys versioon 1.1

HUOMAUTUS: LUE TÄMÄN KIRJEEN OHJEET ENNEN QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis PANEL -PANEELIN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA NIITÄ.

Arvoisa asiakkaamme,

QIAGEN on sitoutunut vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin ja pyrkii jatkuvasti tarjoamaan laadukkaita tuotteita ja palveluita. Haluamme tiedottaa QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel -paneelin (tuotenro 691611) uudesta määrittelytiedoston (Assay Definition File, ADF) päivityksestä.

ADF-tiedoston uusi versio sisältää selkeyttäviä päivityksiä useisiin virheviesteihin sekä päivitysasetukset, jotka parantavat testauksen luotettavuutta. Asiakkaiden pitää asentaa tämä uusi ADF ennen QIAstat-Dx Meningitis Panel -paneelin käyttämistä. Tämä ADF-päivitys kestää enintään 1 minuutin.

Hyödyntäaksesi uutta ADF-tiedostoa sinun on tuotava QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis -ADF:n versio 1.1 QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteeseen. QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel -paneelin ADF on yhteensopiva ohjelmistoversiota 1.4 tai tätä uudempaa versiota käyttävän QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen kanssa.

QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel -paneelin ADF:n päivittäminen versioon-1.1

QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel -paneelin ADF:n päivittäminen versioon 1.1 on asiakkaiden tehtävissä. Jos päivittämisen aikana ilmenee ongelmia, ota yhteyttä QIAGENin tekniseen palveluun osoitteessa support.qiagen.com.

Päivitä QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel -paneelin ADF versioon 1.1 ja tuo määrittelytiedoston päivitetty versio QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteeseen noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Pyydä ADF-tiedostoa QIAGEN-myyntiedustajalta tai käy osoitteessa <https://www.qiagen.com/shop/automated-solutions/pcr-instruments/qiastat-dx/>

2. Valitse **Product Resources** (Tuoteressurssit) -välilehdessä **Protocol Files** (Protokollatiedostot) ja lataa QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel -paneelin ADF:n versio 1.1. Tallenna ja pura paketti. Kopioi *.asy-tiedosto USB-muistilaitteen juurikansioon (suoraan USB-muistilaitteeseen, ei mihinkään kansioon).
3. Aseta QIAstat-Dx Analyzer 1.0 -analysointilaitteen USB-liitäntään vastaavan ADF-tiedoston sisältävä USB-muisti.
4. Paina **Options** (Asetukset) -painiketta ja sitten **Assay Management** (Määrityksen hallinta) -painiketta. Assay Management (Määrityksen hallinta) -näyttö avautuu näytön sisältöalueelle.
5. Paina näytön vasemmassa alakulmassa olevaa **Import** (Tuo) -kuvaketta.
6. Valitse USB-muistilaitteesta tuotava ADF-tiedosto.
7. Valintaikkuna tulee näkyviin, ja sinun on vahvistettava tiedostojen lataus.
8. Näyttöön saattaa sitten tulla valintaikkuna, jossa kysytään, haluatko korvata nykyisen version uudella. Vahvista **Yes** (Kyllä) -painikkeella.
9. Salli määrityksen muuttaminen aktiiviseksi valitsemalla **Assay Active** (Määritys aktiivinen).
10. Määritä aktiivinen testi käyttäjälle painamalla **Options** (Asetukset) -painiketta ja sitten **User Management** (Käyttäjien hallinta) -painiketta.
Valitse käyttäjä, jolla on lupa määrityksen käyttämiseen.
Valitse **Assign Assays** (Määritä määrityksiä) **User Options** (Käyttäjän asetukset) -kohdassa.
Ota määrittäminen käyttöön ja paina **Save** (Tallenna) -painiketta.

Katso lisätietoja kyseisen määrityksen käyttöoppaasta (QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel).

Ota meihin yhteyttä QIAGENin myyntiedustajan välityksellä, jos sinulla on kysyttävää yllä mainituista asioista.

Ystävällisin terveisin

QIAGEN-tiimi
www.qiagen.com