

Viktig merknad

therascreen[®] EGFR RGQ PCR Kit (24), V2, ref. 874111

therascreen[®] EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24), ref. 870311

Kjære bruker av *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit

Du har tidligere blitt informert om at QIAGEN har revidert bruksanvisningen for *therascreen* EGFR PCR-settene for å redusere enhver risiko som skyldes fluorescensartefakter som fører til ugyldige kjøring eller falskt positive mutasjonsresultater, og for å fremheve hvor viktig det er med grundig blanding av reagenser. Det ble innført en nedre cutoff for delta C_T (ΔC_T) og en ekstra manuell kontroll for delta CT-verdiene (ΔCT) for å unngå falskt positive resultater som følge av slike fluorescensartefakter.

I denne viktige merknaden ønsker vi å informere deg om at automatisk resultatangivelse i Rotor-Gene-programvaren er oppdatert og at nye revisjoner av den tilsvarende setthåndboken er utgitt:

- Revisjon 7 for ref. 874111 *therascreen*[®] EGFR RGQ PCR Kit (24), V2
- Revisjon 5 for ref. 870311 *therascreen*[®] EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24)

Disse nye håndbokrevisjonene inkluderer alle tilsvarende endringer i bruksanvisningen. Se dokumentets revisjonshistorikk for gjeldende håndbok for *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit for mer informasjon.

Analysepakken for automatisk resultatangivelse (kun tilgjengelig for ref. 874111) er tilgjengelig for nedlasting på produktsiden til *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit på www.qiagen.com. Gå til Product Resources (Produktressurser) > Supplementary Protocols (Supplerende protokoller) for å laste ned analysepakken.

Oversettelser av denne viktige merknaden

QIAGEN utgir denne viktige merknaden i trykt format på engelsk. Oversettelser av den viktige merknaden er elektronisk tilgjengelig i PDF-format. Du får tilgang til de oversatte dokumentene under fanen Product Resources (Produktressurser) på den tilsvarende produktsiden på www.qiagen.com.

Spørsmål kan rettes til QIAGENS lokale avdeling for teknisk service. Finn kontaktinformasjon på følgende nettsider:

QIAGENS datterselskaper:

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/subsidiaries/>

QIAGENS handelspartnere og importører:

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/distributors-and-importers/>

Vennlig hilsen

QIAGEN

www.qiagen.com