

August 2020

Vigtig bemærkning

therascreen[®] EGFR RGQ PCR Kit (24), V2, REF 874111

therascreen[®] EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24), REF 870311

Kære *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit-kunde

Vi har tidligere oplyst dig om, at QIAGEN har revideret brugsanvisningen til *therascreen* EGFR PCR Kits for at reducere en eventuel risiko på grund af fluorescensartefakter med deraf følgende ugyldige kørsler eller falsk mutationspositive resultater og for at understrege vigtigheden af grundig blanding af reagenser. En lavere cutoff-værdi for delta C_T (ΔC_T) og en yderligere manuel kontrol for delta-CT-værdierne (ΔCT) blev introduceret for at undgå falsk positive resultater på grund af sådanne fluorescensartefakter.

Vi vil med denne vigtige bemærkning gerne oplyse dig om, at den automatiske bestemmelse af resultater i Rotor-Gene-softwaren er blevet opdateret, og at der er udgivet nye revisioner af den tilhørende kithåndbog:

- Revision 7 til REF 874111 *therascreen*[®] EGFR RGQ PCR Kit (24), V2
- Revision 5 til REF 870311 *therascreen*[®] EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24)

Disse nye revisioner af håndbogen omfatter alle relevante ændringer af brugsanvisningen. Se revisionshistorikken for dokumentet for den relevante håndbog til *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit for at få flere oplysninger.

Analysepakken til automatisk bestemmelse af resultater (kun tilgængelig for REF 874111) kan downloades på produktwebsiden til *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit på www.qiagen.com. Gå til Product Resources (Produktressourcer) > Supplementary Protocols (Yderligere protokoller) for at downloade analysepakken.

Oversættelser af denne vigtige bemærkning

QIAGEN udgiver den trykte vigtige bemærkning på engelsk. Oversættelser af den vigtige bemærkning er tilgængelige elektronisk i PDF-format. Du finder de oversatte dokumenter på fanen Product Resources (Produktressourcer) på den relevante produktside på www.qiagen.com.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte QIAGENS lokale afdeling for teknisk service. Kontaktoplysningerne kan ses på følgende websider:

QIAGENS tilknyttede selskaber:

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/subsidiaries/>

QIAGENS handelspartnere og importører:

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/distributors-and-importers/>

Venlig hilsen

QIAGEN

www.qiagen.com