

Aprile 2022

## Nota importante

### File di definizione esame (Assay Definition File, ADF) QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel, aggiornamento alla versione 1.1

**NOTA:** LEGGERE E RISPETTARE LE ISTRUZIONI DELLA PRESENTE LETTERA PRIMA DI UTILIZZARE IL QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis PANEL.

Stimato cliente,

QIAGEN si impegna a soddisfare le esigenze dei nostri clienti e noi ci sforziamo costantemente per fornire il meglio nei nostri prodotti e servizi. Pertanto, desideriamo informarvi che è disponibile un aggiornamento del file di definizione esame (Assay Definition File, ADF) per il QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel (n. cat. 691611).

La nuova versione dell'ADF include aggiornamenti a diversi messaggi di errore per migliorare la chiarezza e l'aggiornamento della configurazione per migliorare l'affidabilità dei test. Si richiede ai clienti di installare questo nuovo ADF prima di utilizzare il QIAstat-Dx Meningitis Panel. L'aggiornamento dell'ADF non richiede più di 1 minuto.

Per poter utilizzare il nuovo ADF, è necessario importare l'ADF versione 1.1 del QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis nel proprio QIAstat-Dx Analyzer 1.0. L'ADF del QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel è compatibile con il QIAstat-Dx Analyzer 1.0 che esegue la versione software 1.4 e le versioni successive.

#### **Procedura di aggiornamento dell'ADF alla versione-1.1 per il QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel**

L'aggiornamento all'ADF versione 1.1 del QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel può essere eseguito direttamente dai clienti. Se si riscontrano problemi durante l'aggiornamento, contattare i servizi tecnici QIAGEN alla pagina [support.qiagen.com](https://support.qiagen.com)

Per aggiornare l'ADF del QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel alla versione 1.1 e importare la versione aggiornata dell'esame nel QIAstat-Dx Analyzer 1.0, eseguire la procedura seguente:

1. Richiedere il file ADF al proprio rappresentante commerciale QIAGEN oppure andare alla pagina <https://www.qiagen.com/shop/automated-solutions/pcr-instruments/qiastat-dx/>

2. Nella scheda **Product Resources** (Risorse prodotto), fare clic su **Protocol Files** (File di protocollo) e scaricare l'ADF versione 1.1 per il QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel. Salvare e decomprimere il pacchetto. Copiare il file \*.asy nella cartella principale del dispositivo di archiviazione USB (direttamente sulla chiavetta USB, non in una cartella).
3. Inserire il dispositivo di archiviazione USB contenente l'ADF corrispondente nella porta USB del QIAstat-Dx Analyzer 1.0.
4. Premere il pulsante **Options** (Opzioni) e poi il pulsante **Assay Management** (Gestione esame). La schermata Assay Management (Gestione esame) appare nell'area contenuti del display.
5. Premere l'icona **Import** (Importa) in basso a sinistra sullo schermo.
6. Selezionare il file ADF da importare dal dispositivo di archiviazione USB.
7. Verrà visualizzata una finestra di dialogo e sarà necessario confermare il caricamento dei file.
8. Potrebbe apparire una finestra di dialogo che chiede di sovrascrivere la versione corrente con una nuova. Premere **Yes** (Sì) per confermare.
9. Selezionare **Assay Active** (Esame attivo) per consentire all'esame di diventare attivo.
10. Assegnare l'esame attivo all'utente premendo il pulsante "Options" (Opzioni) e quindi il pulsante "User Management" (Gestione utenti).  
Selezionare l'utente a cui deve essere consentito eseguire l'esame.  
Selezionare **Assign Assays** (Assegna esami) da **User Options** (Opzioni utente).  
Abilitare l'esame e premere il pulsante **Save** (Salva).

Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni del manuale d'uso per lo specifico esame (QIAstat-Dx Meningitis/Encephalitis Panel).

Per qualsiasi ulteriore domanda in merito agli argomenti precedenti, non esitate a contattarci tramite il vostro rappresentante QIAGEN.

Cordiali saluti,

il Team QIAGEN  
[www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)