

Ноябрь 2021 г.

Важное примечание

ПРИМЕЧАНИЕ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ QIAstat-Dx RESPIRATORY SARS-CoV-2 PANEL ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЯМИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В НАСТОЯЩЕМ ПИСЬМЕ, И СЛЕДУЙТЕ ИМ.

QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Обновление файла определения тест-системы (Assay Definition File, ADF) до версии 1.4

Уважаемый клиент!

Целью компании QIAGEN является удовлетворение потребностей наших клиентов, и мы постоянно стремимся поставлять продукты и услуги наивысшего качества. Настоящим мы хотели бы сообщить вам об обновлении файла определения тест-системы (Assay Definition File, ADF) для QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel (кат. номер 691214).

Этот новый файл определения тест-системы (Assay Definition File, ADF) позволяет использовать новый протокол гидравлики для повышения надежности тестирования и уменьшения количества ложноотрицательных результатов внутреннего контроля. Кроме того, этот новый файл определения тест-системы (Assay Definition File, ADF) позволяет использовать тест-систему на большей высоте — до 3100 м над уровнем моря. Клиентам необходимо установить этот новый файл определения тест-системы (Assay Definition File, ADF) в свои системы перед использованием QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel. Обновление файла определения тест-системы (Assay Definition File, ADF) займет не более 1 минуты.

Для использования нового файла определения тест-системы (Assay Definition File, ADF), вам необходимо импортировать файл QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 ADF версии 1.4 на ваш QIAstat-Dx Analyzer 1.0. Файл ADF QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel совместим с QIAstat-Dx Analyzer 1.0 с программным обеспечением версии 1.3 и более поздних версий.

Как обновить файл ADF QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel до версии 1.4

Обновление файла ADF QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel до версии 1.4 может быть выполнено клиентами самостоятельно. Если у вас возникнут проблемы во время обновления, обратитесь в службу технической поддержки компании QIAGEN по адресу support.qiagen.com

Чтобы обновить файл ADF QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel до версии 1.4 и импортировать обновленную версию тест-системы в QIAstat-Dx Analyzer 1.0, выполните следующие действия:

1. Запросите файл определения тест-системы (Assay Definition File, ADF) у торгового представителя компании QIAGEN или перейдите по ссылке <https://www.qiagen.com/shop/automated-solutions/pcr-instruments/qiastat-dx/>
2. На вкладке **Product Resources** (Доступные продукты) щелкните **Protocol Files** (Файлы протокола) и загрузите файл ADF QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel версии 1.4. Сохраните и извлеките файлы из пакета. Скопируйте файл *.asy в корневую папку запоминающего устройства USB (непосредственно на запоминающее устройство USB, а не в какую-либо папку).
3. Вставьте запоминающее устройство USB с соответствующим файлом определения тест-системы (Assay Definition File, ADF) в USB-порт QIAstat-Dx Analyzer 1.0.
4. Нажмите кнопку **Options** (Параметры), а затем кнопку **Assay Management** (Управление тест-системой). В области содержимого дисплея появится экран Assay Management (Управление тест-системой).
5. Нажмите значок **Import** (Импорт) в левом нижнем углу экрана.
6. Выберите файл определения тест-системы (Assay Definition File, ADF) для импорта с запоминающего устройства USB.
7. Появится диалоговое окно, и вам нужно будет подтвердить выгрузку файлов.
8. Затем может появиться диалоговое окно, в котором вас попросят заменить текущую версию новой. Нажмите **Yes** (Да) для подтверждения.
9. Выберите **Assay Active** (Активировать тест-систему), чтобы тест-система стала активной.
10. Назначьте пользователя активной тест-системы, нажав кнопку **Options** (Параметры), а затем кнопку **User Management** (Управление пользователями). Выберите пользователя, которому необходимо дать разрешение на работу с тест-системой. Выберите **Assign Assays** (Назначить тест-систему) в меню **User Options** (Параметры пользователя).
Дайте разрешение на работу с тест-системой и нажмите кнопку **Save** (Сохранить).

Для получения дополнительной информации см. Инструкцию по использованию конкретной тест-системы (QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel).

При возникновении дополнительных вопросов относительно вышеуказанных пунктов обращайтесь к нам через торгового представителя компании QIAGEN.

С уважением,

коллектив QIAGEN
www.qiagen.com