

Tháng 8 năm 2020

Lưu ý quan trọng

therascreen[®] EGFR RGQ PCR Kit (24), V2, REF 874111

therascreen[®] EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24), REF 870311

Kính gửi quý khách hàng của *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit.

Trước đây, quý vị được thông báo rằng QIAGEN đã sửa đổi Hướng dẫn sử dụng cho *therascreen* EGFR PCR Kit để giảm bất kỳ rủi ro nào do nhiễu ảnh hưởng quang tạo ra, dẫn đến các lần chạy không hợp lệ hoặc kết quả dương tính giả với đột biến, cũng như để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trộn kỹ các loại thuốc thử. Ngưỡng dưới cho delta C_T (ΔC_T) và kiểm tra thủ công bổ sung cho các giá trị delta CT (ΔCT) đã được đưa ra để tránh kết quả dương tính giả do nhiễu ảnh hưởng quang như vậy.

Trong Lưu ý quan trọng này, chúng tôi muốn thông báo với quý vị rằng tính năng tự động xác định kết quả trong Phần mềm Rotor-Gene đã được cập nhật và các bản sửa đổi mới của sổ tay bộ dụng cụ tương ứng đã được phát hành:

- Bản sửa đổi 7 cho REF 874111 *therascreen*[®] EGFR RGQ PCR Kit (24), V2
- Bản sửa đổi 5 cho REF 870311 *therascreen*[®] EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24)

Các bản sửa đổi sổ tay mới này bao gồm tất cả các thay đổi tương ứng trong Hướng dẫn sử dụng. Vui lòng tham khảo Lịch sử sửa đổi tài liệu của Sổ tay *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit áp dụng để biết thêm chi tiết.

Gói xét nghiệm để xác định kết quả tự động (chỉ có cho REF 874111) có sẵn để tải xuống trong trang web sản phẩm *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit tại www.qiagen.com. Đi tới **Product Resources** (Tài nguyên sản phẩm) > **Supplementary Protocols** (Giao thức bổ sung) để tải xuống gói xét nghiệm.

Bản dịch của Lưu ý quan trọng này

QIAGEN cung cấp bản in Lưu ý quan trọng bằng tiếng Anh. Bản dịch của bản Lưu ý quan trọng có sẵn dưới dạng điện tử ở định dạng tài liệu di động (PDF). Bạn có thể truy cập các tài liệu đã dịch trong tab Product Resources (Tài nguyên sản phẩm) của trang sản phẩm tương ứng trong **www.qiagen.com**.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Bộ phận Dịch vụ kỹ thuật QIAGEN tại địa phương. Để biết thông tin liên hệ, hãy truy cập các trang web sau:

Các công ty con của QIAGEN:

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/subsidiaries/>

Đối tác thương mại và nhà nhập khẩu của QIAGEN:

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/distributors-and-importers/>

Trân trọng,

QIAGEN

www.qiagen.com