

September 2015

## Important Note

お客様各位

この度は exoRNeasy Serum Plasma Kits シリーズ、exoEasy Maxi Kit をご購入頂きまして誠にありがとうございます。

これらのプロトコール上における exoEasy Maxi もしくは Midi Spin Columns の遠心操作において、50 ml (Maxi) もしくは 15 ml (Midi) のコニカルチューブを 3,000 x g 以上の遠心力で使用可能なスイングバケット式ローターと遠心機が必要となります。ご利用に際し、ご注意くださいますようお願い申し上げます。

### 対象製品

製品名	Cat.no.
exoRNeasy Serum/Plasma Maxi Kit (50)	77064
exoRNeasy Serum/Plasma Midi Kit (50)	77044
exoRNeasy Serum/Plasma Starter Kit (20)	77023
exoEasy Maxi Kit (20)	76064

また、exoEasy Maxi Kit Handbook の 6 ページ、Introduction 中の細胞培養上清の最大処理量に誤りがございます。同 Handbook (11 ページ) の Important Notes に記載の、最大 32 ml が正しい表記ですので、こちらも併せてご注意ください。

**誤** : Although the protocol has been successfully tested for up to 36 ml of supernatant,

**正** : Although the protocol has been successfully tested for up to 32 ml of supernatant,

ご不明な点等がございましたら弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。

Trademarks: QIAGEN® (QIAGEN Group).

本文に記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。 2400756 09/2015 © 2015 QIAGEN, all rights reserved.

[www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)

株式会社 キアゲン | 〒104-0054 | 東京都中央区勝どき3-13-1 | Forefront Tower II  
Tel:03-6890-7300 | Fax:03-5547-0818 | E-mail:techservice-jp@qiagen.com

