

本キットを使用されるお客様へ

QIAGEN 製品をご使用いただきましてありがとうございます。

本 QIAGEN キットのハンドブックには、最初に使用する前に Buffer AW2 Concentrate をエタノールで希釈するように指示がありますが、一部キットに含まれる Buffer AW2 Concentrate (対象となる構成成分は下記参照) のラベルに希釈量が表示されていませんでした。つきましては下の表に記載の量のエタノールをキットの Buffer AW2 Concentrate に添加してください。Buffer AW2 の希釈後、QIAGEN キットハンドブックに記載されている指示に従ってください。

構成成分番号	構成成分名	添加するエタノール量
1014592	Buffer AW2 Concentrate (13 ml)	30 ml

ご使用に際し、ご不明な点等がございましたら弊社テクニカルサポートまで (Tel : 03-6890-7300、E-mail : techservice-jp@qiagen.com) お問い合わせください。

Trademarks: QIAGEN®, Sample to Insight® (QIAGEN Group).

本文に記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

製品情報、仕様、カタログ番号 (Cat. no.)、価格等は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。© 2019 QIAGEN, all rights reserved.

株式会社 キアゲン | 〒104-0054 | 東京都中央区勝どき3-13-1 | Forefront Tower II
Tel:03-6890-7300 | Fax:03-5547-0818 | E-mail:techservice-jp@qiagen.com | www.qiagen.com

