

Σημαντική σημείωση

Ιανουάριος 2022

Νέοι γραμμωτοί κώδικες 2D στις φύσιγγες αντιδραστηρίων EZ1[®] DSP

Αγαπητέ πελάτη,

Η QIAGEN[®] ανακοίνωσε πρόσφατα την επερχόμενη κυκλοφορία της νέας πλατφόρμας εκχύλισης μαγνητικών σφαιριδίων, EZ2[®] Connect MDx. Η καταχώριση και η κυκλοφορία αυτού του νέου οργάνου έχουν προγραμματιστεί για το 2022. (Η διαθεσιμότητα του προϊόντος ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεών σας για περαιτέρω λεπτομέρειες.)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ετικέτα για τις φύσιγγες EZ1 DSP (στο EZ1 DSP Virus Kit και το EZ1 DSP DNA Blood Kit, αρ. κατ. 62724 και 62124, αντίστοιχα) έχει ήδη βελτιστοποιηθεί ώστε να επιτρέπει τη συμβατότητα αυτών των φυσιγγών για μελλοντική χρήση με το όργανο EZ2 Connect MDx. Έχει προστεθεί γραμμωτός κώδικας 2D στη μικρή ετικέτα που είναι επικολλημένη στην ίδια τη φύσιγγα. Αυτός ο γραμμωτός κώδικας περιέχει πληροφορίες όπως τον τύπο φύσιγγας και την ημερομηνία λήξης της φύσιγγας. Αυτό θα επιτρέψει στο νέο όργανο να ελέγχει αν έχει φορτωθεί στο όργανο η κατάλληλη φύσιγγα για το επιλεγμένο πρωτόκολλο, με χρήση της νέας δυνατότητάς του για «έλεγχο φόρτωσης».

Η τροποποίηση της ετικέτας δεν επηρεάζει τη χρήση των επηρεαζόμενων φυσιγγών στα όργανα EZ1. Η σύνθεση των αντιδραστηρίων εντός της φύσιγγας και το υλικό της φύσιγγας δεν επηρεάζονται.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την ειδοποίηση, επικοινωνήστε με το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της QIAGEN ή τον τοπικό αντιπρόσωπο της QIAGEN.

Με εκτίμηση,

QIAGEN

Εμπορικά σήματα: QIAGEN[®], Sample to Insight[®], EZ1[®], EZ2[®] (QIAGEN Group). Οι κατατεθείσες ονομασίες, τα εμπορικά σήματα κ.λπ. που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο θα εξακολουθούν να προστατεύονται νομικά, ακόμα κι αν δεν υποδεικνύονται ρητώς.

1126883 HB-3020-001 01/2022 © 2022 QIAGEN. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Sample to Insight

