

November 2021

Vigtig bemærkning

BEMÆRK: FØLG ANVISNINGERNE I DETTE BREV, FØR DU BRUGER QIAstat-Dx RESPIRATORY SARS-CoV-2 PANEL.

QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel Opdatering af analysedefinitionsfil (Assay Definition File, ADF) til version 1.4

Kære værdsatte kunde

QIAGEN bestræber sig på at imødekomme vores kunders behov, og vi stræber kontinuerligt efter at levere den bedste værdi i vores produkter og serviceydelser. Derfor vil vi gerne informere dig om en opdatering af analysedefinitionsfilen (Assay Definition File, ADF) til QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel (kat.-nr. 691214).

ADF'en giver mulighed for en ny væskeprotokol, der forbedrer testpålideligheden og reducerer falske negativt i interne kontroller. Derudover giver ADF'en mulighed for at køre analysen ved elevationer op til 3100 m over havet. Det er påkrævet, at kunderne installerer ADF'en på deres system, før de bruger QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel. ADF-opdateringen tager højst et minut.

For at bruge den nye ADF skal du importere QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 ADF version 1.4 på din QIAstat-Dx Analyzer 1.0. QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel ADF er kompatibel med QIAstat-Dx Analyzer 1.0 og softwareversion 1.3 og nyere.

Sådan opdaterer du QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel ADF til version 1.4

Opdateringen til QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel ADF version 1.4 kan udføres af kunden selv. Hvis du oplever problemer med opdateringen, bedes du kontakte QIAGEN Teknisk Service på support.qiagen.com

For at opdatere QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel ADF til version 1.4 og importere den opdaterede version af analysen til QIAstat-Dx Analyzer 1.0 skal du gøre følgende:

1. Anmod din QIAGEN-forhandler om ADF'en, eller gå til <https://www.qiagen.com/shop/automated-solutions/pcr-instruments/qiastat-dx/>
2. Gå til fanen Product Resources (Produktressourcer), klik på Protocol Files (Protokolfiler), og download QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel ADF version 1.4. Gem zip-filen, og pak den ud. Kopier filen *.asy til rodmappen på USB-lagerenheden (direkte på USB-lagerenheden, ikke i nogen mappe).
3. Indsæt USB-lagerenheden, der indeholder den tilsvarende ADF, i USB-porten på QIAstat-Dx Analyzer 1.0.
4. Tryk på knappen **Options** (Valgmuligheder) og derefter på knappen Assay Management (Analysestyring). Skærbilledet Assay Management (Analysestyring) vises på skærmens indholdsområde.
5. Tryk på ikonet Import (Importér) nederst til venstre i skærbilledet.
6. Vælg den ADF-fil, der skal importeres fra USB-lagerenheden.
7. Der vises en dialogboks, og du skal bekræfte upload af filerne.
8. Der vises muligvis en dialogboks, hvor du bliver bedt om at overskrive den aktuelle version med den nye. Tryk på Yes (Ja) for at bekræfte.
9. Vælg Assay Active (Analyse aktiv) for at lade analysen blive aktiv.
10. Tryk på knappen **Options** (Valgmuligheder) og derefter på knappen **User Management** (Brugerstyring) for at tildele den aktive analyse til brugeren.
Vælg, hvilken bruger der skal have lov til at køre analysen.
Vælg **Assign Assays** (Tildel analyser) fra **User Options** (Brugerindstillinger).
Aktivér analysen, og tryk på knappen Save (Gem).

Få flere oplysninger i brugsanvisningen til analysen QIAstat-Dx Respiratory SARS-CoV-2 Panel.

Kontakt os endelig via din QIAGEN-forhandler, hvis du har flere spørgsmål om ovenstående punkter.

Med venlig hilsen

QIAGEN-teamet
www.qiagen.com