

Важна забележка

януари 2022 г.

Нови 2D баркодове на касети с реактиви EZ1® DSP

Уважаеми клиенти,

QIAGEN® наскоро обяви предстоящото пускане на пазара на новата платформа за извличане, базирана на магнитни топчета, EZ2® Connect MDx. Регистрацията и пускането на пазара на този нов апарат са насрочени за 2022 г. (Наличността на продукта варира в зависимост от региона. Моля, свържете се с Вашия търговски представител за повече подробности.)

Искаме да Ви информираме, че етикетът на касетите EZ1 DSP (в наборите EZ1 DSP Virus Kit и EZ1 DSP DNA Blood Kit, с каталожни номера, съответно 62724 и 62124) вече е оптимизиран, за да осигури съвместимост на тези касети за бъдеща употреба с апарата EZ2 Connect MDx. Върху малкия етикет, прикрепен към самата касета, е добавен 2D баркод. Този баркод съдържа информация като например типа и срока на годност на касетата. Това ще позволи на новия апарат да провери дали в него е заредена правилната касета за избрания протокол, като използва новата функция „проверка на зареждането“.

Тази промяна на етикета не оказва влияние върху използването на засегнатите касети на апарати EZ1. Съставът на реактивите вътре в касетата и самият материал в касетата няма да бъдат засегнати.

Ако имате някакви въпроси относно това известие, моля, свържете се с отдела за техническо обслужване на QIAGEN или с Вашия местен представител на QIAGEN.

С уважение,

QIAGEN

Търговски марки: QIAGEN®, Sample to Insight®, EZ1®, EZ2® (QIAGEN Group). Регистрираните имена, търговските марки и други, използвани в настоящия документ, дори ако не са изрично обозначени като такива, не следва да се считат за незащитени от закона.

1126883 HB-3020-001 01/2022 © 2022 QIAGEN, всички права запазени.

Sample to Insight

