

Viktigt meddelande

Januari 2022

Nya 2D-streckkoder på EZ1® DSP-reagenskassetter

Bästa kund,

QIAGEN® tillkännagav nyligen den kommande lanseringen av den nya magnetiska pärlbaserade extraheringsplattformen, EZ2® Connect MDx. Registreringen och lanseringen av det här nya instrumentet har planerats under 2022. (Produktens tillgänglighet varierar beroende på region. Kontakta din återförsäljare för mer information.)

Vi vill informera dig om att märkningen på EZ1 DSP-kassetterna (i EZ1 DSP Virus Kit och EZ1 DSP DNA Blood Kit, katalognummer 62724 respektive 62124) redan har optimerats för säkerställa att kassetterna är kompatibla för framtida användning på instrumentet EZ2 Connect MDx. En 2D-streckkod har lagts till på etiketten på själva kassetten. Den här streckkoden innehåller information såsom kassettyp och kassetens utgångsdatum. Därmed kan det nya instrumentet kontrollera att rätt kassett för det valda protokollet har laddats på instrumentet med hjälp av den nya funktionen "lastkontroll".

Ändringen av etiketten påverkar inte användningen av de berörda kassetterna på EZ1-instrumenten. Sammansättningen av reagenserna i kassetten och kassetens material påverkas inte.

Kontakta QIAGEN teknisk service eller din lokala QIAGEN-representant om du har några frågor om detta meddelande.

Vänliga hälsningar,

QIAGEN

Varumärken: QIAGEN®, Sample to Insight®, EZ1®, EZ2® (QIAGEN-gruppen). Registrerade namn, varumärken osv. som används i det här dokumentet kan fortfarande vara skyddade enligt lag även om de inte uttryckligen anges som sådana.

1126883 HB-3020-001 01/2022 © 2022 QIAGEN, med ensamrätt.

Sample to Insight

