

Vigtig meddelelse

Januar 2022

Nye 2D-stregkoder på EZ1® DSP-reagenspatroner

Kære værdsatte kunde

QIAGEN® annoncerede for nylig den kommende lancering af den nye ekstraktionsplatform, EZ2® Connect MDx, som er baseret på magnetiske kugler. Registreringen og frigivelsen af dette nye instrument er planlagt til at ske i 2022. (Produktet er muligvis ikke tilgængeligt i alle områder. Kontakt din salgsrepræsentant for at få flere oplysninger).

Vi vil gerne oplyse dig om, at etiketten på EZ1 DSP-patronerne (i EZ1 DSP Virus Kit og EZ1 DSP DNA Blood Kit, kat.-nr. 62724 og 62124), allerede er blevet optimeret, så disse patroner fremover kan bruges på EZ2 Connect MDx-instrumentet. Der er blevet sat en 2D-stregkode på den lille etiket, der sidder på selve patronen. Denne stregkode indeholder oplysninger om bl.a. patronstype og patronens udløbsdato. Dermed kan det nye instrument via den nye funktion "Load check" (Påsætningskontrol) tjekke, om den korrekte patron er blevet sat på instrumentet for den valgte protokol.

Denne ændring af etiketten påvirker ikke brugen af de berørte patroner på EZ1-instrumenter. Sammensætningen af reagenserne inden i patronen og selve patronmaterialet berøres ikke heraf.

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne meddelelse, kan du kontakte QIAGEN Teknisk Service eller din lokale QIAGEN-repræsentant.

Med venlig hilsen

QIAGEN

Varemærker: QIAGEN®, Sample to Insight®, EZ1®, EZ2® (QIAGEN Group). Registrerede navne, varemærker osv., der bruges i dette dokument, kan være juridisk beskyttet, også når de ikke er specifikt markeret som sådan.

1126883 HB-3020-001 01/2022 © 2022 QIAGEN, alle rettigheder forbeholdes.

Sample to Insight

