

Nota importante

Enero de 2022

Nuevos códigos de barras 2D en los cartuchos de reactivos EZ1® DSP

Estimado cliente:

QIAGEN® anunció recientemente el próximo lanzamiento de la nueva plataforma de extracción basada en esferas magnéticas, EZ2® Connect MDx. El registro y lanzamiento de este nuevo instrumento está previsto para 2022. (La disponibilidad del producto varía según la región. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más detalles).

Nos gustaría informarle que la etiqueta de los cartuchos EZ1 DSP (en el EZ1 DSP Virus Kit y el EZ1 DSP DNA Blood Kit, n.º de cat. 62724 y 62124, respectivamente) ya se ha optimizado para permitir la compatibilidad de estos cartuchos para uso futuro en el instrumento EZ2 Connect MDx. Se ha añadido un código de barras 2D en la pequeña etiqueta adherida al cartucho. Este código de barras contiene información como el tipo de cartucho y la fecha de caducidad del mismo. De este modo el nuevo instrumento podrá verificar si se ha cargado el cartucho adecuado en el instrumento para el protocolo seleccionado, utilizando su nueva función de “verificación de carga”.

Esta modificación de la etiqueta no repercute en el uso de los cartuchos afectados en los instrumentos EZ1. La composición de los reactivos dentro del cartucho y el propio material del cartucho no se ven afectados.

En caso de que tenga alguna pregunta sobre esta notificación, póngase en contacto con el servicio técnico de QIAGEN o con su representante local de QIAGEN.

Atentamente,

QIAGEN

Marcas comerciales: QIAGEN®, Sample to Insight®, EZ1®, EZ2® (QIAGEN Group). Los nombres registrados, las marcas comerciales, etc. utilizados en este documento, incluso cuando no aparecen marcados como tales, pueden estar protegidos por la legislación.

1126883 HB-3020-001 01/2022 © 2022 QIAGEN. Todos los derechos reservados.

Sample to Insight

