

## Nota importante

*therascreen*<sup>®</sup> EGFR RGQ PCR Kit (24), V2, REF 874111

*therascreen*<sup>®</sup> EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24), REF 870311

Estimado cliente de *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit:

Anteriormente se le ha informado que QIAGEN ha revisado las instrucciones de uso de los kits *therascreen* EGFR PCR para reducir cualquier riesgo que pueda derivarse de los artefactos de fluorescencia y que provoque series no válidas o resultados de falso positivo para la mutación y enfatizar la importancia de un mezclado minucioso de los reactivos. Se introdujo un valor de corte inferior para  $C_T$  delta ( $\Delta C_T$ ) y una comprobación manual adicional para los valores CT delta ( $\Delta CT$ ) a fin de evitar cualquier resultado de falso positivo a causa de dichos artefactos de fluorescencia.

En esta Nota importante queremos informarle que se ha actualizado la identificación automática de los resultados en el software Rotor-Gene y se han lanzado nuevas revisiones del manual de uso del kit correspondiente:

- Revisión 7 para REF 874111 *therascreen*<sup>®</sup> EGFR RGQ PCR Kit (24), V2
- Revisión 5 para REF 870311 *therascreen*<sup>®</sup> EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24)

Estas nuevas revisiones de los manuales de uso incluyen todos los cambios correspondientes de las instrucciones de uso. Para obtener más información, consulte el Historial de revisiones del documento del manual de uso del *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit correspondiente.

---

El paquete de ensayo para la identificación automática de los resultados (solamente disponible para REF 874111) se encuentra disponible para descargarse en la página web de productos del *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit en [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com). Vaya a Product Resources (Recursos del producto) > Supplementary Protocols (Protocolos complementarios) para descargar el paquete de ensayo.

Traducciones de esta nota importante

QIAGEN proporciona la nota importante impresa en inglés. Las traducciones de la nota importante están disponibles de forma electrónico en formato de documento portátil (PDF). Puede acceder a los documentos traducidos a través de la pestaña Product Resources (Recursos del producto) de la página del producto correspondiente en [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com).

Si tiene alguna duda o preocupación, póngase en contacto con el departamento local del servicio técnico de QIAGEN. Para obtener información de contacto, visite los siguientes sitios web:

Filiales de QIAGEN:

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/subsidiaries/>

Socios comerciales e importadores de QIAGEN:

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/distributors-and-importers/>

Atentamente,

QIAGEN

[www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)