

## Neue 2D-Barcodes auf EZ1® DSP Reagenzienkartuschen

Sehr geehrte Kundinnen, sehr geehrte Kunden,

vor Kurzem hat QIAGEN® die bevorstehende Marktfreigabe der neuen Magnetbead-basierten Extraktionsplattform EZ2® Connect MDx angekündigt. Registrierung und Freigabe dieses neuen Geräts sind für 2022 geplant. (Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Region. Bitte wenden Sie sich für weitere Details an Ihren Vertreter.)

Wir möchten Sie darüber informieren, dass das Etikett der EZ1 DSP Cartridges (im EZ1 DSP Virus Kit und dem EZ1 DSP DNA Blood Kit, Kat.-Nr. 62724 bzw. 62124) bereits optimiert wurde, um die Kompatibilität dieser Kartuschen zur Verwendung auf dem EZ2 Connect MDx Gerät zu gewährleisten. Auf dem kleinen, an der Kartusche selbst angebrachten Etikett wurde ein 2D-Barcode hinzugefügt. Dieser Barcode enthält Informationen wie den Kartuschentyp und das Verfallsdatum der Kartusche. Damit kann das Gerät unter Einsatz der neuen Funktion „load check“ (Beladungsprüfung) überprüfen, ob eine für das ausgewählte Protokoll passende Kartusche auf das Gerät geladen wurde.

Diese Modifikation der Etiketts hat keine Auswirkungen auf die Verwendung der betroffenen Kartuschen auf EZ1-Geräten. Die Zusammensetzung der Reagenzien in der Kartusche und das Material der Kartusche selbst wurden nicht geändert.

Sollten Sie Fragen bezüglich dieser Information haben, wenden Sie sich bitte an den Technischen Service von QIAGEN oder Ihren QIAGEN Mitarbeiter vor Ort.

Mit freundlichen Grüßen

QIAGEN

Marken: QIAGEN®, Sample to Insight®, EZ1®, EZ2® (QIAGEN Gruppe). Bei eingetragenen Namen, Marken usw., die in diesem Dokument genannt werden, ist davon auszugehen, dass sie gesetzlich geschützt sind, auch wenn sie nicht als solche gekennzeichnet sind.

1126883 HB-3020-001 01/2022 © 2022 QIAGEN, alle Rechte vorbehalten.