

Lưu ý Quan trọng

Tháng 1 năm 2022

## Mã vạch 2D mới trên hộp thuốc thử EZ1® DSP

Kính gửi quý khách hàng,

Gần đây, QIAGEN® đã thông báo việc sắp ra mắt nền tảng tách chiết dựa trên hạt từ tính mới, EZ2® Connect MDx. Theo kế hoạch, dụng cụ mới này sẽ được đăng ký và ra mắt vào năm 2022. (Khả năng cung cấp sản phẩm khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng liên hệ với người đại diện bán hàng để biết thêm chi tiết.)

Chúng tôi muốn thông báo rằng nhãn hộp EZ1 DSP (trong EZ1 DSP Virus Kit và EZ1 DSP DNA Blood Kit, số danh mục lần lượt là 62724 và 62124) đã được tối ưu hóa để các hộp này có khả năng tương thích khi sử dụng sau này trên dụng cụ EZ2 Connect MDx. Mã vạch 2D đã được thêm vào trên nhãn nhỏ gắn với hộp. Mã vạch này chứa thông tin như loại hộp và ngày hết hạn hộp. Điều này sẽ cho phép dụng cụ mới kiểm tra xem đã nạp hộp thích hợp lên dụng cụ cho giao thức đã chọn hay chưa, sử dụng tính năng “kiểm tra nạp” mới của dụng cụ.

Việc sửa đổi nhãn này không ảnh hưởng đến việc sử dụng các hộp liên quan trên dụng cụ EZ1. Thành phần thuốc thử bên trong hộp và bản thân vật liệu hộp không bị ảnh hưởng.

Trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thông báo này, vui lòng liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Kỹ thuật QIAGEN hoặc đại diện QIAGEN tại địa phương.

Trân trọng,

QIAGEN

Nhãn hiệu: QIAGEN®, Sample to Insight®, EZ1®, EZ2® (Tập đoàn QIAGEN). Các tên, nhãn hiệu, v.v. đã đăng ký được sử dụng trong tài liệu này, kể cả khi không được đánh dấu cụ thể như vậy, có thể vẫn được bảo vệ về pháp lý.

1126883 HB-3020-001 01/2022 © 2022 QIAGEN, tất cả quyền được bảo lưu.