

중요 참고 사항

2022년 1월

EZ1® DSP 시약 카트리지에 대한 새로운 2D 바코드

존경하는 고객님께,

QIAGEN®은 새로운 자성 비드 기반 검출 플랫폼인 EZ2® Connect MDx가 곧 출시됨을 최근에 발표했습니다. 이 새로운 기기의 등록과 출시는 2022년으로 예정되어 있습니다. (제품 제공 여부는 지역마다 다릅니다. 자세한 사항은 영업 담당자에게 문의해 주십시오.)

당사는 EZ1 DSP 카트리지(EZ1 DSP Virus Kit, EZ1 DSP DNA Blood Kit, 카탈로그 번호 각각 62724와 62124)의 라벨을 최적화하여 향후 EZ2 Connect MDx 기기에서 사용할 때 해당 카트리가 호환되도록 했음을 알려드리고자 합니다. 카트리지 자체에 부착된 작은 라벨에는 2D 바코드를 추가했습니다. 바코드에는 카트리지 유형 및 카트리지 만료일 등의 정보가 포함되어 있습니다. 이로써 새로운 기기에서 새 기능인 "로딩 확인" 기능을 이용해, 선택된 프로토콜에 적합한 카트리가 기기에 로드되었는지 확인할 수 있습니다.

라벨 수정은 EZ1 기기에서 관련 카트리지를 사용하는 데 영향을 미치지 않습니다. 카트리지 내 시약의 조성고 카트리지 자체의 소재도 영향을 받지 않습니다.

이 알림에 관하여 추가 질문이 있는 경우 QIAGEN 기술 서비스 또는 해당 지역 QIAGEN 담당자에게 문의해 주십시오.

감사합니다.

QIAGEN

등록 상표: QIAGEN®, Sample to Insight®, EZ1®, EZ2®(QIAGEN 그룹). 이 문서에 사용된 등록된 이름, 상표 등은 별도로 표시되지 않은 경우에도 여전히 법적으로 보호받을 수 있습니다.

1126883 HB-3020-001 01/2022 © 2022 QIAGEN, 모든 권리 보유.

Sample to Insight

