

Augusti 2020

Viktig anmärkning

therascreen® EGFR RGQ PCR Kit (24), V2, REF 874111

therascreen® EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24), REF 870311

Bästa *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit-kund,

Du har tidigare informerats om att QIAGEN har ändrat bruksanvisningen för *therascreen* EGFR PCR Kit för att minska eventuella risker som uppstår till följd av fluorescensartefakter som orsakar ogiltiga körningar eller falska mutationspositiva resultat och för att betona vikten av att blanda reagenserna ordentligt. En lägre cut off för delta C_T (ΔC_T) och en ytterligare manuell kontroll av delta CT-värden (ΔCT) infördes för att undvika falska positiva resultat till följd av sådana fluorescensartefakter.

Med det här viktiga meddelandet vill vi informera er om att automatiskt fastställande av resultat i Rotor-Gene-programvaran har uppdaterats och nya revisioner av motsvarande kithandböcker har getts ut:

- Revision 7 för REF 874111 *therascreen*® EGFR RGQ PCR Kit (24), V2
- Revision 5 för REF 870311 *therascreen*® EGFR Plasma RGQ PCR Kit (24)

Dessa nya handboksrevisioner inkluderar alla motsvarande bruksanvisningsändringar. Mer information finns i dokumentrevisionshistoriken för tillämplig *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit handbok.

Analyspaketet för automatiskt fastställande av resultat (endast tillgängligt för REF 874111) finns tillgängligt för nedladdning på produktwebbsidan för *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit på www.qiagen.com. Gå till Product Resources (Produktresurser) > Supplementary Protocols (Tilläggsprotokoll) om du vill ladda ner analyspaketet.

Översättningar av den här viktiga anmärkningen

QIAGEN tillhandahåller en utskrift av den viktiga anmärkningen på engelska. Översättningar av den viktiga anmärkningen finns tillgängliga elektroniskt i PDF-format. Du kan hämta de översatta dokumenten på fliken Product Resources (Produktresurser) på motsvarande produktsida på www.qiagen.com.

Vid frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta QIAGENS lokala tekniska serviceavdelning. Besök följande webbplatser för kontaktinformation:

Dotterbolag till QIAGEN:

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/subsidiaries/>

Handelspartners och importörer för QIAGEN:

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/distributors-and-importers/>

Med vänliga hälsningar,

QIAGEN

www.qiagen.com