

QIAseq® miRNA Library Kits を使用されるお客様へ

QIAseq miRNA Library Kits (Cat. no. 331502, 331505) をご使用いただきましてありがとうございます。

本製品の BOX 2 に含まれる 2x miRNA Ligation Activator は、受領後、箱から取り出し、-30 ~ -15°C の恒温冷凍庫で保管してください。

ご使用に際し、ご不明な点等がございましたら弊社テクニカルサポートまで (Tel : 03-6890-7300、E-mail : techservice-jp@qiagen.com) お問い合わせください。

QIAseq miRNA Library Kit は分子生物学の研究用試薬です。診断、予防、治療は目的としていません。

Trademarks: QIAGEN®, QIAseq®, Sample to Insight® (QIAGEN Group).

本文に記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。製品情報、仕様、カタログ番号 (Cat. no.)、価格等は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。© 2020 QIAGEN, all rights reserved.

株式会社 キアゲン | 〒104-0054 | 東京都中央区勝どき3-13-1 | Forefront Tower II
Tel:03-6890-7300 | Fax:03-5547-0818 | E-mail:techservice-jp@qiagen.com | www.qiagen.com

