

Março 2016

## Nota importante

Estimado cliente,

Gostaríamos de informá-lo acerca das alterações ao **limite de branco (LOB) e ao limite de detecção (LOD) da mutação do G12V** para o kit **therascreen® KRAS Pyro®** (QIAGEN, n.º cat. 971460). Estas alterações surgem na sequência de várias investigações aprofundadas realizadas pela QIAGEN.

O LOB foi alterado de 0,0% unidades para 4,9% unidades e o LOD de 1,0% unidades para 8,0% unidades. O *manual do kit therascreen KRAS Pyro* e o *guia de iniciação rápida do KRAS Pyro Plug-in* serão atualizados para refletir estas alterações. Não existem outras alterações de valores para outras mutações.

Em caso de dúvidas, contacte o Departamento de Assistência Técnica QIAGEN local.

Os melhores cumprimentos,

A sua equipa QIAGEN

Marcas comerciais: QIAGEN®, Sample to Insight®, Pyro®, therascreen® (QIAGEN Group).  
1101369 03/2016 HB-2091-001  
© 2016 QIAGEN, todos os direitos reservados.