

Důležitá poznámka

leden 2022

Nové 2D čárové kódy na kazetách s reagensii EZ1® DSP

Vážený zákazníku,

společnost QIAGEN® nedávno oznámila nadcházející uvedení nové extrakční platformy založené na magnetických kuličkách, EZ2® Connect MDx na trh. Registrace a vydání tohoto nového přístroje jsou plánovány na rok 2022. (Dostupnost produktu se liší v závislosti na regionu. Ohledně dalších podrobných informací kontaktujte svého obchodního zástupce.)

Rádi bychom vás informovali, že štítek kazet EZ1 DSP (v EZ1 DSP Virus Kit a EZ1 DSP DNA Blood Kit, kat.č. 62724 a 62124) již byl optimalizován, aby byla zajištěna kompatibilita těchto kazet pro budoucí použití v přístroji EZ2 Connect MDx. Na malý štítek připevněný k samotné kazetě byl přidán 2D čárový kód. Tento čárový kód obsahuje informace, jako je typ kazety a datum expirace kazety. To umožní novému přístroji zkontrolovat, zda byla do přístroje vložena správná kazeta pro zvolený protokol, a to s využitím jeho nové funkce „kontrola vložení“.

Tato úprava štítku nemá žádný dopad na použití dotčených kazet v přístrojích EZ1. Složení reagensií uvnitř kazety a samotný materiál kazety nejsou ovlivněny.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se tohoto oznámení se obraťte na technické služby společnosti QIAGEN nebo na místního zástupce společnosti QIAGEN.

S pozdravem

společnost QIAGEN

Ochranné známky: QIAGEN®, Sample to Insight®, EZ1®, EZ2® (QIAGEN Group). Registrované názvy, ochranné známky atd. použité v tomto dokumentu, i když takto nejsou konkrétně označeny, mohou být stále chráněny zákonem.

1126883 HB-3020-001 01/2022 © 2022 QIAGEN, všechna práva vyhrazena.