

2016 m. kovas

Svarbi pastaba

Gerb. kliente,

Norėtume jus informuoti apie **tuštumos ribos („Limit of Blank“, LOB) ir aptikimo ribos („Limit of Detection“, LOD), skirtų *therascreen*® KRAS Pyro® rinkinio** (QIAGEN kat. Nr. 971460) G12V mutacijai, pakeitimus. Šie pakeitimai pagrįsti keiais išsamiais QIAGEN tyrimais.

LOB pasikeitė iš 0,0 % vienetų į 4,9 % vienetų, o LOD – iš 1,0 % vienetų į 8,0 % vienetų. „*Therascreen KRAS Pyro*“ rinkinio vadovėlis ir „*KRAS Pyro*“ priedo trumpasis vadovas bus atnaujinti taip, kad atspindėtų šiuos pakeitimus. Kitų mutacijų reikšmės nesikeičia.

Jeigu turite daugiau klausimų, susisiekite su savo vietiniu QIAGEN techninių paslaugų departamentu.

Pagarbiai,

Jūsų QIAGEN komanda

Prekių ženklai: QIAGEN®. Sample to Insight®, Pyro®, *therascreen*® (QIAGEN grupė).
1101369 03/2016 HB-2091-001
© 2016 QIAGEN, visos teisės saugomos.