

Jauni 2D svītrkodi uz EZ1[®] DSP reaģentu kasetnēm

Cienījamais klient!

Nesen QIAGEN[®] paziņoja, ka tiks laista klajā jauna, uz magnētisko lodīšu metodi balstīta ekstrakcijas platforma EZ2[®] Connect MDx. Šī jaunā instrumenta reģistrēšana un laišana tirgū ir plānota uz 2022. gadu. (Produkta pieejamība ir atkarīga no reģiona. Lai uzzinātu plašāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar savu tirdzniecības pārstāvi.)

Vēlamies jūs informēt, ka kasetņu EZ1 DSP cartridges (EZ1 DSP Virus Kit komplektā un EZ1 DSP DNA Blood Kit komplektā kat. nr. attiecīgi 62724 un 62124) etiķete jau ir optimizēta tā, lai šīs kasetnes būtu saderīgas turpmākai lietošanai EZ2 Connect MDx instrumentā. 2D svītrkods ir pievienots mazajai etiķetei, kas piestiprināta pašai kasetnei. Šis svītrkods satur tādu informāciju kā, piemēram, kasetnes tips un kasetnes derīguma termiņš. Tādējādi jaunais instruments, izmantojot savu jauno līdzekli "load check" (uzpildes pārbaude), varēs pārbaudīt, vai instrumentā ievietotā kasetne atbilst atlasītajam protokolam.

Šī etiķetes modifikācija neietekmē attiecīgo kasetņu lietojumu EZ1 instrumentos. Kasetnē esošo reaģentu sastāvs un kasetnes materiāls pats nav mainīti.

Ja ir radušies jautājumi par šo paziņojumu, lūdzu, sazinieties ar QIAGEN tehniskā atbalsta dienestu vai vietējo QIAGEN pārstāvi.

Patiesā cieņā,

QIAGEN

Preču zīmes: QIAGEN[®], Sample to Insight[®], EZ1[®], EZ2[®] (QIAGEN Group). Šajā dokumentā minētie reģistrētie nosaukumi, preču zīmes u.c. nosaukumi (pat gadījumos, kur tas īpaši nav norādīts) joprojām var būt aizsargāti ar likumu.

1126883 HB-3020-001 01/2022 © 2022 QIAGEN, visas tiesības paturētas.

