

2020년 9월

## 중요 공지

*therascreen*® EGFR RGQ PCR Kit (24), REF 870121

존경하는 *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit 고객님께,

이전에 알려 드린 바와 같이, 형광 인공물로 인한 무효한 실행이나 돌연변이 위양성 결과가 초래될 위험을 낮추고, 철저한 혼합의 중요성을 강조하기 위해 QIAGEN에서 *therascreen* EGFR PCR Kit의 사용 설명서를 개정하였습니다. 그러한 형광 인공물로 인한 위양성 결과를 방지하기 위하여 델타 C<sub>T</sub> ( $\Delta C_T$ )에 대한 보다 낮은 컷오프와 델타 값( $\Delta CT$ )에 대한 추가적인 수동 확인을 도입하였습니다.

이 중요 공지에서는, Rotor-Gene 소프트웨어에서의 결과 자동 호출이 업데이트되었으며 해당 키트 안내서에 대한 다음의 새 개정판이 나왔음을 알려 드리고자 합니다.

- REF 870121 *therascreen*® EGFR RGQ PCR Kit(24) 개정판 10

새로 나온 안내서 개정판에는 모든 해당 사용 설명서 변경 사항이 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 해당 *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit 안내서의 문서 개정 이력을 참조하시기 바랍니다.

자동 결과 호출에 대한 분석 패키지는 *therascreen* EGFR RGQ PCR Kit 제품 웹사이트([www.qiagen.com](http://www.qiagen.com))에서 다운로드할 수 있습니다. 분석 패키지를 다운로드하려면 Product Resources(제품 리소스) > Supplementary Protocols(보조 프로토콜)를 방문하십시오.

## 본 중요 공지의 번역본

QIAGEN에서는 중요 공지 영어본 인쇄물을 제공합니다. 중요 공지의 번역본은 PDF(Portable Document Format) 전자 파일로 제공됩니다. [www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)의 해당 제품의 "Product Resources"(제품 리소스) 탭에서 번역 문서를 확인할 수 있습니다.

의문 사항이나 우려 사항이 있을 경우 현지 QIAGEN 기술 서비스 부서에 문의해 주십시오. 연락처 정보를 확인하려면 다음 웹페이지를 방문하시기 바랍니다.

QIAGEN 자회사:

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/subsidiaries/>

QIAGEN 기업 파트너 및 수입업자:

<https://www.qiagen.com/about-us/contact/global-contacts/distributors-and-importers/>

감사합니다.

QIAGEN

[www.qiagen.com](http://www.qiagen.com)