

Notă importantă

Ianuarie 2022

Coduri de bare 2D noi pe cartușele cu reactivi EZ1® DSP

Stimate client,

QIAGEN® a anunțat de curând lansarea iminentă a noii platforme de extracție pe bază de bile magnetice, EZ2® Connect MDx. Înregistrarea și lansarea acestui nou instrument sunt planificate pentru anul 2022. (Disponibilitatea produsului variază în funcție de regiune. Vă rugăm să contactați reprezentanța de vânzări locală pentru detalii suplimentare.)

Dorim să vă informăm că eticheta cartușelor EZ1 DSP (incluse în EZ1 DSP Virus Kit și EZ1 DSP DNA Blood Kit, nr. de catalog 62724 și, respectiv, 62124) a fost deja optimizată pentru a permite compatibilitatea acestor cartușe, pentru o utilizare ulterioară pe instrumentul EZ2 Connect MDx. Pe eticheta mică atașată direct pe cartuș a fost adăugat un cod de bare 2D. Acest cod de bare conține informații precum tipul de cartuș și data de expirare a cartușului. În acest fel, noul instrument va putea verifica încărcarea cartușului corespunzător pe instrument pentru protocolul selectat, utilizând noua caracteristică „load check” (verificare încărcare).

Această modificare a etichetei nu are niciun impact asupra utilizării cartușelor afectate pe instrumentele EZ1. Compoziția reactivilor din interiorul cartușului și materialul în sine al cartușului nu sunt afectate.

Dacă aveți întrebări cu privire la această informare, contactați Serviciile tehnice QIAGEN sau reprezentanța QIAGEN locală.

Cu considerație,

QIAGEN

Mărci comerciale: QIAGEN®, Sample to Insight®, EZ1®, EZ2® (QIAGEN Group). Denumirile înregistrate, mărcile comerciale etc. utilizate în documentul de față, chiar dacă nu sunt marcate în mod specific, pot fi protejate prin lege.

1126883 HB-3020-001 01/2022 © 2022 QIAGEN, toate drepturile rezervate.

Sample to Insight

