

Marzec 2016

Ważna Informacja

Szanowny Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować Cię o zmianach **limitu próby ślepej** (Limit of Blank; LOB) **oraz zmianach limitu detekcji** (Limit of Detection; LOD) **dla mutacji G12V ujętej w ramach Zestawu *therascreen*[®] KRAS Pyro[®]** (QIAGEN nr kat. 971460). Zmiany te oparte są na szeregu dogłębnych badań przeprowadzonych przez QIAGEN.

Wartość LOB uległa zmianie z 0,0% do 4,9%, natomiast wartość LOD uległa zmianie z 1,0% do 8,0%. *Instrukcja Zestawu therascreen KRAS Pyro* oraz *Instrukcja do Wtyczki KRAS Pyro Plug-in (Quick-Start Guide)* zostaną zaktualizowane celem uwzględnienia powyższych zmian. Wartości dla innych mutacji nie uległy zmianie.

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Działem Pomocy Technicznej QIAGEN (QIAGEN Technical Services Department).

Z wyrazami szacunku,

Twój Zespół QIAGEN Team

Znaki handlowe: QIAGEN[®], Sample to Insight[®], Pyro[®], *therascreen*[®] (QIAGEN Group).
1101369 03/2016 HB-2091-001
© 2016 QIAGEN, wszelkie prawa zastrzeżone.